

PHILIPS

Wake-up Light

Brūna/melna

HF3462/20



Sāciet dienu ar patīkamām sajūtām

Gaisma, kas jūs pamodina dabiski

Wake-up Light lampa pamodina jūs viegli un dabiski, sniedzot jums enerģiju gluži kā saulainā vasaras rītā. Pamatojoties uz Philips 100 gadu ilgo pieredzi apgaismojuma jomā, Wake-up Light lampai medicīniski apstiprināta iedarbība.

Philips – gaismas eksperts

- 100 gadi apgaismošanas pieredzes

Pierādīta pozitīva iedarbība uz veselību

- Atbalsta medicīnisko ierīču direktīva (MDD)

Gaismas intensitāte

- Līdz pat 400 luksu, lai nodrošinātu dabisku pamošanos un ērtu lasīšanu

Gaisma pamodina jūs dabiski

- Pakāpeniska gaisma pozitīvi ietekmē enerģijas hormonus

Pamostieties klausoties savu iecienītāko radio staciju

- Digitāls FM radio

Izceltie produkti

Gaisma pamodina jūs dabiski



Gaismas intensitāte pakāpeniski sāk pieaugt 30 minūtes pirms iestatītā pamošanās laika. Gaisma krīt uz acīm un pozitīvi ietekmē enerģijas hormonus, sagatavojot ķermeni nomodam. Tādējādi pamošanās ir patīkamāka.

400 luksu liela gaismas intensitāte



Lampa Wake-up Light (HF 3461) nodrošina līdz pat 400 luksu gaismas intensitāti. Kliniski pierādīts, ka jums nepieciešami līdz 250 luksu, lai ietekmētu enerģijas hormonus un pamostos enerģijas pilns. Ērtai lasīšanai nepieciešams gaismas līmenis no 300 līdz 400 luksu apmērā.

Trīs dabiskas skaņas vai maigs signāls



Iestatītajā pamošanās laikā izdzirdēsiet dabisku skaņu vai, ja vēlaties, maigu signālu. Sākumā tas ir kluss un pēc pusotras minūtes sasniedz jūsu izvēlēto skaļumu. Varat izvēlēties no trim dabiskām skaņām: putnu čivināšana mežā no rīta, viļņu skalošanās pludmalē vai varde un pīle nelielā dīķī. Pakāpeniski pieaugošā skaņa padarīs pamošanās procesu patīkamu un mierīgu, nodrošinot, ka nekad netiksiet strauji pamodināts. Kad skaņa sasniedz izvēlēto skaļuma līmeni, ir viegli piecelties no gultas.

Digitāls FM radio



Iebūvētais digitālais FM radio ļauj pamosties, klausoties iecienītās dziesmas vai ziņas katru dienu. Vienkārši izvēlieties savu iecienīto

radiostaciju, un tā tiks atskaņota jūsu iestatītajā pamošanās laikā, sākumā klusi, pēc tam pakāpeniski palielinot skaļumu līdz jūsu izvēlētajam līmenim deviņdesmit sekunžu laikā.

Philips – gaismas eksperts

Philips ir pasaulē vadošais uzņēmums apgaismes tehnoloģiju sfērā. Ar vairāk nekā 100 gadus ilgu pieredzi šajā sfērā Philips ir īsts eksperts par gaismu un tās ietekmi uz cilvēka ķermeni. Lampā Wake-up Light šīs zināšanas apvienotas nozīmīgā, tehnoloģiski mūsdienīgā un vienkārši lietojamā izstrādājumā, kas uzlabos daudzu cilvēku pašsajūtu.

Atbalsta medicīnisko ierīču direktīva (MDD)



Pierādīts, ka šī ierīce uzlabo veselību, kā sertificēts ar medicīnisko ierīču direktīvu (MDD).

Specifikācijas

Skapa

Pamošanās skaņa: 3 dabiskas skaņas (rīta putni, liedags, diķis), maigs pamošanās signāls, jūsu iecienītā digitālā FM radiostacija

Skaņas izslēgšanas funkcija: skaņas tūlītējas izslēgšanas opcija

Vislabākās skaņas kvalitātes kaste: 2 W

FM radio

Tehniskā specifikācija

Vada garums: 3 m

Strāvas padeve: 100 W

Spriegums: 230 V

Frekvence: 50 Hz

Izolācija: II klase (dubulta izolācija)

Lampu veids: 1 Philips kvēlspuldze

Spuldžu darbmūžs: 1000 stundas (vienkārši nomaināma)

Svars un izmēri

Produkta izmēri: 13,5 x 20,0 x 30,0 (DzxPxA) cm

Produkta svars: 1,5 kg

A kastes izmēri: 22,5 x 49,5 x 34,1 (DzxPxA) cm

F kastes svars: 2,1 kg

Daudz. uz Euro plātnes: 126 gab.

A kastes svars: 7,8 kg

Nr. F-kastu A-kastē: 3 gab.

F kastes izmēri: 16,0 x 21,0 x 32,0 (DzxPxA) cm

Loģistikas dati

CTV kods: 884346220000

Izcelsmes valsts: Ķīna

Drošība

Bez UV: nav UV starojuma

Sertificējis: Cenelec

Vienkārša lietošana

Neslidošs gumijas paliktnis

Ātrās ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Skaņas atlikšanas poga: 9 minūte (s)

Kompakts izmērs: nepieciešama noteikta vieta uz naktsгалdiņa (13,5x20 cm)

Ātrās pārbaudes funkcija (90 sek.): pārbaudiet

nākamā rīta gaismas/skaņas līmeni 90 sekunžu laikā.

Elektrības dublēšanas funkcija: 5 minūte (s)

Medicīniska ierīce

Pierādīta pozitīva iedarbība uz veselību: atbalsta Medicīnisko ierīču direktīvas sertifikāts

Lampina

Wake-up Light spuldze ar dabisku dienas

gaismas spektru: 100 W

Gaisma ērtai lasīšanai: 400 luksi pie 40-50 cm

Saullēkta simulācijas process (0-: 30 minūte (s)

Gaismas intensitātes reostats: 0-400 luksi pie 40-50 cm

Gaismas ieslēgšanas/izslēgšanas funkcija

Displejs

Viegli lasāms šķidro kristālu displejs: 50x50 mm

Displeja spilgtuma vadība: 3 iestatījumi (zems, vidējs, augsts)

