

# PHILIPS

IPL hårfjerningsenhet  
med SenseIQ

Lumea IPL 8000  
Series

SmartSkin-sensor

4 intelligente tilbehør: kropp,  
ansikt, bikini, armhuler

Lumea IPL-app

Bruk med ledning

BRI947/00



## Skreddersydd for deg med SenseIQ

Glatt og hårfri hud i tolv måneder\*

Gled deg over rask og personlig behandling med vår Lumea IPL 8000-serie. SenseIQ-teknologi med smarte tilbehør og Lumea IPL-app for langvarig glatt hud.

### Skånsom og effektiv for langvarig glatt hud

- Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv
- Behandle kun 2 ganger i måneden for raske resultater
- Ekstra lang kabel for bedre fleksibilitet under behandlingen

### Full løsning for ansikt og kropp

- Fullstendig løsning for ansikt og kropp med fire smarte tilbehørsdeler
- Passende for de fleste hud- og hårfarger

### Personlig tilpasset behandling med IPL-hårfjerning

- Optimaliser behandlingen med Philips Lumea IPL-appen
- Skånsom og komfortabel med SenseIQ


# Høydepunkter

## Fire smarte tilbehørsdeler




Spesialdesignede tilbehør passer perfekt til kroppens kurver og aktiverer de mest effektive programmene for hvert kroppsområde når de er tilkoblet. Ansikt: Flat design og lite vindu med UV-filer. Kropp: Buet innover med et stort vindu. Bikini og armhule: Buet utover for områder hvor det er vanskelig å komme til.

## Philips Lumea IPL-appen



Vår gratis veiledningsapp hjelper deg med å planlegge og følge behandlingsplanen. Deretter fører den deg gjennom hvert trinn i økten. Appen har blitt lastet ned av mer enn 2,1 millioner brukere.

## Utviklet sammen med hudspesialister



Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den hjemme. Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.

## 2 ganger i måneden for raske resultater



Annen hver uke for å komme i gang – det er halvparten så mange behandlinger som andre merker. Oppfriskning kun en gang i måneden. Det er alt som trengs. Det tar 8,5 minutter å behandle begge ben.

## SenseIQ-teknologi



Lumea 8000-serien har fem lett justerbare lysinnstillinger. Vår SmartSkin-sensor leser hudtonen din og hjelper deg med å finne den

mest komfortable innstillingen. Det intelligente tilbehøret tilpasser behandlingen for hvert kroppsområde.

## Ekstra lang kabel



Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.

## For de fleste hud- og hårtyper



IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudfargen og fungerer dermed på naturlig mørk blondt, brunt og svart hår og på hudfarger fra lys til mørk brun (I-V).

# Spesifikasjoner

## Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

**Tilbehør for kroppsbehandling:** Form: Konveks bue, Vindusstørrelse: 4,1 cm<sup>2</sup>, Tilpasset behandling for kroppen: ben, armer og mage

**Tilbehør for ansiktsbehandling:** Form: Flat, Vindusstørrelse: 2 cm<sup>2</sup>, ekstra filter, Tilpasset behandling for ansiktet: overleppe, hake og kjeve

**Tilbehør for bikinibehandling:** Form: Konkav bue, Vindusstørrelse: 3 cm<sup>2</sup>, Tilpasset behandling for følsomt bikiniområde

**Tilbehør for underarmbehandling:** Form: Konkav bue, Vindusstørrelse: 3 cm<sup>2</sup>, Tilpasset behandling for armhuler

## Sikkerhet og justerbare innstillinger

**Integrert UV-filter:** Beskytter huden mot UV-stråler

**5 innstillinger for lysenergi:** Kan tilpasses til

hudtypen din

**Integrert sikkerhetssystem:** Forhindrer utilsiktede lysglimt

**SmartSkin-probe:** Få rett innstilling på forespørsel

## Programmodus

**Slide and Flash:** For rask bruk

**Bruk med kabel / trådløs bruk:** Bruk med ledning

**Stamp and Flash:** For behandling på små områder

## Tekniske spesifikasjoner

**Spenning:** 100–240 V

**Lampe med høy effekt:** Laget for lang levetid, 450 000 lysglimt, tilsvarende 39 års levetid for lampen\*\*

## Service

**Garanti:** 2 års global garanti + 1 ekstra garantiår ved registrering av produktet innen 90 dager

## Deler som medfølger

**Brukerhåndbok:** Brukerhåndbok

**Oppbevaring:** Sminkeveske

**Adapter:** 19,5 V / 4000 mA

## Påføringstid

**Underarmer:** 2,5 min

**Bikini linje:** to minutter

**Ansiktsområder:** 1,5 min

**Legger:** 8,5 min

