

PHILIPS

sonicare



Elektrische
Schallzahnbürste mit App

DiamondClean Smart

Personalisiertes Coaching

Intelligente Bürstenkopfsensoren

Smart-Bürstenkopferkennung

4 Putzprogramme,
3 Intensitätsstufen



HX9912/18

Unsere bislang beste Zahnbürste, für eine vollständige Mundpflege

Gutes Gewissen dank 100 % Reichweite

Die DiamondClean Smart ist unsere beste Zahnbürste für eine vollständige Mundpflege. Mit den vier Hochleistungsbürstenköpfen können Sie sich auf alle Bereiche der Mundpflege konzentrieren, während unsere Smart Sensor-Technologie personalisiertes Feedback und Tipps bereitstellt.

Für eine gute Mundgesundheit

- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque* für eine gründliche Reinigung

Personalisierte Tipps innerhalb der App für perfektes Putzen

- Führt Sie beim Putzen und weist auf ausgelassene Bereiche hin
- Bringt Sie zurück zu ausgelassenen Stellen für eine 100 %ige Abdeckung
- Pflegen Sie Problembereiche besser
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Vermeiden Sie zu starkes Scheuern

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Bürstenköpfe wählen automatisch die optimalen Einstellungen aus
- Holen Sie immer das Beste aus Ihrem Bürstenkopf
- Wählen Sie aus 4 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen
- Ladeglas und Reiseetui


Besonderheiten

Verabschieden Sie sich von Plaque




Stecken Sie den C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz auf, und erleben Sie unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt*** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen* zu erzielen.

Erreichen Sie jede Stelle




Die Philips Sonicare App zeigt Ihnen, wann die Reinigung gründlich war, und bringt Ihnen bei, wie Sie besser und genauer putzen.

TouchUp-Funktion




Die TouchUp-Funktion in Ihrer App zeigt Ihnen, ob Sie Stellen beim Bürsten ausgelassen haben. So können Sie diese erneut bürsten und darauf vertrauen, dass Sie jedes Mal eine vollständige Reinigung erzielen.

Intelligente Erinnerungsfunktionen




Bürstenköpfe nutzen sich im Laufe der Zeit ab und entfernen daher Plaque weniger effektiv. Unsere Smart-Bürstenkopferkennung erinnert Sie rechtzeitig daran, Ihren Bürstenkopf zu ersetzen. Ihre Zahnbürste zeichnet auf, wie lange und mit wie viel Druck Sie mit jedem Bürstenkopf geputzt haben, und gibt Ihnen Bescheid, wenn der Bürstenkopf ausgetauscht werden sollte. Sie können die Lebensdauer Ihrer Bürstenköpfe auch in der Philips Sonicare App verfolgen und sogar Ersatz bestellen, damit Ihnen die Bürstenköpfe nie ausgehen.

Fokusbereiche und Zielsetzung



Ihr Zahnarzt hat Sie auf Problembereiche hingewiesen? Wir markieren diese in der App auf der 3D-Karte Ihres Mundes und erinnern Sie daran, besonders auf diese Bereiche zu achten.

Zu viel Druck?



Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie zu hart putzen, aber Ihre DiamondClean Smart wird dies tun. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, blinkt der Leuchtring am Ende des Handstücks. So werden Sie sanft daran erinnert, weicher zu bürsten und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Bürstverhalten.


Einfach einfach



Bei einer elektrischen Zahnbürste überlassen Sie der Zahnbürste die Arbeit. Wir haben einen Drucksensor in das Handstück integriert, der Sie sanft daran erinnert, keine potenziell schädlichen Putzbewegungen auszuführen. So verbessern Sie Ihre Technik und erreichen eine sanftere, effektivere Reinigung.

Besonderheiten

Smart-Bürstenkopferkennung



Sie fragen sich, welches Putzprogramm und welche Intensitätsstufe Sie verwenden sollten? Keine Sorge! Ein Mikrochip im Bürstenkopf meldet den verwendeten Bürstenkopf an die DiamondClean Smart. Wenn Sie also beispielsweise einen Bürstenkopf für die Zahnfleischpflege aufstecken, kann die Zahnbürste das optimale Putzprogramm sowie die Intensität wählen und eine sanfte und effektive Zahnfleischpflege ermöglichen. Sie müssen nur noch den Ein-/Aus-Schalter drücken.

4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen



Mit DiamondClean Smart erhalten Sie das volle Programm. Unsere 3 Intensitätsstufen steigern Ihre Reinigungsleistung, und unsere 4 Putzprogramme decken all Ihre Zahnpflegeanforderungen ab. Das "Clean"-Putzprogramm bietet Ihnen eine herausragende tägliche Reinigung, das "White+"-Putzprogramm entfernt Flecken, im "Deep Clean+"-Putzprogramm erreichen Sie eine belebende gründliche Reinigung und das "Gum Health"-Putzprogramm reinigt sanft entlang des Zahnfleischrands.

Entworfen für praktische Aufbewahrung



Das Aufladen einer Zahnbürste war noch nie so einfach. Setzen Sie Ihre Zahnbürste einfach nach dem Bürsten in den eleganten Halter aus Glas, und sie wird sofort aufgeladen. Das Glas fügt sich nicht nur elegant in Ihr Badezimmer ein, sondern kann auch zum Ausspülen verwendet werden. Verwenden Sie die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen regelmäßig. In unserem hochwertigen Reisetui können Sie Ihre Zahnbürste unterwegs hygienisch aufbewahren.

Daten

Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie: Verbundene Zahnpflege-App

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):

14 Tage*****

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz, Weiß

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android Smartphones, Bluetooth 4.0-fähige Tablets

iOS-Kompatibilität: iPad der 3. Generation oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7 oder höher

Benutzerfreundlichkeit

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Anzeige: Beleuchtetes Display

Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Bürstenkopf-Erkennung: Wählt das optimale Putzprogramm

Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet auf

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 2 C3 Premium zur Plaque-Bekämpfung

Reiseetui: 2, USB-Reiselaadetui

Handstück: 2 DiamondClean Smart

Ladeglas: 2

Reinigungsleistung

Vorteile für die Gesundheit: Für gesünderes Zahnfleisch

Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer

Druck-Feedback: Ring leuchtet violett, Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

TouchUp: Stellt 100 %ige Abdeckung sicher

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

3 Intensitätsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch

Deep Clean+: Für eine besonders gründliche

Reinigung

Gesundes Zahnfleisch: Pflegt Backenzähne besonders gründlich

White+: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Smart-Bürstenkopferkennung

G3 Premium Gum Care Bürstenkopf: Die perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-Putzprogramm

W3 Premium White Bürstenkopf: Die perfekte Ergänzung zum "White+"-Putzprogramm

C3 Premium zur Plaque-Bekämpfung: Die perfekte Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

Positionssensor: Verfolgt und verbessert die Abdeckung

Scheuersensor: Hinweise zur Vermeidung von Scheuern

3D-Karte Ihres Mundes: Hebt Problembereiche hervor

TouchUp: Weist auf ausgelassene Stellen hin

Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

