

Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra –
fogköztisztító

1 fúvófejjel és 1 kefefejjel
FlexCare Platinum kefével



HX8392/47

Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*

A nem rendszeres fogselyemhasználók számára tervezve

Azok számára, akik nem használnak fogselymet rendszeresen, az AirFloss Pro/Ultra**** biztosítja a legegyszerűbb módot a fogközök hatékony tisztításához. Az AirFloss Pro/Ultra egyaránt használható szájvízzel vagy vízzel, és klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonysággal segít megőrizni a fogíny egészségét.**

Javítja a száj higiéniáját

- Klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonyságú, az egészséges fogínyért**
- Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás***
- Segíti a fogszuvasodás megelőzését a fogközökben

Felülmúlhatatlan technológia

- Nagy teljesítményű fej
- Levegőt és mikrocspepeket alkalmazó technológia
- Háromszoros fújás testre szabható beállításai


A fogak közötti hatékony tisztítás legegyszerűbb módja

- Az egészséges rutin kialakításának egyszerű módja
- Mindössze 60 másodpercet vesz igénybe: irányítsa a megfelelő helyre, nyomja meg, és már tisztíthat is!
- A szájüreg frissessége és tisztasága magabiztosságot nyújt egész nap

PHILIPS
sonicare

Fénypontok

Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás




Az AirFloss Ultra a kezelt területeken található lepedék akár 99,9%-át eltávolítja.**

Mikrocsepp-technológia



A levegő és szájöblítő vagy víz segítségével működő egyedülálló technológiánk hatékony, mégis kíméletes tisztítást biztosít a fogak között és a fogíny mentén, ami lehetővé teszi, hogy ilyen kedvező, klinikailag igazolt eredményeink születhessenek.

Egészséges rutin kialakítása egyszerűen



A fogközök tisztítása nagyon fontos a szájhygiéna szempontjából. Az AirFloss segítségével egyszerűen tisztíthatja a fogak közti réseket, így elősegíti az egészséges rutin kialakítását.

Egészségesebb fogíny



A Philips Sonicare AirFloss Ultra fej klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos mértékben segít megőrizni a fogíny egészségét.** Már két hét alatt segít megőrizni a fogíny egészségét.

Mindössze 60 másodperc alatt elvégzi a tisztítást



Az AirFloss Ultra segítségével a teljes szájüreg megtisztítása naponta kevesebb mint 60 másodpercet vesz igénybe. Csupán ki kell választania a fújás gyakoriságát (egyszeres, kétszeres vagy háromszoros), és nyomva kell tartania a bekapcsológombot a folyamatos automatikus fújásokhoz, vagy lenyomni és felengedni a manuális fújás üzemmódhoz.

Frissesség és tisztaság a szájöblítőnek köszönhetően



Töltse fel szájöblítővel vagy vízzel a markolaton lévő tartályt, majd irányítsa a megfelelő helyre, és nyomja meg. A tökéletes frissesség és az

antimikrobiális hatás előnyei érdekében használja szájöblítővel.

Segíti a fogszuvasodás megelőzését




A fogkefével elérhetetlen lepedék gyengéd eltávolításával a Philips Sonicare AirFloss Ultra segít megelőzni a fogak közötti területen kialakuló fogszuvasodást.

Nagy teljesítményű fej



Az új AirFloss Ultra nagy teljesítményű fej fokozza a levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológiánk hatékonyságát, így az minden eddiginél hatékonyabb.

Háromszoros fújás testreszabása



A nagy teljesítményű AirFloss Ultra fúvófej a bekapcsológomb többszöri megnyomásával az Ön tetszése szerint beállítható egyszeres, kétszeres vagy háromszoros fújásra.

Műszaki adatok

Tápellátás

- Feszültség: Többfeszültségű töltő

Műszaki adatok

- Akkumulátor: Újratölthető
- Elem típusa: Lítium-ionos
- Töltési idő: 24 óra a teljes feltöltéshez

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: fehér, szürke árnyalattal

Szerviz

- Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

- Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
- Töltöttségjelző: A markolat LED-fényei jelzik a töltöttségi szintet
- Akkumulátor élettartam: 1-3 hét****
- Fúvócső: Könnyű felhelyezés

Tartozékok

- Töltő: 1
- Kefefejek: 1 InterCare standard
- Újratölthető fogkefe markolat: FlexCare Platinum
- AirFloss Ultra markolat: 1
- AirFloss Ultra fej: 1

Fogmosási teljesítmény

- Egészségügyi előnyök: A teljes szájüreg megtisztítása 60 másodperc alatt, Egészségesebb íny már 2 hét alatt*
- Teljesítmény: A lepedéknek akár a 99,9%-át eltávolítja**
- Klinikailag bizonyított eredmények: Éppolyan hatékony, mint a fogselyem, a fogíny egészségének megőrzéséért, a fogínyvérzés csökkentéséért, a lepedék csökkentéséért
- Testre szabható beállítások: Automatikus fújás vagy kézi fújás, Egyszeres/kétszeres/háromszoros fújás***
- A legjobb eredményekért: 6 havonta cserélje a fúvófejet



Kiadás dátuma
2023-10-14

Verzió: 2.0.1

EAN: 87 10103 71539 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

** ha enyhébb fogínygyulladásban szenvedő páciensek kézi fogkefével vagy antimikrobiális szájöblítővel használják; az AirFloss a fogselymet nem rendszeresen használók egészséges napi szájpótlási rutinjának elősegítésére lett tervezve. További részletekért lásd a Támogatás lap Kérdések és válaszok részét.

*** A kezelt területekről. Laboratóriumi vizsgálat esetén. A tényleges szájtisztítási eredmények eltérőek lehetnek.

* vagy visszakapja a pénzt

**** Az AirFloss Ultra és Pro ugyanaz a termék, azonban az elnevezésük országonként és kommunikációs csatornánként eltérő lehet.

***** a használt fújási beállítástól függően