

Philips PulseRelief  
en TensRelief 4  
zelfklevende elektroden

Voor gebruik met PR3840,  
PR3093, PR3094

4 elektroden  
Gepatenteerde  
hydrogeltechnologie  
Eenvoudige magneetverbinding



PR3820

## Voor een actief leven met minder pijn

Door professionals erkende pijnverlichtingstherapie

De zelfklevende elektroden van Philips hebben gepatenteerde hydrogeltechnologie voor minimale huidirritatie. Een verpakking bevat 4 stuks die maximaal 20 keer kunnen worden gebruikt. De elektroden zijn gemakkelijk op de TENS-units vast te klikken met een magneetverbinding.

### **Gepatenteerde hydrogeltechnologie**

- Gepatenteerde hydrogeltechnologie om huidirritatie te minimaliseren

### **Geoptimaliseerd voor meervoudig gebruik**

- Aanbevolen om tot 20 keer te gebruiken voor meerdere toepassingen

### **Magneet voor eenvoudige bevestiging**

- Eenvoudige magneetbevestiging voor verbinding van TENS-units met elektroden

# PHILIPS

en TensRelief 4 zelfklevende elektroden

Voor gebruik met PR3840, PR3093, PR3094 4 elektroden, Gepatenteerde hydrogeltechnologie, Eenvoudige magneetverbinding

# Specificaties

## Land van herkomst

- VS

## Inhoud van de doos

- Zelfklevende elektroden: 4 stuks
- Afmetingen zelfklevende elektroden: 50 x 50 mm

- Multistick<sup>®</sup>-hydrogel
- Hersluitbare plastic zak

## Samenstelling van hydrogel

- Glycerine, vrij van talg: (Cas. nr.: 56-81-5)
- Water: (Cas. nr.: 28062-44-4)
- Poly(acrylaat) Co-polymeer: (Cas. nr.: 7732-18-5)

PR3820/00

# Kenmerken

## Minimale huidirritatie

Onze elektroden maken gebruik van een hoogwaardige gepatenteerde hydrogeltechnologie om de effecten van huidirritatie tot een minimum te beperken. De elektroden zijn flexibel zodat ze op onregelmatige lichaamscontouren kunnen worden aangebracht.

## Aanbevolen gebruik tot 20 keer

Te gebruiken voor meerdere toepassingen op verschillende delen van het lichaam. Het aantal keren dat de elektroden kunnen worden gebruikt is afhankelijk van uw huidtype en het gebruik. De elektroden kunnen gemakkelijk worden bewaard in de oorspronkelijke plastic verpakking voor het volgende gebruik.

## Eenvoudig opklikbaar

De TENS-units zijn eenvoudig aan de zelfklevende elektroden te bevestigen door een magneet. Eerst brengt u de zelfklevende elektroden op uw lichaam aan en vervolgens klikt u de TENS-units vast met een magneet.



Publicatiedatum  
2023-05-16

Versie: 2.0.1

EAN: 87 10103 70858 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)