




Philips Sonicare Elite
Cepillo dental eléctrico
sónico



HX9552

Sistema de cuidado personalizado

4 formas de limpieza personalizada en un único producto

No hay dos personas iguales, especialmente en lo referente a cuidado bucal. Por lo tanto, ¿por qué no usar un cepillo dental eléctrico que pueda adaptarse a las distintas necesidades, proporcionando además unos resultados óptimos?

2 tamaños de cabezal de cepillado y 2 velocidades de limpieza

- Limpieza diaria en profundidad, masajea y estimula las encías
- Estándar para una limpieza completa, compacto para una limpieza con mayor precisión

Tecnología de limpieza superior

- Seguridad y suavidad comprobadas clínicamente
- La acción de fluido dinámico llega en profundidad a las zonas interdetales
- Elimina la placa en las zonas difíciles
- Encías más sanas

Limpieza personalizada

- Easy-Start para aclimatarse a la experiencia de Sonicare
- El temporizador de intervalos de 30 segundos QuadPacer ayuda a cepillarse de manera uniforme

PHILIPS
sonicare

Destacados

2 tamaños de cabezal




Estándar para una limpieza completa, compacto para una limpieza con mayor precisión

2 velocidades




Max para una limpieza completa a diario, Gentle para zonas sensibles y masaje de encías

QuadPacer



El temporizador de intervalos de 30 segundos QuadPacer ayuda a cepillarse de manera uniforme

Easy-Start



Aumenta gradualmente la potencia durante los primeros 14 usos, para acostumbrarse fácilmente al uso de Sonicare.

Temporizador de 2 minutos



La acción de fluido dinámico llega en profundidad a las zonas interdentales

Indicador de recarga de lujo

Elimina la placa en las zonas difíciles

Seguro y suave



Philips Sonicare es un cepillo dental eléctrico suave para los aparatos dentales (los cabezales de cepillado se desgastan antes cuando se utilizan con aparatos dentales), y se puede utilizar con restauraciones dentales (empastes, coronas, carillas) y bolsas periodontales.

Encías más sanas

Se ha comprobado clínicamente que reduce la gingivitis y que ayuda a reducir las bolsas periodontales.

Especificaciones

Accesorios

- HX7001: Paquete de cabezal Elite estándar
- HX7002: Paquete doble de cabezal Elite estándar
- HX7011: Paquete de mini cabezal Elite
- HX7012: Paquete doble de mini cabezal Elite

Especificaciones técnicas

- Consumo de energía: 3 W
- Tensión: 220-240
- Tiempo de carga: 24 hour(s)
- Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 40
- Batería recargable: NiCd
- Velocidad (máxima): Hasta 31 000 movimientos por minuto

Peso y dimensiones

- Dimensiones de caja unitaria: 17,2 x 9,5 x 23,5 in
- Peso de caja unitaria: 680 libras
- Dimensiones de unidad de embalaje: 35,1 x 29,7 x 24,1 in
- Peso de unidad de embalaje: 4,08 libras
- Número de piezas de la unidad de embalaje: 6 pcs

Características adicionales

- SmarTimer: Los dentistas recomiendan un tiempo de cepillado de 2 minutos
- Indicador de recarga de lujo: El verde muestra la carga de la batería, el amarillo que necesita recargarse
- Mango ergonómico que se estrecha por abajo: Empuñadura antideslizante para facilitar el manejo
- Easy-Start: Aumenta gradualmente la potencia durante 14 usos
- QuadPacer programable: Temporizador de intervalos de 30 segundos para una limpieza uniforme
- 2 velocidades: Elija la velocidad que le resulte más cómoda
- 2 tamaños de cabezal que se adapta al contorno de los dientes diferentes: Tamaño estándar para una limpieza completa, tamaño compacto para mayor precisión
- Exclusiva tecnología sónica patentada: La acción de fluido dinámico ayuda a limpiar entre los dientes

Rendimiento de limpieza

- Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de cepillado/ minuto



Fecha de emisión
2022-02-28

Versión: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com