



Philips Philips One by  
Sonicare  
电池式牙刷

飞利浦 One 清洁效果更好  
飞利浦 One 自在随行  
飞利浦 One 毫不费力  
飞利浦 One 有多种颜色



HY1100/11

## 一机在手，尽享出色刷牙体验

新款电动牙刷可更好地清洁牙齿，让您露出闪亮笑容。无论您身在何处，这款牙刷都可随身携带。它采用时尚的轻型设计，具有便携盒，是适合您的理想牙刷。您的牙刷是哪个颜色的？

### 更好的刷牙效果

- 微波震动

### 自在随行

- 无论何时何地可随身携带的旅行盒

### 绝无任何烦恼之忧

- 使用一节电池可刷牙 90 天
- 使用刷牙指导轻松完成例行程序
- 订阅飞利浦 One，保持牙刷清洁

### 多种颜色

- 适合各种风格的颜色

**PHILIPS**

## 电池式牙刷

飞利浦 One 清洁效果更好 飞利浦 One 自在随行, 飞利浦 One 毫不费力, 飞利浦 One 有多种颜色

# 规格

### 技术规格

- 操作时间 (电量从满到空): 长达 90 天
- 电池: AAA 碱性

### 设计和外观

- 颜色: 炽烈橙

### 兼容性

- 刷头兼容性: 仅兼容, 飞利浦 One 手柄
- 牙刷柄兼容性: 与其他不兼容, 飞利浦 Sonicare 牙刷头

### 包含

- 刷头: 1 个飞利浦 One 刷头
- 出行收纳包: 飞利浦 One 旅行盒
- 把手: 1 个飞利浦 One 手柄

HY1100/11

# 产品亮点

### 微波震动

把 One 当成一把工作起来更努力、更快速的手动牙刷。每分钟 13,000 次微波振动, 波状外形的刷毛轻轻清洁牙齿, 让你的笑容更洁白、更明亮。

### 可随身携带的 One

One 专为旅行而设计, 因此您可以在任何地方享受洁净之感。它时尚轻便, 可整齐地放入小巧的旅行箱中。

### 轻松完成例行程序

有时, 我们都需要一些指导。飞利浦 One 牙刷每隔 30 秒就会发出嗡嗡声, 鼓励您转到嘴巴的下一个部位。刷牙 2 分钟时发出嗡嗡声让您知道刷牙工作完成了。

### 适合各种风格的颜色

从迈阿密到午夜、芒果到薄荷, 选择适合您风格的颜色。您可以将刷头与手柄混合搭配, 创建自己的颜色组合。

### 刷牙 90 天

使用一节 AAA 电池刷牙 90 天。拥有三个月更加白皙、灿烂的微笑。

### 绝无任何烦恼之忧的订阅

保养您的牙刷应该很容易。订阅后, 每 90 天将替换刷头和新电池自动送至您家中。不用担心, 拥有一口好牙不在话下。



发行日期 2025-04-25

版本: 9.9.1

EAN: 69 23410 70424 2

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)