

PHILIPS

sonicare

Periuță de dinți
sonică electrică

FlexCare

3 moduri

2 capete de periere

HX6986/03



Curățare avansată

Acum există un mod garantat pentru sănătatea orală îmbunătățită. Este noua periuță de dinți Philips Sonicare FlexCare, care se adaptează la nevoile dvs. de îngrijire orală.

Proven to improve oral health

- Siguranță și delicatețe dovedite clinic
- Dinți mai albi în mod natural cu ajutorul tehnologiei sonice
- Îmbunătățește sănătatea gingiilor în doar două săptămâni

Te îndrumă să urmezi recomandările dentiștilor

- Cronometrul pentru interval Quadpacer încurajează perierea riguroasă
- Cronometrul pentru două minute ajută la asigurarea timpului de periere recomandat

Îți oferă curățare superioară

- Acțiunea de curățare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinți.
- Gât înclinat al capului de periere pentru acces mai bun la dinții din spate

Oferă o experiență de periere personalizată

- Program cu pornire ușoară pentru acomodarea la experiența Sonicare

Repere

Tehnologie sonică




Ațiunea dinamică unică a periuței de dinți electrice Philips Sonicare ajunge delicat și eficient adânc între dinți și de-a lungul liniei gingiei.

Gât înclinat al capului de periere



Gâtul capului de periere înclinat în mod inedit al acestei periuțe de dinți facilitează accesul la dinții din spate, îndepărtând placa bacteriană din acele zone greu accesibile.

Dinți mai albi în mod natural




S-a dovedit că acțiunea de curățare dinamică a acestei periuțe de dinți și contactul direct mai larg cu fiecare dinte îndepărtează petele de zi cu zi pentru a menține albul natural al dinților.

Sigură și delicată



Philips Sonicare este o periuță de dinți electrică delicată pentru aparate dentare (capetele de periere se uzează mai repede când sunt utilizate pe aparate dentare), fiind sigură și pentru lucrări dentare (plombe, coroane, fațade dentare) și punji parodontale.

Îmbunătățește sănătatea gingiilor



Această periuță de dinți electrică Philips Sonicare oferă o curățare optimă între dinți și de-a lungul gingiilor, pentru o îmbunătățire a sănătății gingiilor în doar două săptămâni.

SmarTimer




Cronometrul de 2 minute al acestei periuțe de dinți Philips Sonicare îți asigură timpul de periere recomandat de dentiști

Quadpacer



Cronometrul pentru interval de 30 de secunde indică momentul în care termini fiecare pătrime a gurii și te avertizează să treci mai departe, oferind astfel o curățare mai consistentă la nivelul întregii guri

Program cu pornire ușoară



Crește ușor puterea pe parcursul primelor 14 utilizări pentru a te acomoda cu experiența periuței electrice Philips Sonicare



Specificații

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 2 săptămâni

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Design și finisaj

Culoare: Alb și verde

Service

Garanție: Garanție 2 ani

Ușor de utilizat

Indicator baterie: Indicator luminos pentru baterie

Sistem capete de periere: Capete de periere cu aplicare rapidă

Mâner: Design ergonomic subțire, Mâner din cauciuc pentru manevrare ușoară

Timp de periere: Până la 2 săptămâni

Articole incluse

Toc de transport: 1 moale

Încărcător: 1

Capete de periere: 1 ProResults standard, 1 ProResults compact

Mânere: 1 FlexCare

Sterilizator UV: Nu

Performanță de curățare

Beneficii pentru sănătate: Contribuie la îmbunătățirea sănătății gingiilor

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Performanță: Îndepărtează până la 83% din placa bacteriană în zonele greu accesibile

Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

Beneficii de albire: Albește dinții cu până la 2 nuanțe

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

Massage: Masaj revigorant

Sensitive: Curățare delicată a dinților și a gingiilor

2 rutine: Go Care și Max Care

