

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична
зубна щітка

DiamondClean

5 режимів

2 насадки для щітки

Скляний зарядний пристрій

Дорожній зарядний пристрій USB

HX9332/04



Біліші, здоровіші зуби назавжди

Найкраща звукова зубна щітка Philips Sonicare з режимом відбілювання

Найкраще відбілювання Sonicare із нашою найелегантнішою електричною зубною щіткою Philips Sonicare. Почніть користуватися Sonicare.

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Біліша усмішка за 1 тиждень за допомогою насадки для щітки DiamondClean*
- Покращує стан ясен лише за 2 тижні*
- До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою
- Обирайте будь-який із 5 режимів включно з поліруванням і чищенням чутливих зубів
- Безпека й м'якість для здоров'я ротової порожнини

Створено для вас

- Проста стартова програма для щоденного догляду від Philips Sonicare
- Таймери допоможуть ретельно почистити зуби за 2 хвилини
- Дорожній чохол із зарядним пристроєм USB та скляний зарядний пристрій

Забезпечує бездоганне чищення

- Вигнута шийка для чищення важкодоступних місць
- Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно


Основні особливості

Забудьте про наліт




Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.

Удвічі біліші зуби



Встановіть насадку для щітки DiamondClean, щоб обережно, проте ефективно видалити поверхневі плями. Щільні щетинки в центрі для видалення нальоту ефективно відбілюють Ваші зуби удвічі швидше всього за 7 днів.*

Доглядайте за яснами



Завдяки оптимальному чищенню за допомогою DiamondClean стан ясен покращиться за 2 тижні*. Ваша усмішка стане здоровішою, якщо видаляти до 7 разів більше нальоту вздовж лінії ясен, аніж звичайною щіткою*.

5 режимів для чищення



За допомогою DiamondClean ви щодня відчуватимете свіжість після чищення. Наші 5 режимів задовольняють усі ваші потреби: режим чищення – для виняткового щоденного чищення, режим турботи про ясна – для ніжного масажу ясен, полірування – для яскравішої посмішки, чутливий режим – для м'якого, проте ефективного чищення чутливих ясен, та відбілювання – ідеальний режим для видалення поверхневих плям.

Створено для зручного зберігання



Розкішний дорожній чохол USB працює як зарядний пристрій, тож Ви завжди будете на висоті, навіть у дорозі. Покладіть свою зубну щітку в чохол і підключіть його до ноутбука чи ввімкніть у розетку. Також додається тримач насадки для щітки для додаткової гігієни в дорозі. А для заряджання вдома є наш витончений скляний зарядний пристрій, який стильно впишеться в інтер'єр ванної кімнати, а також послужить склянкою для полоскання зубів після чищення. Просто поставте щітку в склянку. Одного заряджання достатньо для чищення впродовж двох тижнів.


Технологія Philips Sonicare



Потужні звукові вібрації збивають пасту в бульбашки, які видаляють наліт та потрапляють глибоко між зубами та під ясна. Водночас, чищення зубів

відбуватиметься завдяки 62 000 обережних, проте ефективних рухів щітки. Усього 2 хвилини вартуватимуть чищення вручну впродовж місяця.

QuadPacer та SmarTimer




Для ретельного чищення зубів потрібно всього 2 хвилини. Наш QuadPacer повідомить, коли Ви достатньо часу будете чистити ту чи іншу ділянку зубів, а SmarTimer подасть сигнал, коли загальний час чищення закінчиться. Разом вони допоможуть шоразу чистити зуби саме стільки, скільки потрібно.

Усі важкодоступні місця



Унікальна форма ручки щітки DiamondClean в поєднанні з нашими насадками для щітки дозволять ретельно почистити навіть важкодоступні місця на кшталт задніх зубів.

Простота щоденних звичок



Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

Специфікації

Потужність

Напруга: 100–240 В, 50–60 Гц

Технічні характеристики

Батарея: Можна заряджати

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 3 тижнів**

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Керамічний білий

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Індикатор батареї: Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї

Дисплей: Дисплей із підсвіткою

Система насадок для щітки: Прості знімні насадки для щітки

Час чищення: До 3 тижнів**

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 1 компактна DiamondClean, 1 стандартна DiamondClean

Ручка: 1 DiamondClean

Дорожній футляр: Дорожній зарядний пристрій USB

Скляний зарядний пристрій: 1

Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Переваги для здоров'я: Покращення стану ясен лише за два тижні

Ефективність: Усуває до 7 разів більше нальоту*

Переваги відбілювання: Відбілювання зубів удвічі краще*

Таймер: QuadPacer та SmartTimer

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Білий: Усуває поверхневі плями

Турбота про ясна: Лагідно масажує ясна

Польська: Відбілювання і полірування зубів

Чутливий режим: Лагідне чищення зубів та ясен

