



Philips Sonicare F1
Standard nozzle
Beccuccio irrigatore orale

2 beccucci



HX3042/00

Un potente flusso d'acqua

Per una pulizia regolare

Utilizza il beccuccio standard per una pulizia regolare, con un unico flusso d'acqua per rimuovere i residui di cibo e pulire accuratamente tra i denti.

An effortless clean with advanced technology

- F1 Beccuccio standard per una pulizia regolare
- La punta guida garantisce il corretto posizionamento

PHILIPS
sonicare

Beccuccio irrigatore orale
2 beccucci

Specifiche

Compatibilità

- Compatibile con: qualsiasi Philips Sonicare Power Flosser

Facilità d'uso

- Beccuccio: Aggancio e sgancio semplice
- Sostituzione dei beccucci: Ogni 6 mesi, per una

buona igiene

Accessori inclusi

- F1 Beccuccio standard: 2

HX3042/00


In evidenza

Un potente flusso d'acqua



Utilizza il beccuccio standard per una pulizia regolare, con un unico flusso d'acqua per rimuovere i residui di cibo e pulire accuratamente tra i denti.

Punta guida



Il sottile beccuccio angolato e la punta guida semplificano il posizionamento corretto. Posiziona la punta del beccuccio appena sopra la linea gengivale, premi delicatamente in modo che la punta del beccuccio sia a contatto con la linea gengivale e i denti e falla scorrere da un dente all'altro.



Data di rilascio
2023-07-14

Versione: 4.4.1

EAN: 87 10103 94702 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com