

PHILIPS

sonicare

Standarta zobi
birstes uzgaļi

W2 Optimal White

4 uzgaļu komplekts
Standarta izmērs
Uzspraužams
BrushSync savienošanas funkcija
HX6064/10



Līdz pat 100 % baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā*

Mūsdienīga tīrišana aplikuma likvidēšanai un baltākiem zobiem

W2 Optimal White birstes uzgalis ir ideāli piemērots cilvēkiem, kas vēlas notīrīt plankumus no zobu virsmām spilgtam, baltākam smaidam. Šis birstes uzgalis arī lieliski saglabā smaida spilgtumu starp profesionālām zobu balināšanas procedūrām.

Innovative technology

- Automātiski izvēlas optimālu darbības režīmu vislabākajiem rezultātiem**
- Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija

Designed to optimize performance

- Rūpīgi pārbaudīts atbilstoši jūsu mutes dobuma veselības prasībām
- Uzspraužama konstrukcija ērtai birstes uzgaļu uzlikšanai
- Vienmēr zināsiet, kad to nomainīt. Tīrišana vienmēr būs efektīva.

Izcili baltiem zobiem

- Rombveida sariņi padara zobus par 100% baltākus 1 nedēļas laikā

Izcilai zobi un smaganu kopšanai

- Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobi birste

Izceltie produkti

Atvadies no zobu aplikuma



Biezi izvietoti augstas kvalitātes sariņi likvidē līdz 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste.

Baltāki zobi līsā laikā



DiamondClean uzgalis plankumu noņemšanai ir gatavots no blīvi izvietotiem rombveida sariņiem un likvidē ēdienu un dzērienu raditus plankumus no zobu virsmas. Jūs pamanīsiet, ka zobi ir par 100 %* baltāki jau pēc 7 dienām.

BrushSync™ savienošanas funkcija



Birstes uzgalju viedā savienošanas funkcija BrushSync™ Jauj bez liekām pūlēm nodrošināt optimālu tīrišanas rezultātu**. Philips Sonicare

W2 Optimal White birstes uzgalis savienojas ar Philips Sonicare zobu sukas rokturi, kas atbalsta BrushSync™ viedo savienošanos**, un automātiski izvēlas tīrišanai piemērotāko darbības režīmu un intensitātes līmeni. Jums atliek tikai tīrit.

Birstes uzgaļu nomaiņa



Pēc 3 lietošanas mēnešiem birstes uzgaļu efektivitāte samazinās, taču BrushSync™ jums par to savlaicīgi atgādinās. Jūs viedā zobu suka reģistrē to, cik bieži un ar kādu spēku jūs tīrāt zobus, un informē, ja ir pienācis laiks nomainīt birstes uzgalī. Jums nav viedā Philips Sonicare zobu birste? Šajā gadījumā pievērsiet uzmanību zilās krāsas sariem — ja tie kļūst balti, ir pienācis laiks nomainīt birstes uzgalī.

Mierīgs prāts zobu tīrišanas laikā



Visi Philips Sonicare birstes uzgaļi ir droši un saudzīgi zobiem un smaganām. Pārbaužu ietvaros tiek vērtēta uzgaļu efektivitāte visos darbības režīmos, lai garantētu izcilu veikspēju un izturību katrā tīrišanas reizē.

Philips Sonicare tehnoloģija



Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīribu.

Vienkārši uzspraužams



Jūs W DiamondClean zobu birstes uzgalis nevainojami sader ar jebkuru Philips Sonicare zobu birstes rokturi, Izņemot Philips One un Essence. Tas ir viegli uzspraužams un noņemams, nodrošinot vieglu nomaiņu un tīrišanu.

Specifikācijas

Dizains un apdare

Saru stingrums: Vidēja
Krāsa: Balta
Sari ar indikatoru: Zila sara krāsa, kas paliek blāva
Lielums: Standarta

Saderība

Birstes uzgaļu sistēma: Uzspraužams
BrushSync savienošanas funkcija
Piemērots šiem modeļiem: 2 sērijas aplikuma kontrole, 2 sērijas aizsardzība pret aplikumu, 3 sērijas smaganu veselību, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Series 1100, 2100 sērija, Series 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000
Nav piemērots: Philips One

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgalī: 4 W2 Optimal White

Kvalitāte un sniegums

Maināmas detaļas: Ik pēc 3 mēnešiem
Pārbaudīts: optimālai lietošanai

Veselības ieguvumi

Nosēdumu noņemšana: Likvidē līdz 7X vairāk aplikuma*
Smaganu veselība: Palīdz uzlabot smaganu veselību
Whitening: Baltāki zobi tikai vienas nedējas laikā

