

PHILIPS

sonicare

Elektriskā zobu suka
ar īpašu lietotni

DiamondClean
9000

Viedā zobu tīrīšana tagad
vienkāršāka

Iebūvēts spiediena sensors

Vieda birstes galviņas
atpazīšana

4 režīmi, 3 intensitātes līmeņi



HX9911/29



Baltāki un veselīgāki zobi.

Baltāki zobi jau vienas dienas laikā****

Philips Sonicare nozīmē labāko zobu balināšanu ar mūsu elegantāko Sonic elektrisko zobu birsti. Pārejiet uz Philips Sonicare.

Izbaudiet moderno un ērto dizainu

- Vienkārša uzlāde un moderns dizains

DiamondClean lietotāju mutes dobuma veselība ir uzlabojusies

- Spēcīgs pret aplikumu, maigs uz jūsu smaganām
- Noņem līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma*, nodrošinot dziļu tīrīšanu

Ļaujiet DiamondClean 9000 pielāgoties jūsu vajadzībām

- Personalizēta zobu tīrīšana
- Informē jūs, ja pielietojat pārmērīgu spēku
- BrushSync automātiski izvēlas vislabāko režīmu tieši jums
- Vienmēr ziniet pareizo uzgaļa nomaiņas brīdi

Esiet informēts, pateicoties personalizētam progresā ziņojumam

- Uzsāciet un turpiniet veselīgus ieradumus

Izceltie produkti

Likvidē līdz 10x vairāk aplikuma*




Varat būt pārliecināts, ka ar C3 Premium Plaque Control birstes uzgali saņemsiet visdziļāko tīrīšanu. Mīkstie, elastīgie sari ir radīti, lai apvītos jūsu zobu kontūrām, tādējādi nodrošinot 4 reizes lielāku virsmas kontaktu** un līdz pat 10 reizēm labāku aplikuma noņemšanu no grūti aizsniedzamām vietām.

C3 Premium Plaque Control



C3 Premium Plaque Control zobu birstes uzgali ir radīti, lai sniegtu jums vislabāko tīrību. Maigās, elastīgās malas un sariņi perfekti apliecas ap jūsu zobu kontūrām, tādējādi nodrošinot 4 reizes lielāku virsmas kontaktu un palīdzot tikt galā ar grūti sasniedzamām vietām*.

Progresā ziņojums



DiamondClean 9000 palīdzēs jums uzlabot un uzturēt veselīgus zobu tīrīšanas paradumus starp zobārstu pārbaudēm. Iebūvētie viedie sensori jūs informēs, ja pielietosiet pārāk lielu spiedienu, un, pievienojot jūsu zobu tīrīšanas

pieredzi Sonicare lietotnei, personalizēts progresā ziņojums palīdzēs jums aplūkot, kā laika gaitā ir uzlabojusies jūsu zobu tīrīšana.

4 režīmi, 3 intensitātes līmeņi



DiamondClean 9000 komplektā ir arī Clean, White+, Gum Health un Deep Clean+, lai nodrošinātu jūsu zobu tīrīšanas vajadzības. Clean (Tīrīšanas) režīms ir paredzēts izcili ikdienas zobu plankuma noņemšanai, White+ (Balts+) ir paredzēts traipu likvidēšanai, Gum Health (Smaganu veselība) nodrošina maigu, taču efektīvu smaganu tīrīšanu un Deep Clean+ (Dziļā tīrīšana+) sniedz jums īpaši dziļu tīrīšanu. Trīs intensitātes ļaus izvēlēties augstāku iestatījumu, lai vēl spēcīgāk tīrītu zobus, un zemāku — jutīgiem zobiem.

BrushSync savienošanas funkcija



Viedās zobu birstes uzgali nodrošina to, ka lietojat pareizo režīmu un intensitāti, lai panāktu vislabāko tīrīšanas rezultātu. Piemēram, jūs izmantojat W3 Premium White birstes uzgali. Jūsu DiamondClean 9000 BrushSync tehnoloģija automātiski sinhronizēs jūsu birstes uzgali ar White+ režīmu, lai palīdzētu jums padarīt zobus baltākus.

Iebūvēts spiediena sensors



Jūs varat nepamanīt, ka tīrāt zobus pārāk stipri, taču jūsu DiamondClean 9000 to pamanīs. Ja jums tie jātīra vieglāk, zobu birste atskaņos pulsējošu skaņu. Tas nozīmēs, ka jums jāļauj zobu birstei strādāt pašai. 7 no 10 cilvēkiem ir uzskatījuši, ka tieši šī funkcija ir palīdzējusi viņiem tīrīt zobus labāk.

BrushSync uzgaļa nomaiņas atgādinājums



Ar laiku visi zobu birstes uzgaļi nolietojas, tāpēc jums jāpievērš uzmanība savējam, lai jūs turpinātu izbaudīt lielisku tīrīšanu. Mūsu BrushSync tehnoloģija pārbauda, cik ilgi esat lietojis savu birstes uzgali un cik spēcīgi esat tīrījis zobus. BrushSync nomaiņas atgādinājums uz roktura un īss skaņas signāls dos jums ziņu, kad būs laiks to nomainīt.

Ilgdarbīgs akumulators



Regulāri lietojot, jūsu DiamondClean 9000 ar vienu uzlādes reizi darbosies līdz pat divām nedēļām.

Specifikācijas

Savienojamība

Bluetooth® bezvadu tehnoloģija: Viedā zobu tīrīšanas lietotne

Strāvas padeve

Spriegums: 110–220 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): 14 dienas***

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Rozā

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Saderība

Android saderība: Android tālruni, Bluetooth 4.0 iespējoti planšetdatori

iOS saderība: iPad 3 vai jaunāks, iPhone 4S vai jaunāks, ar iOS7 vai jaunāku, ar iOS7 operētājsistēmu

Vienkārsa lietošana

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Nomainas atgādinājums: Izcila rezultāta nodrošināšanai katru reizi, iedegas atgādinājuma ikona

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 1 C3 Premium Plaque Control

Ceļojumu futrālis: USB uzlādes futrālis ceļojumiem

Rokturis: 1 DiamondClean 9000

Lādētājs "Glāze": 1

Tīrīšanas veikspēja

Sniegums: Likvidē līdz 10x vairāk aplikuma*

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Balinošās īpašības: Baltāki zobi 1 dienas laikā****

Taimeris: BrushPacer un SmarTimer

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

Režīmi

3 intensitātes pakāpes: Augsta, Zema, Vidēja

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Deep Clean+: Nodrošina atsvaidzinošu un rūpīgu tīrīšanu

Smaganu veselība: Nodrošina saudzīgu, bet efektīvu smaganu tīrīšanu

Balināšana+: Plankumu noņemšanai

Smart sensoru tehnoloģija

BrushSync uzgaļa nomainas atgādinājums:

Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomainas brīdi

Spiediena sensors: Brīdina, ja tīrot tiek lietots pārmērīgs spiediens

BrushSync tehnoloģija: Savieno viedo zobu birstes rokturi, ar viedo zobu birstes uzgali

Programmatūras atbalsts

Programmatūras atjauninājumi: Philips

piedāvā attiecīgus programmatūras atjauninājumus 2 gadus pēc iegādes datuma.

