



Philips Sonicare F1  
Standard nozzle  
Nasadka irygatora  
doustnego

2 końcówki



HX3042/00

## Silny strumień wody

Do regularnego czyszczenia

Użyj uniwersalnej nasadki do regularnego czyszczenia. Wykorzystuje ona pojedynczy strumień wody do usuwania zanieczyszczeń i dokładnego czyszczenia pomiędzy zębami.

### **An effortless clean with advanced technology**

- Nasadka F1Standard do standardowego czyszczenia
- Końcówka z naprowadzaniem ułatwiająca prawidłowe ustawienie

**PHILIPS**  
**sonicare**

Nasadka irygatora doustnego  
2 końcówki

## Dane techniczne

### Zgodność

- Zgodny z: każdym dozownikiem Philips Sonicare Power Flosser

### Łatwość użytkowania

- Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie
- Wymiana końcówki: Co 6 miesięcy, w celu

zapewnienia odpowiedniej higieny

### Elementy zestawu

- Nasadka F1Standard: 2

HX3042/00

## Zalety

### Silny strumień wody

Użyj uniwersalnej nasadki do regularnego czyszczenia. Wykorzystuje ona pojedynczy strumień wody do usuwania zanieczyszczeń i dokładnego czyszczenia pomiędzy zębami.

### Końcówka z naprowadzaniem

Wąska końcówka z naprowadzeniem ułatwia określenie prawidłowego ustawienia. Ustaw końcówkę tuż nad linią dziąseł, zbliż tak, aby końcówka dotykała dziąseł i zębów, i przesuwaj od jednego zęba do drugiego.



Data wydania 2022-01-27

Wersja: 2.2.1

EAN: 08 71010 39470 28

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)