



Philips Sonicare Power
Flosser 3000
Ирригатор

Технология Quad Stream

Бесшумная конструкция
Плавное направление с Pulse
Wave



HX3711/20

На 180 % более эффективная защита десен*

Простая и тщательная очистка

Простая и тщательная очистка промежутков между зубами для здоровья десен. Технология Quad Stream позволяет охватить большую площадь меньшими усилиями, в то время как технология Pulse Wave плавно направляет вас от зуба к зубу. Легко и просто.

Простая чистка с современной технологией

- Легкозаполняемый резервуар для воды емкостью 550 мл
- Технология Quad Stream для более быстрого и эффективного очищения десен и зубов
- Насадка Standard для регулярной чистки
- Технология Pulse Wave плавно направляет вас от зуба к зубу
- Бесшумная конструкция позволяет получить превосходные результаты и не беспокоить окружающих
- Насадка Quad Stream для максимального охвата

Простая настройка под ваши задачи

- 2 режима очистки межзубного пространства, 10 уровней интенсивности

PHILIPS
sonicare


Особенности

Охват большей площади с меньшими усилиями



Крестообразные струи воды охватывают большую площадь поверхности с меньшими усилиями для более быстрой и глубокой очистки по сравнению с ручной зубной нитью.

Направляет вас от зуба к зубу



Короткие паузы в пульсации воды направляют вас от зуба к зубу, чтобы вы очистили каждое межзубное пространство.

Бесшумная конструкция



Конструкция разработана специально для бесшумной очистки полости рта, чтобы не

беспокоить окружающих, но при этом получить превосходный результат.

2 режима, 10 уровней интенсивности



Наслаждайтесь процедурой очистки полости рта в соответствии с вашими потребностями. В режиме Clean (Чистка) используется непрерывный поток воды, который подходит для ежедневной очистки, а в режиме Deep Clean (Глубокая чистка) — пульсирующая струя для более тщательной чистки. При необходимости отрегулируйте интенсивность до идеального уровня комфорта.

Насадка F1 Standard




Используйте стандартную насадку для регулярной чистки. Одиночная струя воды позволяет тщательно очищать межзубные промежутки от остатков еды.

Насадка F3 Quad Stream



Для максимального охвата и сверхтщательной чистки используйте насадку Quad Stream — она обеспечивает подачу воды в 4 широкие струи для чистки межзубных промежутков и вдоль линии десен. Мягкая резиновая накладка не повредит десны, а насадку можно легко снять и установить.

Резервуар емкостью 550 мл



Резервуар емкостью 550 мл вмещает достаточное количество воды для одного сеанса чистки. Чтобы набрать воды, откройте крышку ирригатора, налейте воды, затем защелкните крышку обратно.

Характеристики

Мощность

- Напряжение: Универсальное зарядное устройство

Обслуживание

- Гарантия: Ограниченная гарантия сроком на 2 года

Удобство использования

- Ручка: Изящный эргономичный дизайн
- Насадки: Легко фиксируются и снимаются

Высокое качество

- Очистка: Очистление полости рта за 60–90 секунд

В комплекте

- Насадка F1 Standard: 1
- Насадка F3 Quad Stream: 1
- Power Flosser: 1

Режимы

- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
- Deep Clean+ (Глубокая чистка+): Для эффективной тщательной чистки
- Уровни интенсивности: 10

Польза для здоровья

- Удаление налета: Эффективнее в 3 раза**
- Здоровье десен: Эффективнее на 180 %*



Дата выпуска 2023-10-13

Версия: 4.4.1

EAN: 87 10103 94712 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* по сравнению с зубной нитью. При использовании насадки Quad Stream с интенсивностью 8 с обычной зубной щеткой у пациентов с умеренным и тяжелым воспалением десен по сравнению с использованием обычной зубной щетки с зубной нитью

** по сравнению с зубной нитью для удаления межзубного налета и чистки десен при использовании насадки Quad Stream с интенсивностью 8 с обычной зубной щеткой у пациентов с умеренным и тяжелым воспалением десен по сравнению с использованием обычной зубной щетки с зубной нитью.