

PHILIPS

sonicare

ソニックケア プレミアムホワイト
ブラシヘッド レギュラー

W3 Premium White

3 本組

レギュラーサイズ

簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ブラシヘッド認識機能対応

HX9063/67



毛先が歯にフィットし、歯垢やステインを除去 より白く、より輝く笑顔へ

食べ物や飲み物の中には着色汚れが気になるものもあります。プレミアムホワイト ブラシヘッドで、白く輝く笑顔を手に入れましょう。

新機能

- 音波水流
- ブラシヘッド認識機能対応

パフォーマンスを最適化する設計

- すべてのフィリップス ソニックケア電動歯ブラシに対応
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- 厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります

自然な白い歯のために

- 毛先が歯にフィットし、歯垢やステインを除去

フィリップス ソニックケアの歯垢除去力

- 歯や歯ぐきにフィットして、しっかり歯垢を除去


W3 Premium White

ソニックアー プレミアムホワイト ブラシヘッド レギュラー

HX9063/67


特長

ソニックアーの優れたステイン除去効果を実現するホワイトプラスブラシヘッド



フィリップスソニックアープレミアムホワイトブラシヘッドは、中心にブラシがぎっしりと植え込まれており、効果的に歯垢と日常生活での食べ物や飲み物による歯の表面のステインを取り除きます。側面が柔らかいため、1人1人異なる形状の歯と歯ぐきにもしっかり密着します。

アダプティブクリーニングテクノロジー



1人1人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するブラシヘッドです。ゴム製の柔軟なヘッド部分が歯の表面のカーブにぴったりとフィットし、届きにくい部分も歯ぐきにやさしくしっかり磨けます。過剰なブラッシング圧を吸収するので、力を入れすぎてしまった場合も歯ぐきを傷つけることを防ぎます。

音波水流



毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラッシング圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

毎日のお口のケアをより確かに




フィリップス ソニックアーでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。

簡単にはめ込みできるブラシヘッド



ソニックアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニックアーキッズ、e シリーズを除く）

ブラシヘッド認識機能対応



ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定*（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さは好みで変更可能）

W3 Premium White

ソニックエアー プレミアムホワイト ブラシヘッド レギュラー

HX9063/67

仕様

デザインと仕上げ

毛の硬さ: ふつう

色: ホワイト

交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。

ブラシヘッドの素材: やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド

サイズ: レギュラー

ブラシヘッド認識機能対応: 有

互換性

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

使用できるモデル: 2 シリーズ ブラーク ディフェンス, プレミアムクリーン, ガムヘルス, ダイヤモンドクリーン, ダイヤモンドクリーン スマート, イージークリーン, エッセンスプラス, フレックスケア, フレックスケア ブラチナ, フレックスケア ブラチナ コネクテッド, フレックスケアプラス, キッツ, ヘルシーホワイト, ヘルシーホワイトプラス, パワーアップ

内容・付属品

ブラシヘッド: プレミアムホワイト レギュラー 3 本

品質と性能

交換: 約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったらときに交換してください。

テスト済み: 最適な使用のために

健康上の利点

歯垢の除去: ○

ステイン除去: 自然な白い歯に

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

* ブラシヘッド認識機能のないハンドルをお使いの方は、ご自身で適切なモードを設定してご使用ください。
* ダイヤモンドクリーン ブラシヘッドと比べた場合
* **BrushSync™ 認識機能は、フィリップスソニックエアーの BrushSync™ 対応歯ブラシハンドルにのみ対応しています
* ***手磨きよりも効果的

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-04-15
バージョン: 2.2.1

EAN: 87 10103 85504 0

www.philips.com