

Philips Sonicare G2
Optimal Gum Care
ソニックケア ガムプラス
(旧ガムヘルス) ブラシ
ヘッド レギュラー

1本入り

レギュラーサイズ
簡単にはめ込みできるブラシ
ヘッド
ブラシヘッド認識機能対応

HX9031/25



丸い毛先で歯と歯ぐきにやさしく磨く

歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進

ガムプラス ブラシヘッド (旧: プロリザルツガムヘルス) は、歯ぐきを傷つけずに歯垢を徹底的に除去したい方に最適です。歯肉縁の歯垢をやさしく除去します。

Innovative technology

- 純正ブラシヘッドをお使いください
- ブラシヘッド認識機能対応
- 音波水流
- 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

Designed to optimize performance

- ブラシヘッド交換お知らせ機能

For exceptional care of teeth and gums


- 歯ぐきの健康を推進

PHILIPS

sonicare

特長

歯ぐきの健康を推進



密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、手磨きより多くの歯垢を除去。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。

ブラシヘッド認識機能対応



ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定* (ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン 対応、モード・強さはお好みで変更可能)

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

音波水流



毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。

簡単にはめ込みできるブラシヘッド



ソニックアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルに色々なブラシを試して、お気に入りを見つけてください。(ソニックアーキッズ、e シリーズを除く)

純正ブラシヘッドをお使いください



ソニックアーのハンドルは、ソニックアーの純正ブラシヘッドとお使いいただくことで、最良の結果を出すようにデザインされています。ソニックアーの純正ブラシヘッドは、歯と歯ぐきを優しくケアします。ブラシヘッドは厳しい動作テストに合格済み。優れた使用感と耐久性をお届けします。

仕様

デザインと仕上げ

- 色: ホワイト

デザインと仕上げ

- 毛の硬さ: ふつう
- 交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
- サイズ: レギュラー

互換性

- ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- 使用できるモデル: 2 シリーズ プラーク ディフェンス, プレミアムクリーン, ガムヘルス, ダイヤモンドクリーン, ダイヤモンドクリーン スマート, イージークリーン, エッセンス プラス, フレックスケア, フレックスケア プラチナ, フレックスケア プラチナ コネクテッド, フレックスケア プラス, キッズ, ヘルシーホワイト, ヘルシーホワイト プラス, パワーアップ, プロテクトクリーン
- ブラシヘッド認識機能対応: ○

内容

- ブラシヘッド: ガムプラス 1 本

品質と性能

- 交換: 約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
- テスト済み: 最適な使用のために

健康上の利点

- 歯ぐきの健康: 歯ぐきの健康を推進
- 歯垢の除去: 最大 7 倍の歯垢*



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-01-29

バージョン: 4.0.3

EAN: 08 71010 38699 17

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2022 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* 手磨きと比べて最大 7 倍の歯垢を除去
* ブラシヘッド認識機能のないハンドルをお使いの方は、ご自身で適切なモードを設定してご使用ください。