

PHILIPS

sonicare

ソニックケア プレミアムガムケア
ブラシヘッド レギュラー

G3 Premium Gum Care

3 本組

レギュラーサイズ

簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ブラシヘッド認識機能対応

HX9053/67



わずか 2 週間で歯ぐきの健康を推進*

歯ぐきをケアするブラシヘッド

歯ぐきの健康を推進するには、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けましょう。丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきにやさしく、やわらかな毛先で歯肉縁の歯垢を除去します。

新機能

- フィリップス ソニックケアの最先端の音波水流
- ブラシヘッド認識機能対応

パフォーマンスを最適化する設計

- 厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- すべてのフィリップスソニックケア電動歯ブラシに対応

For exceptional gum care

- プレミアムガムケアブラシヘッド

An unrivaled deep clean

- 歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかり歯垢を除去

G3 Premium Gum Care

ソニックアー プレミアムガムケア ブラシヘッド レギュラー

HX9053/67

特長

プレミアムガムケアブラシヘッド




プレミアムガムケアは、高い洗浄力とやさしい磨き心地を両立します。歯ブラシを歯と歯ぐきの境目に沿わせるとき、プレミアムガムケアの柔軟な側面と毛先が過剰なブラッシング圧力を吸収するので、力を入れ過ぎてしまっても歯ぐきをしっかりと保護します。丸みを帯びた毛先が歯ぐきを傷つけずに隅々まで汚れを落とします。また、毛先は柔らかく、歯肉炎が発症する歯肉縁を効果的に洗浄します。ブラシヘッドのサイズが小さいため、届きにくい部分もしっかりと磨けます。

アダプティブクリーニングテクノロジー



プレミアムガムケア ブラシヘッドは、1人1人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するブラシヘッドです。ゴム製の柔軟なヘッド部分が歯の表面のカーブにぴったりとフィットし、届きにくい部分も歯ぐきにやさしくしっかり磨けます。過剰なブラッシング圧を吸収するので、力を入れすぎてしまった場合も歯ぐきを傷つけることを防ぎます。

ブラシヘッド認識機能対応




ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）

音波水流



フィリップス ソニックアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

簡単にはめ込みできるブラシヘッド



ソニックアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニックアーキッズ、eシリーズを除く）

毎日のお口のケアをより確かに



フィリップス ソニックアーでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。

仕様

デザインと仕上げ

毛の硬さ: やわらかめ

色: ホワイト

交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。

ブラシヘッドの素材: やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド

サイズ: レギュラー

ブラシヘッド認識機能対応: 有

互換性

ブラシヘッド装着方式: はめ込み式

使用できるモデル: 2 シリーズ ブラーク ディフェンス, ブラークディフェンス, ガムヘルス, ダイヤモンドクリーン, ダイヤモンドクリーン スマート, イージークリーン, エッセンスプラス, フレックスケアー, フレックスケアー ブラチナ, フレックスケアー ブラチナ コネクテッド, フレックスケアープラス, キッズ, ヘルシーホワイト, ヘルシーホワイトプラス, パワーアップ

内容・付属品

ブラシヘッド: プレミアムガムケア 3 本

品質と性能

交換: 約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。

テスト済み: 最適な使用のために

健康上の利点

歯ぐきの健康: 歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。

歯垢の除去: ○

