



Philips A3 Premium All-in-One

ソニックケア オールインワン ブラシヘッド

一本組

レギュラーサイズ
簡単にはめ込みできるブラシヘッド
ブラシヘッド交換お知らせ機能

ソニックケア—史上最高のブラシヘッド¹

この一本で歯垢除去・ステイン除去・歯ぐきケアまで全てアプローチ

プレミアムオールインワンブラシヘッドは、歯垢除去・ステイン除去・歯ぐきケアすべてを叶えるブラシヘッドです。歯垢除去力は手磨きの最大 20 倍²、2 日間で最大 2 倍のステインを除去³し、2 週間で歯ぐきを健康に導きます⁴。

Designed around you

- ユーザーに配慮した設計
- 効果的に歯垢・ステインを除去するブラシ毛

Intuitive in every way

- ブラシヘッド交換お知らせ機能でいつでも効果的な歯磨き
- すべてのフィリップス ソニックケア充電式電動歯ブラシに対応⁵！キッズ、e シリーズを除く。

Premium performance

- 届きにくい部分の歯垢も最大 20 倍除去^{*}
- 2 週間で歯ぐきの健康を推進⁶！クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ。
- 2 日間でステイン（着色汚れ）を最大 2 倍除去³ ³プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/当社調べ/実際の口内では異なる場合があります
- 音波テクノロジーで歯垢を除去




HX9091/25

PHILIPS

特長

角度の付いた毛先




どんなブラッシングスタイルでも歯垢を最大限除去できます****。プレミアムオールインワンブラシヘッドの毛先の角度は、歯垢除去性能を最大限に発揮するように綿密に設計されています。

丸みを帯びた形状



湾曲した毛が磨きたい場所にしっかり届きます。綿密な開発により、このオールインワン体験ができるブラシヘッドが生まれました。

2日間で最大2倍のステインを除去³し、自然な白い歯に導く



丸い毛より効果的にステイン（着色汚れ）を落とすように設計されたトライアングルカットの毛先で、汚れをやさしく落とします。この形状により、歯の表面との接触度が高まり、汚れを効果的に除去できます。

2週間で歯ぐきの健康を推進²



歯を磨きながら同時に、ブラシヘッドのサイドの毛が歯肉縁上をやさしくブラッシングします。また、柔軟性のある毛がブラシ圧が強くなり過ぎるのを防ぎます。

音波テクノロジーで歯垢を除去



フィリップスの効果的で歯ぐきにやさしい音波テクノロジーが歯垢を除去します。最大 31,000 回の高速振動と液体流動力（ダイナミックフルイドアクション）が歯ブラシの届きにくい部分の汚れまで落とします。磨き残しがなく、お口の中がすっきり快適に。

専門家による設計



このオールインワンブラシヘッドは、フィリップスの中でも特に大規模な研究開発の成果です。歯科専門家、オーラルケアの専門家、エンジニア、デザイナー

の知識を組み合わせ、このブラシヘッドが誕生しました。

使い方も簡単



プレミアムオールインワンブラシヘッドは、フィリップスソニックケアのはめ込み式ハンドルに対応しています²。はめ込み式で着脱が簡単なので、交換やお手入れにも便利です。²キッズ、eシリーズを除く。

ブラシヘッドの交換



ブラシヘッドの効果は3ヶ月ほどで下がってきますが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。このブラシヘッド認識機能対応のブラシは、毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換のタイミングをお知らせします。

ソニックケア オールインワン ブラシヘッド レギュラー

1本組 レギュラーサイズ, 簡単にはめ込みできるブラシヘッド, ブラシヘッド交換お知らせ機能

HX9091/25

仕様

デザインと仕上げ

- 毛の硬さ: ふつう
- 色: ホワイト
- ブラシヘッド認識機能対応: 有
- ブラシヘッドの素材: やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド
- 交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
- サイズ: レギュラー

互換性

- ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- 使用できるモデル: 2 シリーズ プラーク ディフェンス, プレミアムクリーン, 2100 シリーズ, ガムヘルス, ダイヤモンドクリーン, ダイヤモンドクリーン 9000, ダイヤモンドクリーン スマート, イージークリーン, エッセンス

- プラス, エキスパートクリーン, エキスパートリザルツ, フレックスケア, フレックスケア プラチナ, フレックスケア プラチナ コネクテッド, フレックスケアプラス, キッズ, ヘルシーホワイト, ヘルシーホワイトプラス, パワーアップ, プレステージ 9900, プロテクトクリーン
- 使用できないモデル: Philips One, Essence

内容

- ブラシヘッド: プレミアムオールインワン 1本

品質と性能

- 交換: 約3ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
- テスト済み: 最適な使用のために



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-01-29

バージョン: 2.2.1

EAN: 08 71010 39722 66

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2022 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* 手磨きと比較
** 6週間手磨きと比較
*** ラボテストと手磨きを比較
**** ラボでの初期研究に基づく