

エキスパートクリーン

ExpertClean 7500

コネクティッドブラッシングを簡単に

過圧防止センサー機能

ブラシヘッド認識機能

4つのモード、3段階の強さ設定



HX9692/12

アプリ連動でより良いブラッシング*1を求める方へ

約2週間で歯ぐきの健康を推進*2

正しい歯磨き習慣を続けるのは簡単ではありません。エキスパートクリーンなら、内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、アプリのプログレスレポートで歯磨き習慣を身に付ける手助けをするなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。 *1弊社製品ラインナップでの比較 *2クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ

スタイリッシュで使いやすいデザイン

- 長寿命のバッテリー
- 携帯に便利

エキスパートクリーンを使用したユーザーがお口の健康推進を実感

- プレミアムクリーンブラシヘッド
- プレミアムガムケアブラシヘッド
- 約2週間で歯ぐきの健康を推進*2
- 歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍*3除去

ニーズに合わせてエキスパートクリーンを活用

- 一人ひとりに合ったブラッシング体験
- 過圧防止センサー機能
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- ブラシヘッド認識機能が最適なモードを自動選択

一人ひとりに合ったガイダンスで歯磨き習慣を身に付ける

• プログレスレポート

エキスパートクリーン


特長

歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍*3除去



プレミアムクリーンブラシヘッドならしっかり歯磨きすることができます。柔らかい毛先は歯の形に合わせてカーブしているため、歯に触れる表面積が最大で4倍*4増え、届きにくい部分の歯垢を最大約10倍*3除去します。*3手磨きと比較した場合*4ホワイトプラスブラシヘッドと比較した場合

約2週間で歯ぐきの健康を推進*2



プレミアムガムケアブラシヘッドは、歯ぐきの健康 推進に役立つように設計されています。コンパクトなサイズと歯列にフィットするやわらかな毛 先が歯ぐきの歯垢をしっかり除去し、歯ぐきの健 康推進に役立ちます。 *2クリーンモード使用時 /手磨きと比べ/フィリップス調べ

プログレスレポート



エキスパートクリーンは、内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、ソニッケアーアプリに接続し、プログレスレポートで歯磨き習慣を記録するなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。

4 つのモード、3 段階の強さ設定



エキスパートクリーンには、クリーン(基本のブラッシングモード)、ホワイトプラス(ステインを落とし磨き上げる)、ガムヘルス(歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を)、ディープクリーンプラス(心地よい振動で歯垢をしっかり除去)のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。

ブラシヘッド認識機能



スマートブラシヘッドは、しっかり磨くのに最適なモードと強さレベルを自動選択します。たとえば、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けると、エキスパートクリーンのブラシヘッド認識機能は、歯ぐきの健康推進を手助けするために、ガムヘルスモードに自動的に同期します。

過圧防止センサー機能



歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎると お知らせする機能です。歯にブラシヘッドを押し あてる強さをゆるめてブラッシングしてください。 /画像はイメージです

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドは使用するにつれて摩耗するため、適切なブラッシングを続けるには、摩耗の度合いを確認する必要があります。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドルのお知らせ機能と短いビープ音により、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

プレミアムクリーンブラシヘッド



プレミアムクリーンブラシヘッドはいまだかつてない歯垢除去力を実感できます。柔軟なヘッド側面と毛先が歯のカーブにぴったりとフィットし、歯に触れる表面積が最大で4倍*4増え、届きにくい部分もしっかり磨けます。 *4ホワイトプラスブラシヘッドと比較した場合

エキスパートクリーン

特長

プレミアムガムケアブラシヘッド



プレミアムガムケアブラシヘッドは、丸いカットで 歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛 先で歯肉縁上の歯垢を除去します。/画像はイメ ージです

長寿命のバッテリー



エキスパートクリーンは、一度の満充電で最長 2 週間使用できます(一般的な使用回数の場合)。

携帯に便利



プレミアムトラベルケースは、歯ブラシを衛生的に保管できるだけでなく、充電ベースもコンパクトに収納できるので、携帯に便利です。1回の満充電で通常の使用なら約2週間使用できますが、充電ベースがあれば、さらに長期間の旅行でもいつもと変わらない歯のお手入れが可能です。

エキスパートクリーン HX9692/12

仕様

コネクティビティー

Bluetooth®*: Philips Sonicare アプリに接続

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

使用時間: 14 日間*** バッテリー: 充電式

バッテリーの種類: リチウムイオン充電池

デザインと仕上げ

色: ブラック

サービス

本体保証: 2年間保証

互換性

Android**: Android4.4.2以上 (Bluetooth4.0 以降搭載機種) *iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。, (Bluetooth 4.0

以降搭載機種)

iOS***: iOS 9.3 以上, (iPhone 6 以降), iOS 9.3 以上 (iPhone6 以降), (iOS7 搭載)

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

交換お知らせ機能: ○*RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合, リマインダーアイコンの点灯

内容・付属品

ハンドル: エキスパートクリーン 1 本 ブラシヘッド: プレミアムクリーン 1 本, プレミア ムガムケア 1 本, 舌磨きブラシヘッド 1 本 トラベルケース: 1

充電器: 1 洗浄性能

性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去

タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー 過圧防止センサー機能: ハンドルが振動してお知ら せ

モード

クリーン: 歯をキレイに

3段階の強さ設定:弱,中,強

ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激

舌磨き: きれいな息が長続き

ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

ブラシヘッド認識機能

舌磨きブラシヘッド: クリーンモードを自動選択 プレミアムクリーン: クリーンモードを自動選択 プレミアムガムケア: ガムヘルスモードを自動選択

スマートセンサーテクノロジー

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知ら #

BrushSync テクノロジー: スマートハンドルと, スマートブラシヘッドの接続

位置センサー: ブラシヘッドの位置を追跡して改善 摩擦センサー: 摩擦を減らすように指導

株式会社フィリップス・ジャパン © 2025 Koninklijke Philips N.V.



* ⁵ Bluetooth [®] ワードマークおよびロゴは登録商標であり、 Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

* 6 AndroidはGoogle Inc.の商標です。

* ⁷ Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、アメリカおよびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-05-03 バージョン: 1.1.4

EAN: 87 10103 99454 1