

PHILIPS

sonicare

ソニックケア インターケア
ブラシヘッド レギュラー

i InterCare

3本組

レギュラーサイズ

簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ブラシヘッド認識機能対応

HX9003/67



山切りカットで歯間の歯垢を除去

長い毛先が歯間の奥に届き、歯間の歯垢も強力的に除去

長いブラシ毛を備えたインターケアは、手磨きより多くの歯間の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進します。

新機能

- ブラシヘッド認識機能対応
- 音波水流

パフォーマンスを最適化する設計

- 厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります
- 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ブラシヘッド交換お知らせ機能

For exceptional gum care

- 歯ぐきの健康を推進

For exceptional plaque removal

- 手磨きより多くの歯間の歯垢を除去


特長

手磨きより多くの歯間の歯垢を除去



長いブラシ毛が、届きにくい部分や歯と歯の間の歯垢を取り除きます。

歯ぐきの健康を推進



インターケアブラシヘッドは、歯垢を除去することで歯ぐきの健康を推進します。

ブラシヘッド認識機能対応



ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強

さをレベルを自動で設定*（ダイヤモンドクリーンスマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッド交換お知らせ機能のついたハンドルとお使いいただくことで、ブラシヘッド交換のタイミングをハンドルでお知らせします。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

簡単にはめ込みできるブラシヘッド



ソニックケアのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニックケアキッズ、eシリーズを除く）

音波水流



毎分約31,000回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。

毎日のお口のケアをより確かに



フィリップス ソニックケアでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。

仕様

デザインと仕上げ

毛の硬さ: ふつう

色: ホワイト

交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。

サイズ: レギュラー

互換性

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ブラシヘッド認識機能対応: ○

使用できるモデル: 2 シリーズ ブラーク ディフェンス, プレミアムクリーン, ガムヘルス, ダイヤモンドクリーン, ダイヤモンドクリーン スマート, イージークリーン, エッセンスプラス, フレックスケア, フレックスケア ブラチナ, フレックスケア ブラチナ コネクテッド, フレックスケアプラス, キッズ, ヘルシーホワイト, ヘルシーホワイトプラス, パワーアップ, プロテクトクリーン

内容・付属品

ブラシヘッド: インターケア レギュラー 3 本

品質と性能

交換: 約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。

テスト済み: 最適な使用のために

健康上の利点

歯ぐきの健康: 歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。

歯垢の除去: ○

