



Philips Sonicare
ProtectiveClean 5100
elektrinis dantų šepetėlis

Integruotas spaudimo jutiklis

3 režimai
1 „BrushSync“ funkcija
Kelioninis dėklas



HX6851/29

Baltesni dantys. Švelnus valymas.

Baltesni dantys vos per 1 savaitę.

Pajuskite švelnaus dantų valymo skirtumą naudodami spaudimo jutiklį, džiaukitės baltesniais dantimis vos per 1 savaitę.

Proven to improve oral health

- Saugiai ir švelniai valo jautrias vietas, tinka naudoti ortodontinio gydymo metu
- Baltesni dantys vos per savaitę

Designed around you

- Skatinimas valyti kruopščiai
- Keliaukite lengviau
- Visada žinokite, kada reikia keisti šepetėlio galvutes

Innovative technology

- Praneša, jei spaudžiate per stipriai
- Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“
- Sujungia šepetėlio rankenėlę ir išmaniąsias šepetėlio galvutes

Optimize your brushing

- Rinkitės iš trijų režimų

PHILIPS
sonicare

Ypatybės

Natūraliai baltesni dantys




Norėdami pašalinti paviršines dėmes ir džiaugtis baltesne šypsena, uždėkite šepetėlio galvutę „W DiamondClean“. Viduryje yra tankūs, dėmes šalinantys šereliai. Kliniškai įrodyta, kad dantys tampa baltesni vos per vieną savaitę.

Trys režimai



Naudodami šį dantų šepetėlį, rinkdamiesi iš trijų režimų valymą pritaikysite savo poreikiams. Valymo režimas yra standartinis ir skirtas geriausiam valymui. Balinimo režimas puikiai tinka paviršinėms dėmėms šalinti. Dantenų priežiūros režime pridėdama papildoma ne tokio galingo valymo minutė, kad švelniai pamasažuotumėte dantenas.

Saugiai ir švelniai



Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai: mūsų technologija „Sonic“ tinkama naudoti dėvint kabes, karūnėles, turint plombų ir dantų su karūnėlėmis, ją galima naudoti siekiant išvengti dantų gedimo ir kasdieni dantenų sveikatai gerinti.

Stebi spaudimą valymo metu



Per stipriai valydami dantis galite pažeisti dantis ir dantenas. Norint to išvengti, „Philips Sonicare ProtectiveClean“ skleidžia švelnų pulsuojančią garsą, kad įspėtų, jog spaudžiate per stipriai.

Technologija „BrushSync“



Technologija su integruotu lustu aptinka ir sinchronizuoja išmaniąją šepetėlio galvutę su rankenėle. Išmanioji šepetėlio rankena ir išmaniosios šepetėlio galvutės kartu yra galingas derinys, dėl kurio veikia išmanieji keitimo priminimai.

„BrushSync“ šepetėlio galvutės keitimo priminimas



Visos šepetėlio galvutės bėgant laikui nusidėvi. Tačiau mūsų technologija „BrushSync“ stebi, kiek laiko naudojote šepetėlio galvutę ir kaip stipriai valėte dantis. Kai ateis laikas ją pakeisti, apie tai perspės ant rankenos esantis indikatorius ir trumpas pyptelėjimas. Taip būsite tikri, kad šepetėlio galvutė valo efektyviai.

Naudingi laikmačiai



Reikalingas elektrinis dantų šepetėlis su laikmačiu? Mūsų „QuadPacer“ perspėja, kai praeina pakankamai laiko valant kiekvieną burnos dalį, o „Smartimer“ praneša praėjus dviem rekomenduojamoms valymo minutėms.

„Philips Sonicare“ technologija



Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

Patogus kelioninis dėklas ir kroviklis



Mūsų kelioniniame dėkle „premium“ higieniškai laikykite dantų šepetėlį, o su mūsų kompaktišku įkrovimo pagrindu įkraukite keliaudami. Vieną kartą iki galo įkrovę galite įprastai naudoti dvi savaites, tačiau įkroviklis yra tik bilietas ilgesnėms kelionėms.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Tamsiai mėlyna

Maitinimas

- Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

- Baterija: Pakartotinai įkraunama
- Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): Iki 2 savaičių
- Baterijos tipas: Ličio jonų

Techninė priežiūra

- Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

- Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
- Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo baterijos įkrovą
- Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės
- Valymo laikas: Iki 2 savaičių
- Pakeitimo priminimas: Kad visada užtikrintų geriausius rezultatus, užsidega priminimo piktograma

Pridėti priedai

- Įkroviklis: 1
- Rankenėlė: 1 „ProtectiveClean“
- Šepetėlių galvutės: 2 „W2 Optimal White“
- Kelioninis dėklas: 1

Valymo veiksmingumas

- Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.
- Nauda sveikatai: Padeda sumažinti ertmių
- Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“ laikmačiai
- Balinamoji nauda: Baltesni dantys vos per savaitę
- Atsakomoji reakcija į spaudimą: Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu

Režimai

- „Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien
- „Gum Care“: Švelniai masažuoja dantenas
- Balta: Pašalina paviršines dėmes

Išmanioji jutiklinė technologija

- „BrushSync“ keitimo priminimas: Visada žinokite, kada, keisti šepetėlio galvutes
- Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per stipriai



Išleidimo data 2022-05-11

Versija: 5.5.1

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis šepetėlis