

PHILIPS

sonicare

Sonický kartáček s 1 režimem
a cestovním pouzdrem

4300

Zabudovaný tlakový senzor

1 režim čištění

1 x funkce BrushSync



HX6807/28



Zlatý střed

Bělejší zuby během 1 týdne.

Jeden z nejprodávanějších elektrických kartáčků v Česku*. Kombinuje super výkonnou techniku stírání plaku, má oblíbenou funkci nastavení intenzity a přitom je za dostupnou cenu. „Už po prvním vyčištění mám pocit úplně jiných zubů,“ říkají lidé, když kartáček zkusí, a přejedou jazykem po hladkých zubech bez plaku. Vaše zuby budou bělejší už za týden. *na základě GfK dat z roku 2023

Proven to improve oral health

- Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady
- Světlejší zuby za pouhý týden

Designed around you

- Program Easy start vám pomůže vybudovat správné návyky čištění sonickým kartáčkem Philips Sonicare
- Motivace k důkladnému čištění
- S tímto příslušenstvím je cestování snadné

Innovative technology

- Upozorní vás, pokud při čištění příliš tlačíte
- Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku
- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi

Přednosti

Přirozeně světlejší zuby



Nasadte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.

Sleduje tlak čištění



Přílišný tlak při čištění může poškodit vaše zuby a dásně. Aby tomu zabránil, vydává zubní kartáček Philips Sonicare ProtectiveClean jemný pulzující zvuk, kterým vás upozorní, abyste netlačili.

Bezpečný a šetrný



Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Technologie Philips Sonicare




Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Připomínka výměny pomocí technologie BrushSync



Všechny hlavice kartáčku se časem opotřebují. Ale naše technologie BrushSync sleduje, jak dlouho jste hlavici používali a jak silně jste na kartáček tlačili. Když je čas hlavici vyměnit, upozorní vás krátké pípnutí a světelná kontrolka na těle kartáčku. Díky tomu si můžete být jisti, že hlavice odvádí dobrou práci.

Užitečné časovače




Hledáte elektrický kartáček s časovačem? Zatímco náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy jste strávili tu správnou dobu čištěním každé jednotlivé části úst, časovač Smartimer vás zase upozorní, že jste si zuby čistili po doporučenou dobu 2 minut.

Technologie BrushSync



Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje automatické upozornění na potřebu výměny.

Zjednodušte své návyky



Když začínáme s něčím novým, může chvíli trvat, než si na to zvykne. Náš program Easy start vám poskytuje možnost postupného, mírného zvyšování čistícího výkonu v průběhu prvních 14 použití vašeho nového zubního kartáčku.

Cestovní pouzdro a nabíječka



Díky prémiovému cestovnímu pouzdru bude váš kartáček hygienicky uložený. Kompaktní nabíjecí základna zase udrží zařízení nabitě na cestách. Uživete si dva týdny pravidelného používání na jedno plné nabití a pro delší cesty mějte s sebou tuto nabíječku.

Specifikace

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Technické údaje

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Design a provedení

Barva: Bílá a matová

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Výdrž baterie: Až 2 týdny

Balení obsahuje

Rukojeť: 1 ProtectiveClean

cestovní pouzdro: 1

Kartáčkové hlavice: 1 hlavice W2 Optimal White

Nabíječka: 1

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů, Přispívá ke snížení výskytu

zubního kazu

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako upozornění

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

2 nastavení intenzity: Nízká, Vysoká

Technologie Smart Sensor

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak čištění

Připomenutí výměny technologie BrushSync:

Vždy víte, kdy vyměnit hlavice kartáčku

