

PHILIPS

sonicare



Sonický kartáček se 3 režimy
a cestovním pouzdem

6100

Zabudovaný tlakový senzor

3 režimy, 3 intenzity

2 x funkce BrushSync
cestovní pouzdro



HX6871/47

Zlatý střed

Bělejší zuby během 1 týdne.

Jeden z nejprodávanějších elektrických kartáčků v Česku*. Kombinuje super výkonnou techniku stírání plaku, má oblíbenou funkci nastavení intenzity a přitom je za dostupnou cenu. „Už po prvním vyčištění mám pocit úplně jiných zubů,“ říkají lidé, když kartáček zkusí, a přejedou jazykem po hladkých zubech bez plaku. Kromě režimu Clean má kartáček ještě režim White a Gum Care. Vaše zuby budou bělejší už za týden. *na základě GfK dat z roku 2023

Proven to improve oral health

- Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady
- Světlejší zuby za pouhý týden

Designed around you

- S tímto příslušenstvím je cestování snadné
- Motivace k důkladnému čištění

Innovative technology


- Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku
- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi
- Upozorní vás, když při čištění příliš tlačíte

Optimize your brushing

- Tři režimy, tři nastavení intenzity
- Výběr hlavic kartáčků pro optimální režim a intenzitu

Přednosti

Přirozeně světlejší zuby



Nasadte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavičky zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.

Čistěte si zuby podle sebe



Tento kartáček vám díky třem režimům a třem nastavení intenzity umožní nastavit si způsob čištění. Režim Clean je standardní volbou pro kvalitní čištění. Režim White je ideální pro odstranění povrchových skvrn. A režim Gum Care přidává další minutu čištění s nižší intenzitou pro jemnou masáž dásní. Tři nastavení intenzity vám umožní přepínat mezi „vysokou“ a „nízkou“ a přizpůsobit se intenzitě zleva doprava.

Bezpečný a šetrný



Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Příliš velký tlak?



Nemusíte si všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačíte, ale váš elektrický kartáček s tlakovým senzorem to pozná. Pokud začnete na dásně vyvíjet příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že máte tlak zmírnit.

Technologie BrushSync



Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou

kombinaci, která zajišťuje párování chytrých režimů a chytrých upozornění na potřebu výměny.

Párování režimu a intenzity



Lámete si hlavu nad tím, jaký režim a intenzitu použít? Už nemusíte. Režim párování BrushSync informuje chytré tělo kartáčku, kterou chytrou hlavici používáte. Takže pokud například nasadíte hlavici pro péči o dásně, kartáček ví, že má vybrat optimální režim a intenzitu pro vaše dásně. Stačí stisknout aktivní tlačítko.

Připomínka výměny pomocí technologie BrushSync



Všechny hlavice kartáčku se časem opotřebují. Ale naše technologie BrushSync sleduje, jak dlouho jste hlavici používali a jak silně jste na kartáček tlačili. Když je čas hlavici vyměnit, upozorní vás krátké pípnutí a světelná kontrolka na těle kartáčku. Díky tomu si můžete být jisti, že hlavice odvádí dobrou práci.

6100

Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrém

HX6871/47


Přednosti

Technologie Philips Sonicare



Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Užitečné časovače



Náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy jste strávili tu správnou dobu čištění v každé části úst, Časovač Smartimer vás zase upozorní, že jste si zuby čistili po doporučenou dobu 2 minut.

Cestovní pouzdro a nabíječka



Díky prémiovému cestovnímu pouzdru bude váš kartáček hygienicky uložený. Kompaktní nabíjecí základna zase udrží zařízení nabitě na cestách. Užijete si dva týdny pravidelného používání na jedno plné nabití a pro delší cesty mějte s sebou tuto nabíječku.

Specifikace

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Provozní doba (od plného nabití do vybití):
14 dní***

Typ baterie: Lithium-iontová

Spotřeba energie: Pohotovostní režim bez
displeje <0,5 W

Design a provedení

Barva: Vrba modrá

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav
baterie

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací
hlavice kartáčku

Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design

Balení obsahuje

Kartáčkové hlavice: 2 hlavice W2 Optimal White
cestovní pouzdro: 1

Nabíječka: 1

Tělo kartáčku: 1 ProtectiveClean

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během
dvou týdnů, Přispívá ke snížení výskytu zubního
kazu

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako
upozornění

Režimy

3 intenzity: Nízká, Střední, Vysoká

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Péče o dásně: Jemně masíruje dásně

Bílá: Odstraňuje povrchové pigmentace

Párování režimů BrushSync

C2 Optimal Plaque Defense: Kompatibilní s
režimem Clean

G2 Optimal Gum Care: Kompatibilní s režimem
Gum Care

W2 Optimal White: Kompatibilní s režimem
White

Technologie Smart Sensor

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak
čištění

Připomenutí výměny technologie BrushSync:

Vždy víte, kdy, vyměnit hlavice kartáčku

Technologie BrushSync: Propojení chytrého těla,
s chytrými hlavicemi

