



Philips Sonicare AirFloss
Irygator z dyszami

W zestawie 2 dysze

HX8012/33

Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.

Usuwanie płytki nazębnej tam, gdzie szczoteczka nie dociera

Aby skutecznie oczyścić przestrzeń między zębami, wymieniaj dysze co 6 miesięcy.

Urządzenie Sonicare AirFloss pomaga usuwać do 5 razy więcej płytki nazębnej niż samo szczotkowanie zwykłą szczoteczką.

Easy to use

- Dysza zaprojektowana z myślą o zapewnieniu łatwego dostępu do trudno dostępnych miejsc
- Skuteczna technologia czyszcząca — wystarczy dotknąć
- Końcówka z naprowadzaniem ułatwiająca prawidłowe ustawienie

Helps build a healthy habit

- Łatwy sposób na skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni między zębami

PHILIPS
sonicare

Irygator z dyszami
W zestawie 2 dysze

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor dyszy: Różowa z różową końcówką, Różowa z białą końcówką

Łatwość użytkowania

- Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie

Elementy zestawu

- Końcówka AirFloss: 2


Skuteczność czyszczenia

- Końcówki: Dla najlepszych rezultatów wymieniaj końcówkę co 6 miesięcy

HX8012/33


Zalety

Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki



Urządzenie AirFloss jest wyposażone w wyjątkową technologię wykorzystującą powietrze i mikrokropelki. Urządzenie czyści przestrzenie między zębami, emitując strumień powietrza pod ciśnieniem wraz z wodą lub płynem do płukania jamy ustnej. Wystarczy dotknąć przycisku aktywacyjnego — to proste jak kliknięcie myszką.

Końcówka z naprowadzaniem




Wąska końcówka z naprowadzeniem ułatwiają określenie prawidłowego ustawienia. Wystarczy przesunąć nią wzdłuż powierzchni zębów w pobliżu dziąseł, aż końcówka znajdzie się w rowku między zębami.

Wąska, zakrzywiona dysza

Wąska, zakrzywiona dysza zaprojektowana z myślą o zapewnieniu łatwego dostępu do trudno dostępnych miejsc

Łatwy początek



Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej. Urządzenie AirFloss, stanowiące łatwy sposób na dotarcie głęboko między zęby, pozwala wyrobić zdrowy nawyk. Po trzech miesiącach korzystania z urządzenia AirFloss 96% osób, które nieregularnie korzystały z nici dentystycznych, w dalszym ciągu korzysta z urządzenia AirFloss co najmniej cztery razy w tygodniu.



Data wydania 2023-10-20

Wersja: 2.0.1

EAN: 87 10103 68988 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* w porównaniu do mycia zębów tylko szczoteczką manualną