

Philips Philips Avent
Rintapumpun venttiili

Rintapumput
Valkoinen

CP9287/01



Siirtää rintamaidon pumpusta pulloon

Tarkista yhteensopivuus alta

Tämä venttiili ylläpitää tyhjiötä, jota tarvitaan rintamaidon siirtymiseen pumpusta pulloon. Venttiilin kunnosta on tärkeää pitää huolta, jotta rintapumppu toimii hyvin.

Helppokäyttöiset Philips-varaosat

- Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

PHILIPS

Tekniset tiedot

Vaihdettavat osat

- Sopii malleihin: SCF393 SCF394 SCF395 SCF396 SCF397 SCF398 SCF430 SCF441

Vaihdettavat osat

- Sopii malleihin: SCD292 SCF330 SCF332 SCF334 SCF335 SCF338 SCF391 SCF392

Kohokohdat

Helposti vaihdettavat osat

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteen helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.



Julkaisupäivä 2023-11-10

Versio: 5.5.1

EAN: 87 10103 70802 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com