

# PHILIPS

## sonicare

Насадки для эффективного  
удаления налёта

C3 Premium Plaque Control

4 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Функция подключения BrushSync

HX9044/17



## Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

В 10 раз более эффективное удаление налета\* и потрясающий результат чистки

Индивидуальный уход за вашей улыбкой: насадка C3 Premium Plaque Defence подстраивается под форму зубов и десен благодаря мягким, гибким ребрам, которые охватывают в 4 раза более широкую поверхность, чем обычная чистящая насадка\*\*, и обеспечивает комфортную тщательную чистку.

### Инновационная технология

- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки\*\*\*

### Разработана для достижения наилучшего результата


- Протестировано для эффективного ухода за полостью рта
- Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.
- Сменная насадка для простой и быстрой замены

### Для эффективного удаления зубного налета

- Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

## Особенности

### Попрощайтесь с зубным налетом



Благодаря гибкой конструкции насадка удаляет в 10 раз больше налета на труднодоступных участках\*, обеспечивая тщательное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.

### Функция подключения BrushSync™



Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки\*. Чистящая насадка Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™\*\*\*\* для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.

### Подсказки о замене насадки



Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare?

Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

### Простая установка



Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence подходит ко всем зубным щеткам Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

### Полная уверенность в зубной щетке



Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

### Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

## Характеристики

### Дизайн и отделка

Цвет: Белый

### Дизайн и отделка

Жесткость щетинок: Средней жесткости

Распознавание чистящей насадки

Индикаторные щетинки: Синие индикаторные щетинки выцветают

Материал насадки щетки: Мягкие и гибкие резиновые ребра

Размер: Стандартный

### Совместимость

Система чистящих насадок: Сменные

Подходит для этих моделей: 2 Series Plaque Control, 2 Series Plaque Defence, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Серия 1100, Серия 2100, Серия 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000

Несовместимо: Philips One

### В комплекте

Насадки: C3 Premium Plaque Defence, 4 шт.

### Качество и эффективность

Замена: Каждые 3 месяца

Протестировано: для оптимального использования

### Польза для здоровья

Удаление налета: Удаляет в 10 раз больше налета\*

