



Philips Sonicare InterCare  
Têtes de brosse à dents  
sonique standard

**Paquet de 2**

Taille standard  
Encastrable  
Nettoyage entre les dents

**HX9002/64**

Nettoyage en profondeur\*, plus efficace entre les dents

Nettoyage entre les dents et dans les zones difficiles à atteindre

La tête de brosse Philips Sonicare InterCare est idéale pour ceux qui souhaitent lutter contre l'accumulation de plaque entre les dents, soulager les saignements et les gencives enflées et révéler leur plus beau sourire.

**Tête de brosse adaptée à différents manches**

- Fonctionne avec n'importe quelle brosse à dents clipsable Philips Sonicare

**Éprouvée en clinique pour améliorer la santé buccodentaire**

- S'intègre à une routine buccodentaire plus saine

**Meilleure élimination de la plaque dentaire et soin des gencives**

- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

**Conçue pour optimiser le brossage**

- Conçue pour nettoyer les zones difficiles d'accès
- Les brins avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace
- Des gencives plus saines en seulement 2 semaines
- La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

**PHILIPS**  
**sonicare**

# Caractéristiques

## Brins extra-longs




La tête de brosse InterCare est dotée de brins de haute qualité extra-longs densément implantés. Ils ciblent la plaque dentaire dans les espaces interdentaires. Il est cliniquement prouvé qu'elle réduit les saignements et les inflammations au niveau des gencives en seulement 2 semaines.

## Nettoie les zones difficiles d'accès



La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins ultra-longs densément implantés ciblant la plaque dentaire dans les espaces interdentaires et les zones difficiles d'accès.

## Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire



Il est cliniquement prouvé que la tête de brosse Philips Sonicare InterCare élimine jusqu'à

7 fois plus de plaque dentaire entre les dents qu'une brosse à dents manuelle dès 4 semaines d'utilisation.

## Mouvement sonique optimisé




La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balayent la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

## Système de tête de brosse clipsable




Cette tête de brosse se clipse au manche et se déclipse. Le maintien est sûr ; l'entretien et le nettoyage sont faciles. Elle est compatible avec tous les manches de brosse à dents Philips Sonicare à l'exception des PowerUp Battery et Essence.

## Meilleure santé buccodentaire



À l'image des têtes de brosse Philips Sonicare, cette tête de brosse préserve les dents et les gencives. Chaque brosse a été soumise à des tests de qualité assurant sa performance et sa durabilité.

## Brins avec indicateur d'usure



Cela n'est pas toujours évident à première vue, mais les têtes de brosse perdent progressivement en fermeté au fil des mois. Nos brins avec indicateur d'usure passent du bleu au blanc pour vous indiquer lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse. Pour des résultats optimaux, remplacez votre tête de brosse tous les trois mois.

# Spécifications

## Design et finition

- Couleur: Blanche

## Design et finition

- Souplesse des brins: Moyen
- Brins avec indicateur d'usure: Les brins bleus se décolorent
- Taille: Standard

## Compatibilité

- Système de tête de brosse: Clipsable
- Compatible avec ces modèles: HealthyWhite+, Série 2 plaque defense, Série 3 Gum Health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

## Accessoires inclus

- Têtes de brosse: 2 InterCare standard

## Qualité et performance

- Remplacement: Tous les 3 mois
- Testé: pour une utilisation optimale

## Bénéfices santé

- Santé des gencives: Renforce la santé des gencives en 2 semaines.
- Élimination de la plaque dentaire: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire\*



Date de publication  
2022-07-30

Version: 2.2.3

EAN: 00 07502 00357 69

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle