

PHILIPS

sonicare

Набор электрических
звуковых зубных щеток

2 Series Gum Health

1 режим

2 ручки

2 чистящие насадки



HX6232/41



Может улучшить состояние десен на 100 %

Обеспечивает превосходное удаление налета и тщательную очистку межзубных промежутков для улучшения здоровья десен.

Помогает соблюдать рекомендации стоматолога

- SmartTimer помогает соблюдать рекомендации стоматологов относительно времени чистки
- QuadraCer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

Более здоровые десны, чем при использовании обычной зубной щетки

- Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

Позволяет создать свой режим чистки зубов

- Функция EasyStart помогает комфортно перейти от пользования обычной зубной щеткой к электрической

Тщательная чистка и видимый результат

- Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов
- Более эффективная чистка труднодоступных участков по сравнению с обычными зубными щетками

Рекомендуется стоматологами по всему миру

- Безопасно для ортодонтических скоб, пломб и виниров

Особенности

Более качественная чистка задних зубов



Зубная щетка для удаления налета оснащена тонкой, изогнутой чистящей насадкой, которая обеспечивает оптимальный доступ к задним зубам и труднодоступным участкам.

Более эффективная чистка труднодоступных участков




Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка и удобная рукоятка обеспечивают более эффективную чистку труднодоступных участков по сравнению с обычной зубной щеткой

Звуковая технология



Наша звуковая технология создает поток микропузырьков, который удаляет налёт между зубами и вдоль линии десен: тщательная чистка и бережное воздействие

EasyStart



Функция EasyStart постепенно увеличивает интенсивность чистки в течение первых 14 процедур, что помогает постепенно привыкнуть к Sonicare после использования обычной зубной щетки

Quadpacer



Таймер с интервалом Quadpacer обеспечивает тщательную чистку всей полости рта. Каждые 30 секунд зубная щетка издает сигнал, подсказывающий, что следует перейти к следующему участку.

Безопасно и бережно



Аккуратные движения щетинок зубной щетки Philips Sonicare безопасны для пломб, а также для ортодонтических скоб, имплантатов и виниров, поэтому вы можете не беспокоиться о результатах чистки.

SmartTimer



Зубная щетка Philips Sonicare оснащена специальным таймером SmartTimer, который поможет соблюдать рекомендации стоматологов — чистить зубы в течение двух минут

Характеристики

Дизайн и отделка

Цвет: Черный, Бледно-розовый

Мощность

Напряжение: 110–220 В

Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 2 недель

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Никель-метал-гидридный аккумулятор

Обслуживание

Гарантия: Ограниченная гарантия сроком на 2 года

Удобство использования

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки

Время работы: До 2 недель

В комплекте

Щетки: 2 Series для здоровых десен — 2 шт.

Насадки: 2 насадки ProResults для здоровья десен

Зарядное устройство: 1

Качество чистки

Скорость: 31 000 выметающих движений в минуту

Высокое качество: Удаляет в 7 раз больше налета*

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен

Таймер: Функции Quadpacer и SmartTimer

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

