

# PHILIPS

## sonicare

„Sonic“ elektrinis  
dantų šepetėlis

ProtectiveClean  
5100

Integruotas spaudimo jutiklis

3 režimai

1 „BrushSync“ funkcija

Kelioninis dėklas



HX6859/34



## Sveikesnės dantenos. Švelnus valymas.

Iki 100 % pagerinkite dantenų sveikatą, palyginti su rankiniu valymu

Pajuskite skirtumą švelniai valydami su mūsų spaudimo jutikliu ir iki 100 % pagerindami dantenų sveikatą, palyginti su įprastu dantų šepetėliu

### Proven to improve oral health

- Saugiai ir švelniai valo jautrias vietas, tinka naudoti ortodontinio gydymo metu
- Baltiesni dantys vos per savaitę

### Designed around you

- Skatinimas valytis kruopščiai
- Keliaukite lengviau

### Innovative technology

- Praneša, jei spaudžiate per stipriai
- Visada žinokite, kada reikia keisti šepetėlio galvutes
- Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“
- Sujungia šepetėlio rankenėlę ir išmaniąsias šepetėlio galvutes

### Optimize your brushing

- Rinkitės iš trijų režimų


## Ypatybės

### Natūraliai baltesni dantys



Uždėkite šepetėlio galvutę „W2 Optimal White“, norėdami pašalinti paviršines dėmes ir džiaugtis baltesne šypsena. Viduryje yra tankūs, dėmes šalinantys šereliai. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad dantys tampa baltesni vos per vieną savaitę.

### Trys režimai



Naudodami šį dantų šepetėlį, rinkdamiesi iš trijų režimų valymą pritaikysite savo poreikiams. Valymo režimas yra standartinis ir skirtas geriausiam valymui. Balinimo režimas puikiai tinka paviršinėms dėmėms šalinti. Dantenų priežiūros režime pridėdama papildoma ne tokio galingo valymo minutė, kad švelniai pamasažuotumėte dantenas.

### Saugiai ir švelniai



Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai: mūsų technologija „Sonic“ tinkama naudoti dėvint kabes, karūnėles, turint plombų ir dantų su karūnėlėmis, ją galima naudoti siekiant išvengti dantų gedimo ir kasdienei dantenų sveikatai gerinti.

### „Philips Sonicare“ technologija



Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

### Stebi spaudimą valymo metu



Per stipriai valydami dantis galite pažeisti dantis ir dantenas. Norint to išvengti, „Philips Sonicare ProtectiveClean“ skleidžia švelnų pulsuojančią garsą, kad įspėtų, jog spaudžiate per stipriai.

### Technologija „BrushSync“




Technologija su integruotu lustu aptinka ir synchronizuoja išmaniąją šepetėlio galvutę su rankenėle. Išmanioji šepetėlio rankena ir išmaniosios šepetėlio galvutės kartu yra galingas derinys, dėl kurio veikia išmanieji keitimo priminimai.

### „BrushSync“ šepetėlio galvutės keitimo priminimas



Visos šepetėlio galvutės bėgant laikui nusidėvi. Tačiau mūsų technologija „BrushSync“ stebi, kiek laiko naudojote šepetėlio galvutę ir kaip stipriai valėte dantis. Kai ateis laikas ją pakeisti, apie tai perspės ant rankenos esantis šviesos indikatorius ir trumpas pyptelėjimas. Taip būsite tikri, kad šepetėlio galvutė valo efektyviai.

### Naudingi laikmačiai



Reikalingas elektrinis dantų šepetėlis su laikmačiu? Mūsų „QuadPacer“ perspėja, kai praeina pakankamai laiko valant kiekvieną burnos dalį, o „Smartimer“ praneša praėjus dviem rekomenduojamoms valymo minutėms.

### Patogus kelioninis dėklas ir kroviklis



Mūsų kelioniniame dėkle „premium“ higieniškai laikykite dantų šepetėlį, o su mūsų kompaktišku įkrovimo pagrindu įkraukite keliaudami. Vieną kartą iki galo įkrovę galite įprastai naudoti dvi savaites, tačiau įkroviklis yra tik bilietas ilgesnėms kelionėms.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

**Spalva:** Balta ir šviesiai mėlyna

## Maitinimas

**Įtampa:** 110–220 V

## Techniniai duomenys

**Baterija:** Pakartotinai įkraunama

**Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio):** Iki 2 savaičių

**Baterijos tipas:** Ličio jonų

## Techninė priežiūra

**Garantija:** 2-jų metų ribota garantija

## Lengva naudoti

**Rankenėlė:** Plonas ir ergonomiškas dizainas

**Baterijos indikatorius:** Indikatorius parodo baterijos įkrovą

**Rankenos suderinamumas:** Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

**Valymo laikas:** Iki 2 savaičių

## Pridėti priedai

**Įkroviklis:** 1

**Rankenėlė:** 2 „ProtectiveClean“

**Šepetėlių galvutės:** 2 „W2 Optimal White standard“

**Kelioninis dėklas:** 2

## Valymo veiksmingumas

**Greitis:** Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

**Nauda sveikatai:** Pagerina dantenų sveikatą vos per dvi savaites, Padeda sumažinti ertmių

**Laikmatis:** „Quadpacer“ ir „SmarTimer“

laikmačiai

**Atsakomoji reakcija į spaudimą:** Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu

## Režimai

**„Clean“:** Išskirtiniam valymui kasdien

**„Gum Care“:** Švelniai masažuoja dantenas

**Balta:** Pašalina paviršines dėmes

## Išmanioji jutiklinė technologija

**„BrushSync“ keitimo priminimas:** Visada žinokite, kada, keisti šepetėlio galvutes

**Spaudimo jutiklis:** Įspėja, kai valoma per stipriai

