



Philips Sonicare F3 Quad
Stream nozzle
Mundduschendüse

2 Düsen



HX3062/00

Eine mühelose, gründliche Reinigung

Für maximale Erfassung und beste Reinigung

Für maximale Erfassung und eine besonders gründliche Reinigung verwenden Sie die Quad Stream-Düse, um das Wasser in vier breite Ströme zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleisches zu bündeln. Die weiche Führung aus Gummi ist sanft zum Zahnfleisch, und jede Düse lässt sich einfach auf- und abstecken.

An effortless clean with advanced technology

- Quad Stream-Düse für maximale Abdeckung
- Effektive Reinigung bei jeder Anwendung
- Bis zu 180 % effektiver für gesünderes Zahnfleisch *1

PHILIPS
sonicare

Daten

Consumer Trade Item

- Height: 11 cm
- Width: 6.2 cm
- Length: 2 cm
- Net weight: 0.008 kg
- Gross weight: 0.016 kg
- GTIN: 8710103947080
- Country of origin: MX
- Harmonized system code: 85098000

Außenkarton

- Height: 9.8 cm
- Width: 13.2 cm
- Length: 23.5 cm

- Net weight: 0.128 kg
- Gross weight: 0.339 kg
- GTIN: 18710103947087

Kompatibilität

- Kompatibel mit: jeder Philips Sonicare Power Flosser

Benutzerfreundlichkeit


- Düsenaufsatz: Leichtes Aufstecken und Abnehmen
- Düsenwechsel: Alle 6 Monate, für gute Hygiene

Artikel enthalten

- F3 Quad°Stream-Düse: 2

Besonderheiten

F3 Quad°Stream-Düse




Für maximale Abdeckung und eine besonders gründliche Reinigung verwenden Sie die Quad Stream-Düse, um das Wasser in vier breite Ströme zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleisches zu bündeln. Die weiche Führung aus Gummi ist sanft zum Zahnfleisch und jede Düse lässt sich einfach auf- und abstecken.

Effektive Reinigung bei jeder Anwendung



Um eine möglichst effektive Reinigung zu erhalten, sollten die Philips Sonicare Düsen alle sechs Monate ausgetauscht werden.

Bis zu 180 % effektiver *1



Der Philips Power Flosser ist bis zu 180 % effektiver als Zahnseide bei der gründlichen Zahnzwischenraumreinigung, was zu einem gesünderen Zahnfleisch führt. *1



Ausstellungsdatum
2024-07-20

Version: 4.4.2

EAN: 87 10103 94708 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* 1 Mit Clean-Putzprogramm, Quad Stream-Düse, Stärke 8.
Untersucht von Philips.