

# PHILIPS

## sonicare

Sonic-  
sähköhammasharja

ProtectiveClean  
4300

Puhdistaa pintavärjäytymät

Yksi puhdistustila (Clean)

Paineanturi & Brushsync



HX6806/04



## Puhdistaa miellyttävästi ja tehokkaasti

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Hellävaraisesti puhdistavan ProtectiveClean -sähköhammasharjan kanssa saat raikkaamman suun ja poistat plakkia tehokkaammin. Philips on tutkinut ja kehittänyt suunhoitotuotteita yli 20 vuotta ja Sonicare-tekniikkaa käytetään Philipsin sähköhammasharjoissa jolla on 25 miljoonaa tyytyväistä käyttäjää ympäri maailmaa. Philips Sonicare ProtectiveClean on hellävarainen mutta samalla tehokas sähköhammasharjalla jossa on hyvä hinta-laatusuhde.

### Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
- Turvallinen ja hellävarainen myös korjatuille hampaille, hammasraudoille ja pinnoituksille

### Suunniteltu sinua varten

- Kätevä tapa aloittaa uuden hammasharja käyttö
- Tukea huolelliseen harjaukseen

### Innovatiivinen tekniikka

- Saat muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäät
- Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka
- Yhdistää älykkään hammasharjan ja älykkäät harjaspäät
- Hammasharja varoittaa, jos painat liian kovaa

# Kohokohdat

## Heitä hyvästit plakille



Tiheät ja korkealaatuiset harjakset poistavat jopa 7 kertaa enemmän plakkaa kuin tavallinen hammasharja. Erikoisvalmisteisella kaarevalla kärjellä puhdistat helposti myös takahampaat.

## Turvallinen ja hellävarainen




Hampaidenpesu on aina tehokasta ja turvallista: Philipsin Sonic-tekniikka sopii hampaiden puhdistukseen myös hammasrautojen, paikkojen, kruunujen ja siltojen kanssa, estää hampaiden reikiintymistä ja parantaa ikenien terveyttä.

## Huippuluokan Sonic-tekniikka



Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkaa tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

## Liian paljon painetta?



Et ehkä itse huomaa, jos harjaat liian voimakkaasti, mutta paineanturilla varustettu sähköhammasharjasi pitää sinut ajan tasalla. Jos käytät liikaa voimaa, hammasharja ilmoittaa siitä äänimerkillä, jotta tiedät harjata pehmeämmin.

## BrushSync-tekniikka



Mikrosirutekniikan ansiosta älykäs hammasharja havaitsee ja synkronoi älykkäät harjaspäät tehokkaaksi yhdistelmäksi, joten voit hyödyntää älykkäitä vaihtomuistutuksia.

## BrushSync-vaihtomuistutus



Harjaspäät kuluvat ajan myötä. Philipsin BrushSync-tekniikka seuraa miten pitkään olet käyttänyt harjaspäätä ja kuinka voimakkaasti


olet harjannut. Hammasharjan merkkivalo ja lyhyt äänimerkki kertovat, milloin harjaspäätä kannattaa vaihtaa uuteen.

## Easy-start-ohjelma



Uusien asioiden omaksumiseen voi kulua jonkin aikaa. Helpon aloitusohjelmamme avulla voit lisätä harjaustehoa vähitellen ja hellävaraisesti uuden hammasharjasi 14 ensimmäisellä käyttökerralla.

## Kätevät ajastimet



QuadPacer kertoo, kun olet käyttänyt riittävän ajan suun eri osien puhdistamiseen, ja Smartimer puolestaan ilmoittaa puolestaan, kun suositeltu kokonaisaika on kulunut.

# Tekniset tiedot

## Virta

Jännite: 110–220 V

## Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 14 päivää\*\*

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

## Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Pastellisävy/pinkki

## Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

## Helppokäyttöinen

**Kahva:** Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

**Yhteensopiva kahva:** Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

**Latauksen ilmaisin:** Merkkivalo näyttää akun tilan

## Pakkauksen sisältö

Laturi: 1

**Harjaspäät:** 1 C2 Optimal Plaque Defence

**Kahva:** 1 ProtectiveClean

## Puhdistusteho

**Nopeus:** Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

**Suorituskyky:** Poistaa jopa 7 kertaa enemmän

plakkia

**Terveysedut:** Auttaa vähentämään reikiä

**Ajastin:** Quadpacer ja SmarTimer

**Painepalaute:** Varoittaa rungon värinällä

## Tilat

**Puhdistus:** Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

**2 tehoa:** Matala, Korkea

## Älykäs tunnistintekniikka

**Paineanturi:** Ilmoittaa, kun harjaat liian voimakkaasti

**BrushSync-vaihtomuistutus:** Saat muistutuksen, kun on aika, vaihtaa harjaspäät

