

# PHILIPS

## sonicare

Sonický elektrický zubní kartáček s mobilní aplikací

DiamondClean Smart

Personalizované rady

Senzory inteligentní hlavice kartáčku

Detekce inteligentní hlavice kartáčku

4 režimy, 3 intenzity



HX9903/03



## Zubní kartáček pro kompletní péči o zuby a dásně Můžete se cítit sebejistě díky 100% péči

Kartáček DiamondClean Smart umožňuje kompletní péči o ústní dutinu. Čtyři vysoce výkonné kartáčkové hlavice vám dovoluují zaměřit se na všechny oblasti zdraví zubů a dásní a technologie Smart Sensor vám poskytne přizpůsobenou zpětnou vazbu a rady.

### Proven to improve oral health

- Odstraní až 10krát více plaku\* a zajišťuje hloubkové čištění
- Až 7x zdravější dásně\* během pouhých 2 týdnů
- Odstraňuje až o 100 % více skvrn\*\* za pouhé 3 dny

### Personalized in-app coaching to perfect brushing

- Navádí vás při čištění a upozorňuje na vynechaná místa
- Navede vás zpět na místa, která jste vynechali, pro zajištění 100% pokrytí
- Začněte se lépe starat o problematické oblasti
- Upozorní vás, když na zuby příliš tlačíte
- Navede vás, abyste zmírnili drhnutí

### Optimize your brushing

- Hlavice kartáčku automaticky vybere optimální nastavení
- Využijte hlavici kartáčku co nejúčinněji
- Vyberte si ze 4 režimů a 3 nastavení intenzity
- Prémiová nabíjecí sklenice a cestovní pouzdro

# Přednosti

## Rozlučte se s plakem




Nasadte hlavici C3 Premium Plaque Defense pro zajištění unikátního hloubkového čištění. Jemná flexibilní vlákna na stranách hlavice se přizpůsobí tvaru každého zubu a zajišťují tak 4x větší kontakt s povrchem\*\*\* a odstranění až 10x více plaku z obtížně dostupných oblastí\*.

## Péče o vaše dásně



Nasadte hlavici G3 Premium Gum Care pro vylepšení zdraví dásní. Její menší velikost a cílená vlákna zajišťují jemné, ale účinné vyčištění podél linie zubů a dásní, kde vznikají onemocnění dásní. Je klinicky prokázáno, že hlavice zajišťuje až o 100 % méně zánětů dásní\* a až 7krát zdravější dásně během pouhých dvou týdnů používání.\*


## Bělejší zuby, rychle



Nasadte hlavici W3 Premium White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že


díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice odstraní až o 100 % více skvrn během pouhých tří dnů.\*\*

## Nevynechá ani místečko




Aplikace Philips Sonicare vás upozorní, až dosáhnete dokonalého vyčištění, a poradí vám, jak si zuby čistit lépe a důkladněji.

## Funkce TouchUp




Pokud při čištění zubů vynecháte nějaké místečko, funkce TouchUp aplikace vám ukáže, kam se vrátit, abyste měli jistotu, že pokaždé dosáhnete kompletně čistého chrupu.

## Nastavení oblastí zaměření a cíle



Máte v ústech nějaká problematická místa, na které vás upozornil zubní lékař? Pomůžeme vám je zvýraznit na 3D mapě vašich úst v aplikaci a připomeneme vám, abyste těmto oblastem věnovali více pozornosti.

## Příliš velký tlak?



Pravděpodobně si ani nemusíte všimnout, když při čištění zubů vyvíjíte příliš velký tlak, ale DiamondClean Smart si toho všimne. Pokud vyvíjíte příliš velký tlak, světelný kroužek na konci těla začne blikat. Tím vás jemně upozorní, že byste měli tlak zmírnit, a nechat to vše na hlavici kartáčku. 7 z 10 lidí uvádí, že jim tato funkce pomohla lépe čistit zuby.

## Jen snadno



Když používáte elektrický kartáček, můžete nechat práci na něm. V těle kartáčku je zabudovaný senzor pohybů, který vás jemně upozorní, že byste měli zmírnit. Díky tomu můžete vylepšit techniku čištění a zuby si vyčistit šetrněji a účinněji.

# Specifikace

## Možnosti připojení

Bezdrátová technologie Bluetooth®: Aplikace pro čištění zubů

## Spotřeba

Napětí: 110–220 V

## Technické údaje

Provozní doba (od plného nabití do vybití): 14 dní\*\*\*\*\*

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

## Design a provedení

Barva: Bílá

## Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

## Kompatibilita

Kompatibilita se systémem Android: Telefony Android, Tablety s funkcí Bluetooth 4.0

Kompatibilita se systémy iOS: iPad

3. generace nebo vyšší, iPhone 4S nebo vyšší, se systémem iOS7 nebo vyšším

## Snadné použití

Indikátor baterie: Prosvětlená ikona udává životnost baterie

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku

Displej: Osvětlený displej

Rozpoznání kartáčkové hlavice: Synchronizace s optimálním režimem

Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí

## Balení obsahuje

Rukojeť: 1 DiamondClean Smart

cestovní pouzdro: Prémiové cestovní pouzdro

Kartáčkové hlavice: 1 kartáčková hlavice C3

Premium Plaque Defense, 1 kartáčková

hlavice G3 Premium Gum Care, 1 kartáčková

hlavice W3 Premium White

Nabíjecí sklenice: 1

## Výkon čištění

Výkon: Odstraňuje až 10x více plaku\*

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Přínos pro zdraví: Až 7x zdravější dásně\*\*\*\*

Časovač: Technologie BrushPacer a Smartimer

Bělící účinky: Až o 100 % méně skvrn\*\*\*\*\*

Kontrola tlaku: Nachové zabarvení kroužku,

Vibrace těla kartáčku jako upozornění

TouchUp: Zajišťuje 100% pokrytí

## Režimy

3 intenzity: Vysoká, Střední, Nízká

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Deep Clean+: Unikátní hloubkové čištění

Gum Health: Speciální pozornost věnovaná

stoličkám

White+: Odstraňuje povrchové skvrny

## Párování režimů BrushSync

C3 Premium Plaque Defense: Kompatibilní s režimem Clean

Kartáčková hlavice G3 Premium Gum Care:

Kompatibilní s režimem Gum Health

Kartáčková hlavice W3 Premium White:

Kompatibilní s režimem White+

## Technologie Smart Sensor

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak čištění

Polohový senzor: Sleduje a vylepšuje pokrytí

Tlakový senzor: Návod na redukci drhnutí

3D mapa úst: Zvýrazní problémová místa

TouchUp: Pro řešení vynechaných míst

Snímač polohy: Navigace do oblastí, které

jste vynechali

## Softwarová podpora

Aktualizace softwaru: Společnost Philips

nabízí příslušné aktualizace softwaru po dobu

2 let od data zakoupení.

