

# PHILIPS

## AVENT

### Elektrische Milchpumpe Plus

Zur Vermietung über unsere  
Partner

Mit Milchpumpenset (NI)  
verwenden



SCF373/11



## Zur Miete verfügbar über unsere Partner

Zur Miete verfügbar über unsere Partner, siehe lokale Kontaktdaten für weitere Informationen.

### Individuell

- Milchpumpen-Tasche und Isoliertasche
- Wenige Teile, einfaches Zusammensetzen
- Leiser Motor für diskretes Abpumpen (mit Kabel)
- Pause-/Wiedergabefunktion
- Personalisiertes Erlebnis, mit 8 + 16 Einstellungsstufen
- Speicherfunktion

### Sanft und bequem


- Weiches und flexibles Silikonkissen in einer Größe, die allen passt
- Entwickelt für aufrechtes Abpumpen

### Schnelleres Abpumpen, mehr Milch in kürzerer Zeit\*

- Natural Motion-Technologie für einen schnellen Milchfluss\*


# Besonderheiten

## Schneller Milchfluss\*



Pumpen Sie mehr Milch in kürzerer Zeit ab\* mit einem Silikonkissen, das wie ein Baby die Brust stimuliert, um die Milch abzupumpen. Es geht nahtlos vom Stimulations- zum Abpumpmodus über und stimuliert die Brustwarze genau richtig für einen optimalen Milchfluss. Basierend auf Ergebnissen des Milcheinschusses (Zeit bis zum Milchspendereflex (Milk Ejection Reflex, MER)).\*

## Passt sich an Ihre Brustwarze an



Eine Größe, passend für alle – da sich die Form und die Größe der Brust während der gesamten Stillzeit verändert, passt sich das Silikonkissen sanft und flexibel an Ihre Brustwarze an. Für 99,98% aller Brustwarzengrößen\* (bis zu 30 mm).

## Bequeme Sitzposition



Das Design unserer Milchpumpen ermöglicht eine entspannte und bequeme Sitzposition beim Abpumpen, da die Milch durch den

kurzen Flaschenhals sofort in die Flasche läuft, sodass kein Vorbeugen erforderlich ist – klinisch erwiesene bequeme Position\* zum Abpumpen. Basierend auf klinischen Ergebnissen der Produktstudie mit 20 Teilnehmerinnen (2019); 90% der Teilnehmerinnen finden die Position während des Abpumpens mit einer elektrischen Einzelmilchpumpe bequem; 95% der Teilnehmerinnen finden die Position während des Abpumpens mit einer elektrischen Doppelmilchpumpe bequem.

## Auf deine Bedürfnisse angepasst



Die Philips Avent Milchpumpe mit Natural Motion Technologie ahmt den natürlichen Saugrhythmus von Babys beim Stillen nach und wechselt automatisch zwischen der Stimulationsphase und der Abpumphase. Passe dabei die Geschwindigkeit und Stärke der Stimulations- oder Abpumphase mit Hilfe von 8 Stimulationsstufen und 16 Abpumpstufen auf deine Bedürfnisse an.

## Diskret Abpumpen



Dank unseres leisen Motors im schlanken Design kannst du diskret abpumpen. Nur mit Kabel verwendbar.

## Einfache Reinigung und Einrichtung



Unser geschlossenes Abpumpsystem sorgt dafür, dass keine Milch im Schlauch zurückbleibt, um die Reinigung zu vereinfachen. Durch die wenigen Teile ist das Zusammensetzen nun noch einfacher.

## Jederzeit pausieren



Wenn du deine Sitzposition ändern oder eine Pause einlegen möchtest, kannst du die Sitzung jederzeit durch die Start-/Pause-Taste anhalten.

## Speichere deine bevorzugten Einstellungen



Die Milchpumpe speichert automatisch deine letzten Abpump-Einstellungen, sodass du bei der nächsten Sitzung nur noch auf Start drücken musst.

# Daten

## Leistung

Netzspannung: 100V – 240 V

## Material

Milchpumpe: BPA-frei\* (nur Teile mit Lebensmittelkontakt)

## Lieferumfang

Reisetasche: 1 Stck.

Motoreinheit (nur mit Kabel verwendbar):

1 Stck.

Micro-USB-Adapter (mit Kabel): 1 Stck.

## Funktionen

Weiches und flexibles Kissen: Sanfte Stimulation

