

# PHILIPS

Spazzolino elettrico  
sonico con app

ExpertClean 7500

Spazzolamento connesso e  
semplice

Sensore di pressione integrato

Riconoscimento intelligente  
testina

4 modalità, 3 intensità



HX9661/02



## Tutto ciò che ti serve per un'ottima igiene orale Rimuove fino a 10 volte più placca

Mantenere buone abitudini di pulizia dei denti è difficile. ExpertClean ti guiderà tra un checkup dentistico e l'altro. Scopri quando regolare la pressione con i sensori intelligenti integrati e utilizza il report dei progressi dell'app per aiutarti a rispettare la tua routine di pulizia dei denti.

### Scopri un design intuitivo ed elegante

- Semplice da ricaricare e avviare
- Con la custodia da viaggio USB puoi portare lo spazzolino ovunque con te

### ExpertClean users experience improved oral health

- Tenace contro la placca, delicata sulle gengive
- Pulizia profonda e protezione delle gengive sensibili
- Rimuove fino a 10 volte più placca\* per una pulizia profonda
- Gengive fino a 7 volte più sane\* in sole 2 settimane

### Let ExpertClean adapt to your needs


- Pulizia dei denti personalizzata
- Ti avverte se stai esercitando troppa pressione
- Non dimenticare mai di sostituire le testine
- BrushSync seleziona automaticamente la modalità più adatta a te

### Stay on track with personalized guidance

- Guida dettagliata per iniziare e mantenere sane abitudini


## In evidenza

### Rimuove fino a 10 volte più placca\*




Con la testina C3 Premium Plaque Defence sei sicuro di ottenere la pulizia più profonda possibile. Le setole morbide e flessibili sono progettate per seguire i contorni dei denti, offrendo una superficie di contatto 4 volte maggiore\*\*. Inoltre, rimuove fino a 10 volte più placca dai punti più difficili da raggiungere.

### Gengive fino a 7 volte più sane\*



Migliora la salute delle tue gengive con la testina G3 Premium Gum Care. Le setole piccole sono appositamente progettate per prendersi cura del bordo gengivale, garantendo una protezione totale per quest'area. Gli utenti che utilizzano questa testina hanno mostrato una riduzione fino al 100% delle infiammazioni alle gengive\* e gengive fino a 7 volte più sane in sole 2 settimane.\*

### Progress Report



ExpertClean ti offre una guida ideale per migliorare e mantenere abitudini di igiene orale salutari da seguire tra un checkup dal dentista

e l'altro. Grazie ai sensori intelligenti integrati saprai quando stai esercitando una pressione eccessiva. Collegandoti all'app Sonicare, avrai un report dei progressi che ti aiuterà a percorrere sempre la strada giusta e ti mostrerà tutti i progressi che hai fatto.

### 4 modalità, 3 intensità




DiamondClean 9000 è dotato di modalità Clean, White+, Gum Health e Deep Clean+. La modalità Clean è ideale per una pulizia quotidiana, White+ per rimuovere a fondo le macchie, Gum Health offre una pulizia efficace ma delicata per le gengive e Deep Clean+ consente di ottenere una pulizia profonda e tonificante. I tre livelli di intensità ti consentono di scegliere tra un'impostazione più alta per una pulizia profonda e una più bassa per le bocche più sensibili.

### Riconoscimento intelligente testina



Le testine intelligenti si assicurano che tu stia utilizzando la modalità e l'intensità giuste per ottenere le prestazioni migliori. Se ad esempio stai utilizzando la testina G3 Premium Gum Care, la tecnologia BrushSync di ExpertClean sincronizza automaticamente la testina dello spazzolino con la modalità Gum Health per aiutarti a ottenere i risultati migliori.

### Sensore di pressione integrato



Nel caso in cui tu stia esercitando troppa pressione, ExpertClean se ne accorrerà. Se devi diminuire la pressione, questo spazzolino intelligente emetterà un suono intermittente come promemoria per avvisarti che è necessario lasciar lavorare la testina dello spazzolino. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per ottenere una pulizia migliore.

### Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usano nel corso del tempo, pertanto ti consigliamo di tenerle d'occhio per accertarti che siano ancora in grado di garantire una pulizia ottimale. La nostra tecnologia BrushSync monitora il tempo di utilizzo della testina e la pressione esercitata. Il promemoria di sostituzione BrushSync sul manico e un breve segnale acustico ti segnalano quando è arrivato il momento di sostituire la testina.

# Specifiche

## Connettività

**Tecnologia wireless Bluetooth®:** App per la pulizia denti connessa

## Assorbimento

**Voltaggio:** 110-220 V

## Specifiche tecniche

**Autonomia (da completamente carica a scarica):** 14 giorni\*\*\*

**Batteria:** Ricaricabile

**Tipo di batteria:** Agli ioni di litio

## Aspetto e rifiniture

**Colore:** Rosa pastello

## Assistenza

**Garanzia:** Garanzia limitata di 2 anni

## Compatibilità

**Compatibilità Android:** Telefoni Android, Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

**Compatibilità iOS:** iPad 3a gen o superiore, iPhone 4S o successivo, con iOS7 o successivo, con sistema operativo iOS7

## Facilità d'uso

**Compatibilità del manico:** Testine ad aggancio semplice

**Manico:** Design ergonomico e compatto

**Avviso di sostituzione:** Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

## Accessori inclusi

**Testine:** 1 G3 Premium Gum Care, 1 C3 Premium Plaque Defence

**Manico:** 1 ExpertClean

**Caricabatterie:** 1

**Custodia da viaggio:** Custodia di ricarica USB

## Prestazioni di pulizia

**Velocità:** Fino a 62000 movimenti/min

**Prestazioni:** Rimuove fino a 10 volte più placca\*

**Benefici per la salute:** Gengive fino a 7 volte più sane\*

**Timer:** BrushPacer e SmarTimer

**Feedback sulla pressione esercitata:**

Vibrazione del manico per avvertire l'utente

## Modalità

**3 intensità:** Bassa, Media, Alta

**Clean:** Per un'eccezionale pulizia quotidiana

**Deep Clean+:** Per una pulizia profonda

**Gum Health:** Attenzione particolare per i molari

**White+:** Per rimuovere le macchie superficiali

## Associazione con modalità BrushSync

**Testina Premium Gum Care G3:** Associazione con la modalità Gum Health

**Premium Plaque Defence C3:** Associazione con la modalità Clean

## Tecnologia con sensore di movimento intelligente

**Sensore di pressione:** Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

**Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync:** Per sapere sempre quando, sostituire la testina

**Sensore di localizzazione:** Monitora e migliora la copertura

**Tecnologia BrushSync:** la testina intelligente, Connette il manico e

**Sensore di spazzolamento:** Guida per ridurre lo sfregamento

## Supporto software

**Aggiornamenti software:** Philips offre i relativi aggiornamenti software per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.

