

PHILIPS

sonicare

Elektriline Sonic-
hambahari lastele

For Kids

Sisseehitatud Bluetooth®

Juhendav rakendus

1 harjapea

Kaks režiimi



HX6321/04



Sonici interaktiivne võimsus. Rohkem rõõmu,
parem harjamine.

Põnev viis tervislike harjumuste tekitamiseks

Tehke lastele harjama õppimine huvitavaks. Philips Sonicare For Kids Bluetoothiga hambahari suhtleb lõbusa rakendusega, mis aitab lastel paremini ja kauem harjata. Lapsed õpivad rõõmuga tehnikaid, mis jäävad neile kogu eluks.

Loodud elukestvate tervislike harjumuste tekitamiseks

- Lõbusad, vahetatavad kleeibised isikupärasemaks muutmiseks
- Eluaegse harjumuse kujundamiseks
- Mitmele käesuurusele mõeldud käepide lastevanematele ja lastele

Interaktiivne lõbu ja Philips Sonicare'i tehnoloogia


- Pole vaja pidevalt sünkroonida
- Järgige lihtsalt rakendust
- 98% vastajate sõnul harjavad lapsed kauem ja paremini*
- Teie lapse isiklik harjamisjuhendaja

Tiipkasemal puhastamine kaitseb arenevaid naeratusi

- Dünaamiline puhastus juhib vedeliku hammaste vahele
- Kummist harjapea on loodud kaitsma noori hambaid
- Hambaarstid eelistavad
- Saadaval kaks eri suurusega harjapead
- Kaks lastesõbralikku võimsusrežiimi tagavad õrna ja tõhusa puhastuse


Esiletõstetud tooted

Lõbus ja hariv




Lastele on hammaste harjamine koos interaktiivse rakendusega mäng. Rakendus Sonicare Kids õpetab lapsi korralikult hambaid harjama lõbusate animatsioonide ja auhindade abil, mis on loodud toetamaks neid igapäevase harjumuse loomisel.

Interaktiivne Sonicare For Kids



Philips Sonicare For Kids' hambaharja ja rakenduse abil õpivad lapsed iseseisvalt korralikult hambaid harjama. Rakendus ühendub Bluetoothi abil teie lapse Sonic-hambaharjaga, et näidata õigeid harjamistehnikaid ja kontrollida harjamistulemusi. Lapsed näevad, kui hästi nad harjavad ja teenivad hea tulemuse eest auhinda. 98% lapsevanematest leidis, et selle hariva ja tõhusa rakenduse abil harjavad nende lapsed kauem ja paremini. See on laste jaoks lõbus viis arendada välja elukestvad head suuhooldusharjumused.

Saage tutvavaks – Sparkly



Lõbu algab kohe, kui on aeg hambaid harjata. Sonicare'iga saavad lapsed teenida tervislikke toiduauhindu, millega toita Sparklyt, kes julgustab neid kauem ja hoolikamalt harjama.

Laste hambahari koos rakendusega



Rakendus Sonicare Kids on mõeldud lastele hammaste harjamise lihtsustamiseks. Sparkly aitab lapsel kõiki suu osasid ühtlaselt harjata. Ja harjamisaeg pikeneb järk-järgult, et jõuda soovitatud kahe minutini.

Sünkroonimine iga paari päeva järel



Teie lapse hari salvestab kuni 20 harjamiskorra andmed, mistõttu pidev sünkroonimise vajadus puudub. See salvestab ka ajateavet – nii saate hõlpsalt jälgida, kui hästi teie laps oma rutiinist kinni peab.

Sonic-tehnoloogia



Kui lapsed õpivad hammaste pesemist, hoolitseb meie Sonic-tehnoloogia ülejäänud eest. Elektrilise hambaharja Philips Sonicare ainulaadne dünaamiline liikumine ulatub õrnalt ja tõhusalt sügavale hammaste vahele ja igemepiirile. Rohkem kui 500 liigutust sekundis aitab kompenseerida algelist tehnikat, kui lapse harjamisoskus alles areneb. See tehnoloogia teeb hambaharja Philips Sonicare For Kids kuni 75% efektiivsemaks kui käsihambaharjad, muutes hambaarstil käimise muretumaks.

8 lõbusat kleebist käepidemele



Lõbusad kleebised võimaldavad lastel valida oma hambaharja välimust. Iga Sonic-hambaharjaga on kaasas kaheksa vahetatavat kleebist, et lapsed saaks oma hambaharja välimust muuta, millal iganes soovivad. Lisaks saavad lapsed kujundada oma rakendusesisese tegelase välimust, muutes Philips Sonicare For Kidsi kasutamise alati kaasahaaravaks, lõbusaks ja samas efektiivseks.

Võimsusrežiimid



Kahe lastesõbraliku võimsusrežiimi abil tagab see võimas hambahari eakohase puhastuse; säästurežiim noorematele lastele ja tavarežiim vanematele lastele.

Eakohased harjapead

Sellel elektrilisel Philips Sonicare'i hambaharjal on kaasas üks kompaktse suurusega harjapea. Lisaks saab eraldi juurde osta standardsuuruses harjapea. Philips Sonicare for Kidsi harjapead on loodud spetsiaalselt kasvavate hammaste õrnaks puhastamiseks ja kaitsmiseks.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

Värv: Aqua

Võimsus

Pinge: 110–220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni kaks nädalat

Aku tüüp: Liitiumioon

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Ühilduvus

Ühilduvus Androidiga: Androidiga telefonid, Bluetooth 4.0 toega tahvelarvutid

Ühilduvus iOS-iga: iPhone 4S või uuem, iPad 3. gen. või uuem, koos iOS7 operatsioonisüsteemiga

Kergesti kasutatav

Käepide: Kummist käepide hõlbustab käsitlemist, Peenike, ergonomiline disain

Ekraan: Valgustatud ekraan

Akunäidik: Märkutuli aku laetuse kohta

Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Harjamisaeg: Kuni 3 nädalat**

Kaasasolevad tarvikud

Laadija: 1

Harjapead: 1 Sonicare for Kidsi kompaktn

Käepide: 1 Sonicare for Kids Ühilduv

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Tervislike suuhügieeni harjumuste tagamiseks

Talitus: 75% tõhusam*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Taimer: KidTimer ja Quadpacer

Režiimid

Võimsusrežiimid: 2

