



Philips Sonicare EasyClean
Sonična električna zobna
ščetka

1 način
2 glavi ščetke

HX6511/35

Učinkovitejše odstranjevanje oblog

Vrhunska zobna ščetka za bolj bele zobe

Z edinstvenim dinamičnim čiščenjem z električno zobno ščetko Philips Sonicare HX6511/50 nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesnih.

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Klinično dokazana varna in nežna uporaba
- Zobna ščetka Philips Sonicare pomaga pri beljenju zob

Pomaga vam upoštevati priporočila za zdrave zobe

- Dvominutni časovnik zagotavlja priporočeni čas ščetkanja
- Intervalni časovnik Quadpacer spodbuja temeljito ščetkanje

Zagotavlja vrhunsko čistočo

- Dinamično čiščenje s ščetko Sonicare tekočino usmerja med zobe
- Ukriavljen vrat glave ščetke za boljši dostop do zadnjih zob
- Odstrani do 2-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka
- Dinamično čiščenje tekočino usmerja med zobe

Omogoča ščetkanje po meri

- Program za enostaven začetek omogoča pravo čiščenje Sonicare

PHILIPS
sonicare

Značilnosti

Varno in nežno



Philips Sonicare je nežna električna zobna ščetka za čiščenje zobnih aparatov (glave ščetke se pri čiščenju teh hitreje obrabijo) in zagotavlja varno čiščenje zobnih popravkov (plomb, kron, porcelanastih lusk) in parodontalnih žepov.

Sonična tehnologija



Električna zobna ščetka Philips Sonicare z edinstvenim dinamičnim čiščenjem s ščetko Sonicare nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesnih.

SmarTimer




2-minutni časovnik električne zobne ščetke Philips Sonicare zagotavlja čas ščetkanja, ki ga priporočajo zobozdravstveni strokovnjaki

Ukrivljen vrat glave ščetke




Z edinstveno glavo ščetko z ukrivljenim vratom zobne ščetke lažje dosežete zadnje zobe in odstranite zobne obloge tudi s težje dosegljivih predelov.

Program za enostaven začetek



Po prvih 14 uporabah nežno povečuje moč, da se lažje navadite na uporabo električne zobne ščetke Philips Sonicare

Quadpacer



30-sekundni intervalni časovnik vas opomni, da ste končali s ščetkanjem določenega dela ust in vam sporoči, da začnete s čiščenjem naslednjega, kar zagotavlja enakomerno čiščenje ust.

Pomaga beliti zobe



Električna zobna ščetka Philips Sonicare pomaga odstranjevati in čistiti madeže na zobeh za bolj bel nasmeħ.

Odstrani do 2-krat več zobnih oblog



Patentirana sonična tehnologija odstrani do 2-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

Patentirana sonična tehnologija



Električna zobna ščetka Philips Sonicare z edinstvenim dinamičnim čiščenjem nežno in učinkovito očisti predele globoko med zobmi in ob dlesnih.



Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Ledeniško zelena

Napajanje

- Napetost: 110–220 V

Tehnične specifikacije

- Čas delovanja (od polne do prazne): Do 2 tedna
- Baterija: Za polnjenje
- Vrsta baterije: Litij-ionska

Servis

- Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

- Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje baterije
- Sistem glave ščetke: Enostavno pritrldjive glave ščetke

- Ročaj: Tanko ergonomska zasnova
- Čas ščetkanja: Do 2 tedna

Priloženi predmeti

- Polnilnik: 1
- Glave ščetke: 2 standardni ProResults
- Ročaji: 2 EasyClean

Učinkovitost čiščenja

- Zmožljivost: Odstrani do 2-krat več zobnih oblog*
- Hitrost: Do 62.000 potez ščetke/min
- Pozitivni vplivi na zdravje: Izboljšuje zdravje dlesni
- Prispeva k bolj belim zobem: Zobe pobeli za do 2 odtenka
- Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

Načini

- Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo



Datum izdaje 2022-06-06

Različica: 3.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* *pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean

* Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka