



Philips Sonicare For Kids  
Sonisk eltandborste

**Inbyggd Bluetooth®**

Instruktionsapp  
2 borsthuvuden och 8  
klistermärken  
2 lägen



HX6352/42

## Interaktiv sonisk kraft. Roligare, bättre borstning

En spännande start på hälsosamma vanor för livet

Låt barnen vara aktiva när de ska lära sig att borsta. Med Philips Sonicare For Kids Bluetooth-aktiverade tandborste kan du använda en rolig app för att borsta bättre och längre. Barnen har roligt samtidigt som de lär sig bra teknik.


### Interaktivt nöje och Philips Sonicare-teknologi

- 98 % säger att det är lättare att få barn att borsta längre och bättre\*
- Håll reda på borstningstiden även när du inte använder appen
- En interaktiv app gör att barnen engagerar sig i borstningen
- Spännande belöningar för framgångsrika borstningar

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Funktioner

### Eltandborsten för barn med inbyggd Bluetooth - Sonicare For Kids




I en undersökning genomförd av Philips i USA säger hela 98 % av föräldrarna att Sonicare's el tandborste för barn, Sonicare For Kids, gör det lättare att få sina barn att borsta både längre och bättre. Appen synkroniseras med el tandborsten via Bluetooth, så utöver att motivera barnet att borsta bättre kan föräldrarna även se hur barnets borstteknik utvecklas över tid. Dessutom kan barnen få spännande belöningar av Sparkly om han eller hon har borstat bra! Appen är kompatibel med både iOS och Android och finns gratis att ladda ner på Appstore och GooglePlay.

### Bluetooth-anslutning




Håll reda på borstningstiden även när du inte använder appen

### Rolig, lärorik, effektiv



Interaktivt nöje och Philips Sonicare-teknologi

### Roligare, bättre resultat



Philips Sonicare For Kids-tandborsten och appen gör det roligare än någonsin att borsta. Appens huvudperson är den förtjusande Sparkly, som tycker om att ha rena tänder. Barnen tar hand om Sparkly medan instruktören utmanar dem att borsta längre och bättre. Varje gång ditt barn borstar ordentligt blir Sparkly gladare och varje lyckad borstning belönas. Barnen kan läsa upp tillbehör som anpassar Sparkly eller vinna mat till Sparkly, som gillar att äta hälsosamt. Föräldrarna kan även själva välja belöningar som placeras i appen.

HX6352/42

## Specifikationer

### Effekt

- Spänning: 110–220 V

### Tekniska specifikationer

- batteri: Laddningsbar
- Batterityp: Litiumjon

### Design och finish

- Färg: Rosa

### Service

- Garanti: 2 års begränsad garanti

### Kompatibilitet

- Kompatibilitet med Android: Android-telefoner, Bluetooth 4.0-aktiverade surfplattor
- iOS-kompatibilitet: iPhone 4S eller högre, 3:e generationens iPad eller högre, med operativsystemet iOS7

### Lättanvänd

- Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt knäpps på
- Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen
- Handtag: Gummihandtag för enkel användning, Tunn, ergonomisk design

### Medföljande tillbehör

- Handtag: 1 Sonicare For Kids-handtag med Bluetooth
- Laddare: 1
- Borsthuvuden: 1 Sonicare For Kids, standard, 1 Sonicare For Kids, kompakt
- Klistermärken: 8 anpassningsbara klistermärken, 2 bonusmärken

### Rengöringsprestanda

- Prestanda: 75 % mer effektiv \*
- Häls fördelar: För hälsosamma tandvårdsvanor
- Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min
- Timer: KidTimer och Quadpacer

### Lägen

- Energilägen: 2

### Programvaror som kan användas

- Programvaruuppdateringar: Philips erbjuder relevanta programuppdateringar under två år efter inköpsdatumet.



Publiceringsdatum  
2022-06-23

Version: 9.9.3

EAN: 08 71010 39484 69

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* av de föräldrar som tillfrågades jämfört med att bara använda tandborste  
\* \*än med en vanlig tandborste  
\* \*\*baserat på två borstningar på två minuter per dag