

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
zobna ščetka

ProtectiveClean
4700

Vgrajen senzor pritiska

2 načina, 3 intenzivnosti

1 x funkcija BrushSync



HX6481/50



Bolj zdrave dlesni. Na nežen način.

Do 100 % bolj zdrave dlesni kot pri ročnem čiščenju.

Z našim senzorjem pritiska občutite razliko, ki jo prinaša nežno čiščenje, in poskrbite za do 100 % bolj zdrave dlesni v primerjavi z ročno zobno ščetko.

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Izboljšuje zdravje dlesni do 100 %*
- Varno in nežno na občutljivih predelih, ortodontskih in zobozdravstvenih popravkih
- Bolj beli zobje v samo enem tednu

Zasnova po vaši meri

- Spodbuda za temeljito ščetkanje
- Vedno pravočasno zamenjajte glavo ščetke

Inovativna tehnologija


- Obvešča vas, če pritiskate premočno
- Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare
- Povezuje pametni ročaj ščetke in pametne glave ščetke

Izboljšajte ščetkanje

- Dva načina, tri nastavitve intenzivnosti


Značilnosti

Izboljšuje zdravje dlesni



Goste visokokakovostne ščetine omogočajo izjemno nežno ščetkanje, s katerim odstranite zobne obloge ob robu dlesni in izboljšate zdravje dlesni do 100 % v primerjavi z ročno zobno ščetko, s posebno ukrivljeno konico pa preprosto dosežete tudi zobe v koticah ust.

Ščetkanje po vaše



Ta zobna ščetka vam omogoča, da ščetkanje prilagodite svojim potrebam, saj imate na voljo dva načina in tri nastavitve intenzivnosti. Standardni način Clean je namenjen vrhunskemu čiščenju, z načinom Gum Care pa dodate minuto blagega ščetkanja z nežno masažo dlesni. Tri nastavitve intenzivnosti vam omogočajo preklapljanje zaporedja »visoke« in »nizke« nastavitve za usklajevanje intenzivnosti od leve proti desni.

Varno in nežno



Prepričani ste lahko, da bo vaša izkušnja ščetkanja varna: našo sonično tehnologijo lahko uporabljate na zobnih aparatih, plombah, kronah in prevlekah. Pomaga preprečevati karies in izboljša zdravje dlesni.

Edina prava sonična tehnologija



Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.

Nadzorujte pritiskanje med ščetkanjem



S premočnim ščetkanjem lahko zobe in dlesni poškodujete. Da bi to preprečili, zobna ščetka Philips Sonicare ProtectiveClean začne oddajati nežne zvočne signale, s katerimi vas opozarja, da zmanjšajte pritisk.

Tehnologija BrushSync




Tehnologija mikročipa zazna in sinhronizira pametno glavo ščetke in pametni ročaj. Zmogljiva kombinacija pametnega ročaja in pametne glave ščetke zagotavlja, da prejimate pametne opomnike za zamenjavo.

Opomnik za zamenjavo BrushSync




Vse glave ščetke se sčasoma obrabijo. Toda naša tehnologija BrushSync nadzoruje trajanje uporabe glave ščetke in pritisk med ščetkanjem. Ko je čas za zamenjavo, vas na to opozorita lučka na ročaju in kratek zvočni signal. Tako ste lahko vedno prepričani, da vam glava ščetke zagotavlja vrhunsko čiščenje.

Priročni časovniki



Potrebujete električno zobno ščetko s časovnikom? Časovnik QuadPacer vas obvesti, ali ste posamezne dele ustne votline čistili dovolj časa, časovnik Smartimer pa vam sporoči, ko ščetkanje traja priporočeni dve minuti.

Naravna belina zob



Pritrdite glavo ščetke W2 Optimal White za odstranjevanje površinskih madežev in najbolj bel nasmeh. Klinično je dokazano, da goste osrednje ščetine za odstranjevanje madežev poskrbijo za bolj bele zobe v samo enem tednu.

Specifikacije

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 2 tedna

Vrsta baterije: Litij-ionska

Zasnova in izdelava

Barva: Bela in zelena

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

Združljivost ročaja: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje

baterije

Ročaj: Tanka ergonomska zasnova

Čas ščetkanja: Do 2 tedna

Opomnik za zamenjavo: Za stalno zagotavljanje najboljših rezultatov, opozorilna ikona zasveti

Priloženi predmeti

Ročaj: 1 x ProtectiveClean

Glave ščetke: 30 x G3 Premium Gum Care, 30 x C3 Premium Plaque Control

Polnilnik: 1

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62.000 gibov ščetke/min

Pozitivni vplivi na zdravje: Izboljšuje zdravje dlesni, Pomaga zmanjšati karies

Prispeva k bolj belim zobem: Zobe pobeli v 1 tednu

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

Povratne informacije o pritisku: Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

Načini

3 intenzivnosti: Visoka, Nizka, Srednja

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Gum Care: Nežno masira dlesni

Tehnologija pametnega senzorja

Opomnik za zamenjavo BrushSync: Vedno boste vedeli, kdaj morate zamenjati glavo ščetke

Senzor pritiska: Opozori, ko je ščetkanje premočno

