

Philips Sonicare
AirFloss Ultra –
hambavahepuhastaja

ProtectiveCleaniga

Sisseehitatud surveandur
1 puhastusrežiim
1 × BrushSynci funktsioon

HX8443/71



Garanteeritult* terved igemed 2 nädalaga**

Loodud ebaregulaarsetele hambavahede puhastajatele

Kui te ei kasuta regulaarselt hambaniiti, on AirFloss Pro/Ultra**** lihtsaim viis hambavahede tõhusaks puhastamiseks. AirFloss Pro/Ultrat saab kasutada suuvee või veega ja selle efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatud.**

Parandab suuhügieeni

- Efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatud hambaniidiga võrdne**
- Kuni 99,9% katueemaldus***
- Aitab vältida hambaauke hambavahedes

Uuenduslik tehnoloogia

- Ühendab hambaharja nutika käepideme ja nutikad harjapead
- Märkuanne õrnalt harjamise meeldetuletamiseks
- Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga
- Patsiendid saavad oma harjapeadest viimast võtta
- Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia

Tiipsemel tehnoloogia

- Õhu ja veepiisakeste tehnoloogia
- Suure jõudlusega otsak
- Kolmekordse purske kohandatavad sätted

PHILIPS
sonicare

Esiletõstetud tooted

Parandab igemete tervist




InterCare'i harjapeal on eriti pikad tihedalt koos paiknevad kvaliteetsed harjased, mille eesmärk on eemaldada sügavale hammaste vahele kogunenud hambakatt. On kliiniliselt tõestatud, et see vähendab igemete veritsust ja põletikku kõigest kahe nädalaga.

BrushSynci tehnoloogia



Mikrokiibi ühilduvusega tehnoloogia, mis tuvastab nutika harjapea ja sünkroonib selle nutika käepidemega. Nutikas käepide ja nutikas harjapea moodustavad võimsa kombinatsiooni, edastades teile nutikaid vahetamise meeldetuletusi.

Nutikas harjapea vahetamise meeldetuletus



Ükski harjapea ei ole igavene. Kuid meil on lahendus: meie nutikas harjamise tuvastamise tehnoloogia peab arvestust patsiendi harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt on harjatud. Kui vahetamisaeg on käes, süttib käepidemel

märgutuli. Nii saab olla kindel, et harjapea töötab tõhusalt.

Liiga suure jõuga?




Patsiendid ei pruugi liiga tugevat harjamist ise tähele panna, kuid nende hambahari märkab seda. Kui patsient harjab igemetele liiga tugevat survet avaldades, hakkab hambahari tegema pulseerivat heli, andes märku vajadusest õrnemalt harjata.

Philips Sonicare'i tehnoloogia




Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia suunab vett hammaste vahele ning selle harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

Kuni 99,9% katueemaldus



AirFloss Pro/Ultra eemaldab töödeldavas alas kuni 99,9% katust.***

Veepiisakeste tehnoloogia



Meie kliiniliselt tõestatud tulemused on võimalikud tänu meie ainulaadsele tehnoloogiale, mis ühendab õhu suuvee või veega, puhastades võimsalt ja samas õrnalt hambavahed ja igemepiiri.

Igemete parem tervis



Kliiniliselt on tõestatud, et Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra efektiivsus igemete tervise parandamisel on hambaniidiga võrdne.** Aitab parandada igemete tervist kõigest kahe nädalaga.

Aitab vältida hambauke



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra aitab vältida hambaukude teket hambavahedes, eemaldades õrna veejoa abil katu, mida ei saa eemaldada ainult harjates.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värv: Hallide varjunditega valge, Keskmise tumedusega sinine

Võimsus

- Pinge: Mitmevoldiline laadija

Tehnilised andmed

- Aku: Laetav
- Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni kaks nädalat
- Aku tüüp: Liitiumioon
- Laadimisaeg: Täislaadimiseks kulub 24 tundi

Hooldus

- Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

- Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead
- Käepide: Peenike, ergonomiline disain
- Akunäidik: Märkutuli aku laetuse kohta, Käepideme LED-tuled näitavad laetuse taset
- Harjamisaeg: Kuni kaks nädalat
- Hambaharjapea: Lihtne külgeklõpsata ja eemaldada
- Aku tööiga: 1-3 nädalat****
- Asendamise meeldetuletus: Alati parimate tulemuste tagamiseks, süttib meeldetuletuse ikoon

Kaasolevad tarvikud

- Laadija: 1
- Harjapead: 1 i InterCare'i standardne, 1 W2c

- Optimal White, kompaktne
- Käepide: 1 ProtectiveClean
- AirFloss Pro/Ultra käepide: 1
- AirFloss Pro/Ultra otsak: 1

Puhastusjõudlus

- Kasu tervisele: Aitab vähendada hambaukude teket, Puhastab kogu suu 60 sekundiga, Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga
- Talitlus: Eemaldab kuni 99,9% katust**
- Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis
- Kliiniliselt tõestatud tulemused: Sama tõhus kui hambaniit, igemete tervise parandamiseks, katu vähendamiseks, igemete veritsuse vähendamiseks
- Kohandatavad seadistused: Automaatvoog või käsitsirežiim, Ühe-, kahe- või kolmekordse impulss***
- Parimate tulemuste saavutamiseks: Vahetage otsakut iga 6 kuu järel
- Taimer: Quadpacer ja SmarTimer
- Tagasivõetud jõulise harjamise kohta: Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

Režiimid

- Puhastamine: Igapäevaseks tippasemel puhastamiseks
- Kaks intensiivsust: Madal, Kõrge

Nutikate anduritega tehnoloogia

- BrushSynci vahetamise meeldetuletus: Teadke alati, millal tuleb, harjapead vahetada
- Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku



Väljalaske kuupäev
2022-06-08

Versioon: 17.0.2

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* või saate raha tagasi.

** kui kasutatakse kerge kuni mõõduka igemepõletikuga patsientidel koos tavalise hambaharja ja antimikroobse suuloputusvedelikuga. AirFloss aitab ebaregulaarsetel hambaniidi kasutajatel välja arendada tervisliku hambavahede puhastamise rutini. Lisateavet leiate veebilehelt www.philips.com/airfloss/faq.

*** Laboratoorses uuringus, reaalsed suus saavutatavad tulemused võivad erineda.

**** AirFloss Ultra ja Pro on sama toode, mis võib riigist ja kanalist olenevalt kanda erinevat nime.

***** Valitud tuboseadistusest lähtuvalt