

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
zobna ščetka – preizkus

FlexCare Platinum

3 načini, 3 intenzivnosti

2 glavi ščetke

S senzorjem pritiska

UV-čistilnik za glave ščetke



HX9142/32



Tehnike so res lahko drugačne, rezultati pa so enaki

Prvo ščetkanje s tehnologijo za prilagodljivo čiščenje

Tehnologija za prilagodljivo čiščenje vključuje dve osnovni komponenti – inovativno glavo ščetke AdaptiveClean in intuitivni senzor pritiska. Obe funkciji pacientom omogočata boljše ščetkanje.

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Quadpacer
- Pametni časovnik
- UV-čistilnik

Zasnova po vaši meri

- Glava ščetke InterCare

Pomaga vam upoštevati priporočila za zdrave zobe

- Intuitivni senzor pritiska

Zagotavlja vrhunsko čistočo

- Glava ščetke AdaptiveClean
- Prilagodljivo ščetkanje
- Patentirana tehnologija zobne ščetke Sonicare

Omogoča ščetkanje po meri

- Novi način Deep Clean: učinkovito očistite zahtevna mesta

Značilnosti

Glava ščetke AdaptiveClean




Mehke in prilagodljive gumijaste stranice ščetinam omogočajo, da se prilagajajo edinstveni obliki zob in dlesni za do 4-krat boljši stik s površino*. • Prilagodljiva glava ščetke ščetinam omogoča, da se nežno prilagajajo dlesni in vpijajo prekomerni pritisk pri ščetkanju. • Napredno gibanje zagotavlja edinstven občutek v ustih in učinkovito čiščenje od dlesni in na težje dostopnih mestih*. • Dokazano odstrani 10-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka na težje dostopnih mestih*.

Glava ščetke InterCare



Izredno dolge ščetine dosežejo globlje v medzobni prostor in pomagajo odstraniti bistveno več zobnih oblog*. Idealno za paciente s krvavečimi dlesnimi ali večjim tveganjem za vnetje dlesni.

Intuitivni senzor pritiska



Če pri ščetkanju pritiskate premočno, vas ročaj na to opozori z nežnim vibriranjem, kar vas spodbuja, da uporabite pravilno tehniko. Raziskave v ZDA kažejo, da je 7 od 10 oseb, ki


so zobe ščetkali premočno, zaradi senzorja pritiska zobno ščetko začelo uporabljati nežneje.

Način Deep Clean



Naš novi način Deep Clean zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje težko dostopnih mest. Edinstveno gibanje glave ščetke v tem načinu in triminutno ščetkanje sta idealna izbira, ko se želite posebej posvetiti zahtevnim mestom.

Ščetkanje po meri



Tri nastavitve intenzivnosti in trije načini čiščenja omogočajo popolnoma udobno in učinkovito prilagojeno čiščenje, ki spodbuja boljšo higieno. Način Deep Clean zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje na težje dostopnih mestih. Idealen je za paciente, ki se morajo bolj posvetiti zahtevnim mestom.

UV-čistilnik




Odstrani do 99 % bakterij in virusov*. Lahko je na voljo v posameznih enotah kot dodatna oprema.

Pametni časovnik



Dvominutni časovnik zagotavlja čas ščetkanja, ki ga priporočajo zobozdravstveni strokovnjaki.

Quadpacer



30-sekundni intervalni časovnik spodbuja temeljito čiščenje vsakega dela ust.

Sonična tehnologija



Tekočino usmerja med zobe in ob dlesni za učinkovito in nežno čiščenje.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

Barva: Platinasto siva

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3 tedne**

Vrsta baterije: Litij-ionska

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje baterije

Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive

glave ščetke

Ročaj: Tanka ergonomska zasnova

Zaslon: Osvetljen zaslon

Čas ščetkanja: Do 3 tedne**

Priloženi predmeti

Potovalna torbica: 1

Glave ščetke: 1 AdaptiveClean, 1 standardna InterCare

Ročaji: 1 FlexCare Platinum

Polnilnik: 1

Ultravijolični čistilnik: 1

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62.000 potez ščetke/min

Zmogljivost: Odstrani do 10-krat več zobnih oblog*

Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni

Senzor pritiska: Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

Prispeva k bolj belim zobem: Pomaga naravno odstranjevati madeže

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

Načini

3 intenzivnosti: Visoka, Nizka, Srednja

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Globinsko čiščenje: Za poživljajoče globoko čiščenje

Bela: Odstranjuje površinske madeže



* Kot glava ščetke DiamondClean

* Kot ročna zobna ščetka

* Podatki so na voljo

* Po enkratni uporabi vsake zobne ščetke v primerjavi z Oral-B 3000/6000 CrossAction

** pri dveh dveminutnih ščetkanjih dnevno