

Philips Philips Avent  
Sterilisatiefilter

**Sterilisators**  
Wit

**CP1233/01**



Voor het filteren van de lucht voor het drogen

Controleer hieronder op compatibiliteit

Het luchtinlaatfilter houdt stofdeeltjes uit de sterilisatiekamer terwijl de gesteriliseerde onderdelen worden gedroogd.

**PHILIPS**

# Specificaties

## Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor producttypen:: SCF291, SCF293



Publicatiedatum  
2023-10-08

Versie: 8.8.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)