

# PHILIPS

## sonicare

Стандартни глави за звукова четка за зъби

C3 Premium Plaque Defence

опаковка – 2 бр.

Стандартен размер

Поставяне с щракване

Сдвояване в режим BrushSync

HX9042/17



## Нашата глава за четка за зъби, която почиства най-дълбоко

До 10 пъти по-ефективно отстраняване на плаката за отлични резултати

Вземете почистващо средство, уникално като усмивката ви. Нашата C3 Premium Plaque Defence се адаптира към контурите на зъбите и венците ви благодарение на меките огъващи се страни, осигуряващи ви 4 пъти повече повърхностен контакт, отколкото обикновена глава на четка\*\* за удобно и дълбоко почистване.

### Innovative technology

- Подобрена звукова технология на Philips Sonicare
- Автоматично избира оптимален режим за съвършени резултати\*\*\*

### Designed to optimize performance

- Тествано, за да отговаря на нуждите на вашето орално здраве
- Винаги ще знаете кога е време за смяна. Винаги ще получавате ефективно почистване.
- Дизайн за поставяне с щракване за лесна замяна на главата за четка

### Philips Sonicare's deep clean

- До 4 пъти повече контакт с повърхността\*\* за дълбоко почистване без усилия

### For exceptional plaque removal

- До 10 пъти по-добро премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби

# Акценти

## Какете сбогом на плаката



А благодарение на гъвкавата си конструкция, тя премахва до 10 пъти повече плака от труднодостъпните зони\* за едно наистина дълбоко почистване по линията на венците и между зъбите.

## Адаптивна технология на почистване



Получавате персонално почистване при всяко използване на четката с нашата адаптивна технология на почистване. Меките гумени страни се огъват, за да позволят на средството за защита срещу плаката Premium да се адаптира спрямо формата на вашите зъби и венци, поглъщайки излишния натиск при почистване и подобрявайки звуковата мощност на почистване. След това косъмчетата могат да се адаптират спрямо формата на зъбите и венците ви, за да се насладите на до 4 пъти по-голям повърхностен контакт в сравнение с обикновената четка на глава\*\* за дълбоко почистване в труднодостъпни зони.

## Сдояване в режим BrushSync™



Винаги получавате възможно най-доброто почистване с нашата функция за сдояване\* в режим BrushSync™. Главата на четката Philips Sonicare C3 за защита срещу плаката Premium се синхронизира с дръжката на вашата четка за зъби Philips Sonicare\*\*\* с активирана функция BrushSync™, избирайки оптимален режим на почистване и ниво на интензивност за изключително почистване. Всичко, което трябва да направите, е да започнете да си миете зъбите.

## Технология Philips Sonicare



Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстраняват плаката за изключително ежедневно почистване.

## Подсещане за смяна на главата на четката за зъби



Главите на четката стават по-малко ефективни след 3 месеца употреба, но с BrushSync™ ще ви бъде напомнено преди това да се случи.

Интелигентната четка за зъби ще проследява колко често и колко силно почиствате и ще ви уведоми, когато е време за смяна. Нямайте интелигентна четка за зъби Philips Sonicare? Просто наблюдавайте сините резервни косъмчета и когато станат бели ще знаете, че е време за нова глава на четка.

## Спокойно почистване



Всички глави на четки за зъби Philips Sonicare са безопасни и нежни към зъбите и венците. По време на изпитвания всяка глава на четка е подложена на тестове, за да гарантира издръжливост и изключителна производителност при всяко миене на зъбите.

## Лесно поставяне с щракване



Главата на четката C3 за защита срещу плаката Premium пасва перфектно на всяка дръжка на четка за зъби Philips Sonicare, с изключение на PowerUp Battery и Essence. Просто поставете и извадете с щракване за лесна смяна и почистване.

# C3 Premium Plaque Defence

Стандартни глави за звукова четка за зъби

HX9042/17

## Спецификации

### Дизайн и покритие

**Цвят:** Бяло

**Усещане на твърдост на косъмчетата:** Средно  
мека

**Напомнящи косъмчета:** Избледняване на  
цвета на сините косъмчета

**Материал на главата за четка:** Меки, гъвкави  
гумени страни

**Размер:** Стандартна форма

**Интелигентно разпознаване на главата на  
четката**

### Съвместимост

**Система на главата за четка:** Поставяне с  
щракване

**Подходяща за следните модели:** 2 серия за  
контрол на плаката, 2 серия за защита на  
плаката, 3 серия за здраве на венците,  
DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean,  
Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare  
Platinum Connected, FlexCare+, за децата,  
HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp,  
ProtectiveClean

### Включени в комплекта

**Глави за четка:** 2 C3 Premium Plaque Defence

### Качество и производителност

**Резервни части:** На всеки 3 месеца

**Тествана:** за оптimalна употреба

### Лечебен ефект

**Отстраняване на плаката:** Отстранява 10 пъти  
повече плака\*

