

# PHILIPS

## sonicare

Ηλεκτρική  
οδοντόβουρτσα Sonic

ProtectiveClean 6100

Ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης

3 λειτουργίες, 3 επίπεδα έντασης

2 λειτουργίες BrushSync

Θήκη ταξιδιού



HX6877/29



## Πιο λευκά δόντια. Απαλή φροντίδα.

Λευκαίνει τα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα.

Νιώστε τη διαφορά του απαλού καθαρισμού με τον αισθητήρα πίεσης, ενώ παράλληλα γίνεται λεύκανση των δοντιών σας μέσα σε μία εβδομάδα.

### Proven to improve oral health

- Ασφαλής και ήπια σε ευαίσθητες περιοχές, ορθοδοντικές και οδοντιατρικές εργασίες
- Λευκαίνει τα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα

### Designed around you

- Σας ενθαρρύνουν να βουρτσίζετε σχολαστικά τα δόντια
- Κάνει τα ταξίδια ευκολότερα για εσάς

### Innovative technology

- Θα ξέρετε πάντα πότε πρέπει να αντικαταστήσετε τις κεφαλές βουρτσίσματος
- Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare
- Συνδέει την έξυπνη λαβή οδοντόβουρτσας με τις έξυπνες κεφαλές βουρτσίσματος
- Σας ειδοποιεί όταν πιέζετε πολύ δυνατά

### Optimize your brushing

- Τρεις λειτουργίες, τρεις ρυθμίσεις έντασης
- Οι κεφαλές βουρτσίσματος επιλέγουν τη βέλτιστη λειτουργία και ένταση

# Χαρακτηριστικά

## Φυσικά λευκότερα δόντια



Κάντε κλικ στην κεφαλή βουρτσίσματος W2 Optimal White, για να αφαιρέσετε τις κηλίδες από την επιφάνεια και να αποκαλύψετε ένα λευκότερο χαμόγελο. Με τις πυκνές κεντρικές τρίχες αφαίρεσης κηλίδων, είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι λευκαίνει τα δόντια μέσα σε μία μόλις εβδομάδα.

## Βούρτσισμα με τον δικό σας τρόπο



Αυτή η οδοντόβουρτσα σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το βούρτσισμα με μια επιλογή τριών λειτουργιών και τριών επιπέδων έντασης. Η λειτουργία "Καθαρισμός" είναι η βασική για τον τέλειο καθαρισμό. Η λειτουργία "Λεύκανση" είναι η ιδανική λειτουργία για την αφαίρεση των κηλίδων από την επιφάνεια των δοντιών. Η λειτουργία "Φροντίδα των ούλων" προσθέτει ένα επιπλέον λεπτό βουρτσίσματος μειωμένης ισχύος, για να μπορείτε να κάνετε απαλό μασάζ στα ούλα σας. Τα τρία επίπεδα έντασης σας επιτρέπουν να αλλάζετε τη σειρά του "υψηλότερου" και "χαμηλότερου" επιπέδου έντασης από τα αριστερά προς τα δεξιά.

## Ασφαλής και απαλή σύνθεση



Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα απολαύσετε μια ασφαλή εμπειρία βουρτσίσματος: Η sonic τεχνολογία μας είναι κατάλληλη για χρήση με σιδεράκια, σφραγίσματα, γέφυρες και όψεις και αποτρέπει την τερηδόνα, ενώ βελτιώνει την υγεία των ούλων.

## Υπερβολική πίεση;



Μπορεί εσείς να μην αντιληφθείτε ότι βουρτσίζετε τα δόντια σας πολύ δυνατά, αλλά η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα με τον αισθητήρα πίεσης θα το καταλάβει. Αν αρχίσετε να πιέζετε τα ούλα σας, η οδοντόβουρτσα θα παραγάγει ένα χαρακτηριστικό ήχο, ως υπενθύμιση να μειώσετε την πίεση.

## Τεχνολογία BrushSync



Μία τεχνολογία με μικροσίπ που ανιχνεύει και συγχρονίζει την έξυπνη κεφαλή βουρτσίσματος με την έξυπνη λαβή. Η σύζευξη έξυπνης λαβής και

έξυπνης κεφαλής βουρτσίσματος είναι ένας ισχυρός συνδυασμός που ενεργοποιεί την έξυπνη λειτουργία σύζευξης και τις έξυπνες υπενθυμίσεις αντικατάστασης.

## Σύζευξη λειτουργίας και έντασης



Αναρωτιέστε ποια λειτουργία και ένταση θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε; Σταματήστε! Η σύζευξη της λειτουργίας BrushSync ενημερώνει την έξυπνη λαβή για το ποια έξυπνη κεφαλή βουρτσίσματος χρησιμοποιείτε. Έτσι, αν για παράδειγμα, κουμπώσετε μια κεφαλή βουρτσίσματος για τη φροντίδα των ούλων, η οδοντόβουρτσα γνωρίζει ότι θα πρέπει να επιλέξει τη βέλτιστη λειτουργία και ένταση για τα ούλα σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας.

## Υπενθύμιση αντικατάστασης BrushSync



Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματος φθείρονται με το χρόνο. Αλλά η τεχνολογία BrushSync παρακολουθεί για πόσο διάστημα χρησιμοποιείτε την κεφαλή βουρτσίσματος και πόσο σκληρά βουρτσίζετε. Όταν έρθει η ώρα να την αντικαταστήσετε, μια λυχνία στη λαβή και ένα σύντομο ηχητικό σήμα θα σας ειδοποιήσουν. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η κεφαλή βουρτσίσματος προσφέρει πάντα εκπληκτικά αποτελέσματα.

# Προδιαγραφές

## Ρεύμα

Τάση: 110-220 V

## Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Έως και 2 εβδομάδες

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

## Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώμα: Λευκό ασημί

## Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

## Ευκολία στη χρήση

Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός

Συμβατότητα λαβής: Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα

Ένδειξη μπαταρίας: Λυχνία κατάστασης μπαταρίας

Χρόνος βουρτσίσματος: Έως και 2 εβδομάδες

## Περιλαμβάνεται

Θήκη ταξιδιού: 1

Βάση σύνδεσης: 1

Κεφαλές βουρτσίσματος: 2 W2 Optimal White κανονικού μεγέθους

Λαβή: 1 ProtectiveClean

## Καθαριστική απόδοση

Ταχύτητα: Έως 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

Καλύτερη στοματική υγιεινή: Βελτιώνει την υγεία των ούλων μέσα σε δύο μόνο εβδομάδες, Συμβάλλει στη μείωση της οδοντικής πλάκας

Χρονομετρητής: QuadraCet και SmartTimer

Πληροφορίες για την πίεση: Η λαβή δονείται για να ειδοποιεί το χρήστη

## Λειτουργίες

3 επίπεδα έντασης: Χαμηλά, Μέτρια, Δυνατά

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

Φροντίδα των ούλων: Κάνει απαλό μασάζ στα ούλα

Λευκό: Αφαιρεί τις κηλίδες από την επιφάνεια των δοντιών

## Σύζευξη λειτουργίας BrushSync

C2 Optimal Plaque Control: Σύζευξη με τη λειτουργία "Καθαρισμός"

G2 Optimal Gum Care: Σύζευξη με τη λειτουργία "Φροντίδα των ούλων"

W2 Optimal White: Σύζευξη με τη λειτουργία "Λεύκανση"

## Τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα

Υπενθύμηση αντικατάστασης BrushSync: Θα ξέρετε πάντα πότε πρέπει να αντικαταστήσετε τις κεφαλές βουρτσίσματος

Αισθητήρας πίεσης: Ειδοποιήσεις όταν βουρτσίζετε τα δόντια σας πολύ δυνατά

Τεχνολογία BrushSync: Συνδέει την έξυπνη λαβή με, την έξυπνη κεφαλή βουρτσίσματος

