

PHILIPS

sonicare



Escova de dentes
elétrica sónica

3100 series

Tecnologia sónica

Sensor de pressão

QuadPacer e SmarTimer

Design ergonómico esguio



HX3673/14

Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.

Remoção de placa bacteriana até 3 vezes superior*

A tecnologia sónica aliada à ação de escovagem elimina suavemente 3 vezes mais placa bacteriana* do que uma escova de dentes manual.

Designed around you

- Bateria com vida útil de 14 dias
- Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova
- Torna as suas viagens mais fáceis

Optimize your brushing

- Otimize a sua escovagem com o SmarTimer e o QuadPacer

Easy transition to Sonicare

- Easy-Start para facilitar a transição

Protects your gums

- O sensor de pressão integrado protege os seus dentes e gengivas

Provides superior clean

- Remove a placa dentária até 3 vezes melhor do que uma escova de dentes manual*
- A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave

3100 series

Escova de dentes elétrica sônica

Destaques

Tecnologia Sonicare avançada



As vibrações potentes das cerdas criam microbolhas que penetram profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas para uma experiência refrescante. Obtenha os resultados de dois meses de escovagem manual em apenas 2 minutos.** 31 000 escovadelas por minuto limpam suavemente os dentes e rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

Remove até 3x mais placa bacteriana*



Foi clinicamente comprovado que a escova de dentes elétrica Sonicare com tecnologia Sonicare avançada remove até 3 vezes mais placa bacteriana* do que uma escova de dentes manual. Remove a placa bacteriana dos dentes e ao longo da linha das gengivas, protegendo simultaneamente as gengivas.

Protege as suas gengivas



O sensor de pressão integrado deteta automaticamente a pressão que aplica, avisa-o e reduz automaticamente as vibrações da escova

de dentes para ajudar a proteger as suas gengivas. A escova de dentes emite um som pulsante que serve de lembrete para aliviar a pressão. 7 em cada 10 pessoas consideraram que esta função as ajudou a escovarem melhor os seus dentes.

SmarTimer e QuadPacer



O SmarTimer de 2 minutos e o QuadPacer de 30 segundos fornecem orientação para escovar os dentes durante o período de tempo recomendado em todas as áreas da boca, de forma a garantir uma limpeza completa.

Lembrete de substituição BrushSync



Todas as cabeças de escova se desgastam ao longo do tempo, por isso, deve manter-se atento para garantir que continua a obter uma limpeza excelente. A nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. O lembrete de substituição BrushSync na pega e um breve sinal sonoro avisam quando for altura de a substituir.

HX3673/14

Easy-Start



O nosso programa Easy-Start oferece a opção de um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 utilizações da sua escova nova.

Carga da bateria de longa duração



A vida útil da bateria dura até 14 dias, para que possa passar longos períodos de tempo sem a carregar.

Estojo de viagem fino



O nosso estojo de viagem de alta qualidade permite-lhe guardar a sua escova de dentes de forma higiénica, enquanto a nossa base de carregamento USB compacta mantém a bateria carregada enquanto viaja. Consegue duas semanas de utilização regular com uma única carga completa, mas o carregador permite-lhe fazer viagens mais longas.

3100 series

Escova de dentes elétrica sónica

HX3673/14

Especificações

Alimentação elétrica

Voltagem: DC5V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 14 dias*****

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Preto

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de escova de encaixe fácil

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: A luz indica o estado da bateria

Lembrete de substituição BrushSync: Lembrete de substituição, Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova, O ícone de aviso acende-se, para garantir sempre os melhores resultados

Itens incluídos

Pega: 1 série 3100

Estojo de viagem: 1

Cabeça de escova: 1 C1 ProResults padrão

Carregador: 1 carregador USB (adaptador de parede não incluído)

Desempenho de limpeza

Performance: Remove até 3 vezes mais placa bacteriana*

Velocidade: Até 31 000 movimentos da escovagem/min.

Temporizador: Quadpacer e SmarTimer

Resposta da pressão: A pega vibra para alertar o utilizador

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

Tecnologia de sensor inteligente

Lembrete de substituição BrushSync: Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

