



Philips Philips Avent
Filtr sterylizatora

Sterylizatory
Biały

CP1233/01

Filtruje powietrze używane do suszenia

Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

Filtr wlotu powietrza zatrzymuje cząsteczki kurzu poza sterylizatorem w trakcie suszenia.

PHILIPS

Dane techniczne

Część zamienna

- Do modeli: SCF291, SCF293



Data wydania 2023-10-11

Wersja: 8.8.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com