

PHILIPS

sonicare

Електрическа звукова
четка за зъби

ProtectiveClean 4300

Вграден сензор за натиск

1 режим на чистене

1 функция BrushSync



HX6806/03



По-чисти зъби. По по-нежен начин.

Премахва до 7 пъти повече плака от ръчната четка за зъби

Усетете разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, като същевременно премахвате 7 пъти повече плака в сравнение с ръчната четка за зъби

Доказано подобрява здравето на устата

- До 7 пъти повече премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби
- Безопасно и нежно на чувствителни зони, ортодонтични приспособления и стоматологична работа

Проектирани по ваша мярка

- Страхотен начин да свикнете с новата си четка за зъби
- Насърчаване за внимателно миене
- Улеснява вашето пътуване

Иновативна технология

- Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката
- Подобрена звукова технология на Philips Sonicare
- Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката
- Уведомява ви, ако натискате прекалено силно

Акценти

Кажете сбогом на плаката



Плътно подредените, висококачествени косъмчета премахват до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби. А специално извитият електрически връх улеснява достигането до зъбите в задната част на устата ви.

Безопасност и щадящо действие



Можете да сте уверени в безопасно почистване: нашата звукова технология е подходяща за използване върху брекети, пломби, коронки и фасети. Помага при предотвратяване на формирането на кариеси и подобрява здравето на венците.

Единствената истинска звукова технология



Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

Прекалено голям натиск?




Вие може да не забележите, ако натискате прекалено силно, но електрическата четка за зъби със сензор за натиск ще забележи. Ако започнете да натискате венците си прекалено силно, четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да не натискате толкова много.

Технология BrushSync



Технология с микрочип, която открива и синхронизира главата на смарт четката със смарт дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата на смарт четката е мощна комбинация, която позволява смарт напомняния за смяна.


Програма Easy-start



Започването на нова дейност може да изисква известен период за привикване. Ето защо нашата програма за лесно започване ви дава възможност за

постепенно, нежно увеличаване на мощността на почистване за първите 14 пъти използване на новата ви четка.

Полезни таймери



Нашият QuadPacer ви уведомява, когато сте прекарали точното време за почистване на всяка част от устата, докато нашият Smartimer ви уведомява, когато изминат препоръчителните две минути за миене на зъбите.

Удобен калф за пътуване и зарядно устройство

Нашият първокласен калф за пътуване ви позволява да съхранявате четката за зъби хигиенично, докато нашата компактна основа за зареждане ви осигурява захранване, когато сте в движение. С едно пълно зареждане получавате две седмици при редовно използване, но зарядното устройство е билет за по-продължителни пътувания.

Напомняне за смяна BrushSync



Всички глави на четки с времето се износват. Но нашата технология BrushSync проследява колко дълго сте използвали главата на четката и колко силно сте миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката и кратък звуков сигнал. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четка си върши добре работата.

Спецификации

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Технически спецификации

Батерия: Акумулаторна

Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): До 2 седмици

Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие

Цвят: Пастелнорозово

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор показва състоянието на батерията

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на

главите с щракване

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Време за почистване: До 2 седмици

Напомняне за замяна: За да гарантира винаги най-добри резултати, иконата за напомняне светва

Включени в комплекта

Дръжка: 1 ProtectiveClean

Зарядно устройство: 1

Глави за четка: 1 C2 Optimal Plaque Defense

Калъф за пътуване: 1

Работни показатели при почистване

Лечебен ефект: Помага за намаляване на кариесите

Работни характеристики: Премахва до 7 пъти повече плака*

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Таймер: Quadpacer и Smartimer

Обратна връзка при натиск: Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

2 степени на интензивност: Ниски, Високо

Технология с интелигентен сензор

Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

Напомняне за смяна BrushSync: Винаги бъдете информирани кога да, смените главата на четката

