

PHILIPS

sonicare

Ηλεκτρική
οδοντόβουρτσα Sonic

ProtectiveClean 4300

Ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης

1 λειτουργία καθαρισμού

1 λειτουργία BrushSync



HX6806/04



Πιο καθαρά δόντια. Απαλή φροντίδα.

Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα από μία συμβατική οδοντόβουρτσα

Νιώστε τη διαφορά του απαλού καθαρισμού με τον αισθητήρα πίεσης ενώ αφαιρείται έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα σε σχέση με μία συμβατική οδοντόβουρτσα

Proven to improve oral health

- Έως και 7 φορές καλύτερη αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα
- Ασφαλής και ήπια σε ευαίσθητες περιοχές, ορθοδοντικές και οδοντιατρικές εργασίες

Designed around you

- Ένας εκπληκτικός τρόπος για να συνηθίσετε τη νέα σας οδοντόβουρτσα
- Σας ενθαρρύνουν να βουρτσίζετε σχολαστικά τα δόντια

Innovative technology

- Θα ξέρετε πάντα πότε πρέπει να αντικαταστήσετε τις κεφαλές βουρτσίσματος
- Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare
- Συνδέει την έξυπνη λαβή οδοντόβουρτσας με τις έξυπνες κεφαλές βουρτσίσματος
- Σας ειδοποιεί όταν πιέζετε πολύ δυνατά

Χαρακτηριστικά

Πείτε αντίο στην πλάκα



Πυκνές τρίχες υψηλής ποιότητας αφαιρούν έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα από μια συμβατική οδοντόβουρτσα. Επίσης, με το ειδικά καμπυλωμένο ηλεκτρικό άκρο μπορείτε να φτάσετε πανεύκολα στα δόντια που βρίσκονται στο πίσω μέρος του στόματος.

Ασφαλής και απαλή σύνθεση



Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα απολαύσετε μια ασφαλή εμπειρία βουρτσίσματος: Η sonic τεχνολογία μας είναι κατάλληλη για χρήση με σιδεράκια, σφραγίσματα, γέφυρες και όψεις και αποτρέπει την τερηδόνα, ενώ βελτιώνει την υγεία των ούλων.

Η μοναδική πραγματική τεχνολογία sonic



Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare σπρώχνει το νερό ανάμεσα στα δόντια, και οι κινήσεις της οδοντόβουρτσας καταστρέφουν την πλάκα και την καθαρίζουν προσφέροντάς σας εξαιρετικό καθαρισμό καθημερινά.

Υπερβολική πίεση;



Μπορεί εσείς να μην αντιληφθείτε ότι βουρτσίζετε τα δόντια σας πολύ δυνατά, αλλά η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα με τον αισθητήρα πίεσης θα το καταλάβει. Αν αρχίσετε να πιέζετε τα ούλα σας, η οδοντόβουρτσα θα παραγάγει ένα χαρακτηριστικό ήχο, ως υπενθύμιση να μειώσετε την πίεση.

Τεχνολογία BrushSync



Μια τεχνολογία με μικροστίπ που ανιχνεύει και συγχρονίζει την έξυπνη κεφαλή βουρτσίσματος με την έξυπνη λαβή. Η σύζευξη έξυπνης λαβής και έξυπνης κεφαλής βουρτσίσματος είναι ένα ισχυρός συνδυασμός που ενεργοποιεί τις έξυπνες υπενθυμίσεις αντικατάστασης.

Υπενθύμιση αντικατάστασης BrushSync



Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματος φθείρονται με το χρόνο. Αλλά η τεχνολογία BrushSync παρακολουθεί για πόσο διάστημα χρησιμοποιείτε την κεφαλή βουρτσίσματος και πόσο σκληρά βουρτσίζετε. Όταν έρθει η ώρα να την αντικαταστήσετε, μια λυχνία στη

λαβή και ένα σύντομο ηχητικό σήμα θα σας ειδοποιήσουν. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η κεφαλή βουρτσίσματος προσφέρει πάντα εκπληκτικά αποτελέσματα.

Πρόγραμμα εύκολης έναρξης



Όταν ξεκινάτε κάτι καινούριο, μπορεί να χρειαστείτε λίγο χρόνο μέχρι να το συνηθίσετε. Γι' αυτό τον λόγο, το πρόγραμμα εύκολης έναρξης σας δίνει την επιλογή σταδιακής, ήπιας αύξησης της ισχύος βουρτσίσματος τις πρώτες 14 φορές που θα χρησιμοποιήσετε τη νέας σας οδοντόβουρτσα.

Χρήσιμοι χρονοδιακόπτες



Το Quadpacer σας ενημερώνει πότε έχετε αφιερώσει το σωστό χρονικό διάστημα για τον καθαρισμό κάθε τμήματος του στόματός σας, ενώ το Smartimer σας ενημερώνει πότε έχετε βουρτσίσει τα δόντια σας για τα συνιστώμενα δύο λεπτά.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώμα: Παστέλ ροζ

Ρεύμα

Τάση: 110-220 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): 14 ημέρες**

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση

Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός

Ένδειξη μπαταρίας: Λυχνία κατάστασης μπαταρίας

Συμβατότητα λαβής: Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα

Περιλαμβάνεται

Λαβή: 1 ProtectiveClean

Βάση σύνδεσης: 1

Κεφαλές βουρτσίσματος: 1 C2 Optimal Plaque Defence

Καθαριστική απόδοση

Ταχύτητα: Έως 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

Καλύτερη στοματική υγιεινή: Συμβάλλει στη μείωση της οδοντικής πλάκας

Απόδοση: Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα*

Χρονομετρητής: Quadpacer και SmartTimer

Πληροφορίες για την πίεση: Η λαβή δονείται για να ειδοποιεί το χρήστη

Λειτουργίες

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

2 επίπεδα έντασης: Χαμηλά, Δυνατά

Τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα

Υπενθύμιση αντικατάστασης BrushSync: Θα ξέρετε πάντα πότε πρέπει να αντικαταστήσετε τις κεφαλές βουρτσίσματος

Αισθητήρας πίεσης: Ειδοποιήσεις όταν βουρτσίζετε τα δόντια σας πολύ δυνατά

