

PHILIPS

sonicare

Szónikus elektromos
fogkefe alkalmazással

DiamondClean Smart

Személyre szabott tanácsok

Intelligens kefefej-érzékelők

Intelligens kefefej-felismerés

5 üzemmód, 3 intenzitási szint



HX9954/57



Teljes körű rendszer az egészségesebb szájért

Az intelligens érzékelőtechnológiával rendelkező legjobb fogkefénk

Maximális tisztaság a DiamondClean Smart fogkefével. Küszöbölje ki a bizonytalanságot a valós idejű visszajelzéssel és a személyre szabott tanácsokkal – az egészségesebb fogakért és fogínyért, a még hatékonyabb fehéritésért és a friss leheletért. Nem csupán egy fogkefe – teljes körű szájápolási megoldás.

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

- Akár 10-szer annyi lepedéket távolít el* az alapos tisztításért
- Akár 7-szer egészségesebb fogíny* mindössze 2 hét után
- Akár 100%-kal több lerakódást távolít el**, mindössze 3 nap alatt
- Élvezze a hosszan tartó, friss leheletet

Egyéni alkalmazáson belüli tanácsok a tökéletes kefehasználatához

- Visszavezet a kihagyott területekre a 100%-os lefedettségért
- Túl erős rányomás esetén figyelmeztet
- Viselje jobban gondját a problémás területeknek
- Irányítja a fogmosást, és megmutatja a kihagyott területeket
- Rávezei, hogyan csökkentse a dörzsölést

Optimalizálja a fogmosást

- Egyszerű és stílusos töltés – otthon és úton
- A kefefejek automatikusan kiválasztják az optimális beállítást
- 5 üzemmód és 3 intenzitási beállítás közül választhat

Fénypontok

Mondjon búcsút a lepedéknek



Illessze a fogkefére a C3 Premium Plaque Control kefejelet a mindennél alaposabb tisztítás élményéért. A puha, rugalmas oldalú kefefej sörtéi pontosan követik az egyes fogak felületét, 4-szer nagyobb felületi érintkezést biztosítva***, és akár 10-szer több lepedéket távolítanak el még a nehezen elérhető helyekről is*.

Gondoskodás az ínyének



Illessze a fogkefére a G3 Premium Gum Care kefejelet fogínye egészségének fokozására. Kisebb mérete és célzott ínyvonalmenti sörtéi gyengéd, mégis hatékony tisztítást nyújtanak az ínyvonalnak, ahol az ínybetegségek általában kezdődnek. Klinikailag igazoltan akár 100%-kal csökkenti az íngyulladás esélyét*, és akár 7-szer egészségesebb fogínyt eredményez már két hét használat után.*

Fehérebb fogak, gyorsan



Illessze a fogkefére a W3 Premium White kefejelet a felületi lerakódások eltávolításához és a legfehérebb mosolyhoz. Klinikai tesztekkel bizonyított, hogy a sűrűn elhelyezkedő sörték


alkotta középső feltöltőbetét révén mindössze három napon belül 100%-kal több elszíneződést távolít el.**

TongueCare+ nyelvtisztító kefe




Illessze a fogkefére a TongueCare+ nyelvtisztító kefé, és távolítsa el gyengéden a nyelv pórusaiból a kellemetlen szagért felelős baktériumokat. 240 speciálisan kialakított MicroBristles mikrosörtéje bejut a nyelv minden barázdájába és mélyedésébe, és eltávolítja a rossz leheletet okozó baktériumokat és lerakódásokat. Az antibakteriális BreathRx nyelvtisztító sprayel párosítva az eredmény: kiváló tisztítás és szuperfriss lehelet.

Fókuszterületek és célkitűzések



Fogorvosa felhívta a figyelmét pár problémás területre? Mi kijelöljük azokat az alkalmazáson belüli 3D-s szájtérképen, és emlékeztetjük Önt arra, hogy fordítson rájuk különös figyelmet.

Nincs több kihagyott rész!




A Philips Sonicare alkalmazás jelzi Önnek, hogy mikor érte el a teljes és alapos tisztítást, és útmutatásával tudatosabb, jobb fogmosóvá válhat.

Könnyű munka



Az elektromos fogkefe használatakor a fogkefe végzi a munkát. A markolatba épített dörzsölés-érzékelő gyengéden figyelmezteti Önt a dörzsölés visszafogására. Így tovább javíthatja a technikáját a gyengédebb, hatékonyabb tisztításért.

BrushSync módpárosítás



Nem tudja, melyik módot és intenzitást kellene használnia? Ne tanakodjon tovább! A kefefejben lévő mikrochip megmondja a DiamondClean Smart fogkefének, hogy éppen melyiket használja. Ezért ha például egy fogínyvédő kefejelet pattint fel, a fogkefe ki tudja választani az optimális módot és intenzitást a gyengéd, mégis hatékony ínyápoláshoz. Önnek csupán a bekapcsoló gombot kell megnyomnia.

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

Bluetooth® vezeték nélküli technológia:
Fogmosási alkalmazás

Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): 14 nap*****
Akkumulátor: Újratölthető
Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Kék

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Kompatibilitás

Android-kompatibilis: Android 8.0 vagy ennél újabb verzió
iOS-kompatibilis: iPhone iOS 13.0 vagy újabb verzióval

Egyszerű használat

Markolat kompatibilitás: Könnyen rápatintható kefefejek
Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
Töltöttségjelző: Világító ikon jelzi az akkumulátor élettartamát
Kijelző: Világító kijelző

Kefefej-felismerés: Szinkronizálás az optimális üzemmóddal

Csere-émlekeztető: Így mindig a legjobb eredményt nyújthatja, az emlékeztető ikon világitani kezd

Tartozékok

Utazótok: USB-töltős utazótok
Fogkefe-tartó: 1
Kefefejek: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1 TongueCare+ nyelvtisztító kefe
Markolat: 1 DiamondClean Smart
Pohártöltő: 1

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc
Egészségügyi előnyök: Akár 7-szer egészségesebb fogíny****
Teljesítmény: Akár 10-szer annyi lepedéket távolít el*
Időzítő: BrushPacer és SmarTimer
Fehérítő hatás: Akár 100%-kal kevesebb elszíneződés*****
Nyomásvisszajelzés: Lilán világító gyűrű, A markolat rezgésével figyelmezteti a használat
TouchUp: 100%-os lefedettséget nyújt

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért
3 intenzitási szint: Magas, Közepes, Alacsony
Deep Clean+: Az élénkítő mélytisztításért

Egészséges íny: Különös figyelemmel az őrlőfogakra

TongueCare+: A hosszan tartó, tiszta leheletért
White+: A felületi lerakódások eltávolításáért

BrushSync módparosítás

C3 Premium Plaque Control: A Clean (Tisztítás) móddal párosítható
G3 Premium Gum Care kefefej: A Gum Health móddal párosítható
W3 Premium White kefefej: A White+ móddal párosítható
TongueCare+ nyelvtisztító kefe: A TongueCare móddal párosítható

Intelligens érzékelőtechnológia

Nyomásérzékelő: Túl erős fogmosás esetén figyelmeztet
Helyérzékelő: Nyomon követi és javítja a lefedettséget
Dörzsölés-érzékelő: Rávezt a dörzsölés csökkentésére
3D-s térkép a szájról: Kijelöli a problémás területeket
TouchUp: A kihagyott területek kezelésére

Támogatott szoftverek

Szoftverfrissítések: A Philips a vásárlás dátumától számított 2 évig kínál szoftverfrissítéseket.



* Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush
** egy kézi fogkefe és egy piacvezető fehérítő fogkrém együttes használatához képest
*** a DiamondClean fogkefefejhez képest
**** Gum Health (Egészséges fogíny) módban, a kézi fogkefékhez képest; 2 hét után
***** 3 napi White+ módban való használat után, a kézi fogkeféhez képest
***** naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve, standard üzemmódban