




Philips Sonicare
ProtectiveClean 6100
„Sonic“ elektrinis dantų
šepetėlis

Integruotas spaudimo jutiklis

3 režimai, 3 intensyvumo
nustatymai
2 „BrushSync“ funkcijos
Kelioninis dėklas



HX6877/34

Baltesni dantys. Švelnus valymas.

Baltesni dantys vos per 1 savaitę.

Pajuskite švelnaus dantų valymo skirtumą naudodami spaudimo jutiklį, džiaukitės baltesniais dantimis vos per 1 savaitę.

Proven to improve oral health

- Saugiai ir švelniai valo jautrias vietas, ortodontija ir dantų gydymas
- Baltesni dantys vos per savaitę

Designed around you

- Skatinimas valyti kruopščiai
- Keliaukite lengviau

Innovative technology

- Praneša, jei spaudžiate per stipriai
- Visada žinokite, kada reikia keisti šepetėlio galvutes
- Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“
- Sujungia išmaniają šepetėlio rankeną ir išmaniąsias šepetėlio galvutes

Optimize your brushing

- Trys režimai, trys intensyvumo nustatymai
- Šepetėlių galvutės parenka optimalų režimą ir intensyvumą

PHILIPS
sonicare

Ypatybės

Natūraliai baltesni dantys




Uždėkite šepetėlio galvutę „W2 Optimal White“, norėdami pašalinti paviršines dėmes ir džiaugtis baltesne šypsena. Viduryje yra tankūs, dėmes šalinantys šereliai. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad dantys tampa baltesni vos per vieną savaitę.

Valymasis savu būdu



Su šiuo dantų šepetėliu individualiai pritaikysite valymą rinkdamiesi iš trijų režimų ir trijų intensyvumų. Valymo režimas yra standartinis ir skirtas geriausiam valymui. Balinimo režimas puikiai tinka paviršinėms dėmėms šalinti. Dantenu priežiūros režime pridėjama papildoma ne tokio galingo valymo minutė, kad švelniai pamasazuotumėte dantenas. Trys intensyvumo nustatymai gali būti keičiami nuo „didžiausio“ iki „mažiausio“ derinant su intensyvumais iš kairės į dešinę.

Saugiai ir švelniai



Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai: mūsų technologija „Sonic“ tinkama naudoti

dėvint kabes, karūnėles, turint plombų ir dantų su karūnėlėmis, ją galima naudoti siekiant išvengti dantų gedimo ir kasdieni dantenu sveikatai gerinti.

„Philips Sonicare“ technologija



Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

Stebi spaudimą valymo metu



Per stipriai valydami dantis galite pažeisti dantis ir dantenas. Norint to išvengti, „Philips Sonicare ProtectiveClean“ skleidžia švelnų pulsuojančią garsą, kad įspėtų, jog spaudžiate per stipriai.

Technologija „BrushSync“



Technologija su integruotu lustu aptinka ir sinchronizuoja išmaniąją šepetėlio galvutę su išmaniąja rankena. Išmaniosios rankenos ir išmaniosios šepetėlio galvutės pora yra galingas

derinys, dėl kurio veikia išmanusis režimas ir išmanieji šepetėlio galvutės keitimo priminimai.

Režimo ir intensyvumo poravimas



Svarstote, kurį režimą ir intensyvumą naudoti? Daugiau nebesvarstykite. „BrushSync“ režimų poravimo funkcija nurodo išmaniajai rankenai, kurią šepetėlio galvutę naudojate. Tad, pvz., jei uždėsite dantenu priežiūros šepetėlio galvutę, dantų šepetėlis parinks dantenoms optimalų režimą ir intensyvumą. Jums tereikia paspausti įjungimo mygtuką.

„BrushSync“ šepetėlio galvutės keitimo priminimas



Visos šepetėlio galvutės bėgant laikui nusidėvi. Tačiau mūsų technologija „BrushSync“ stebi, kiek laiko naudojote šepetėlio galvutę ir kaip stipriai valėte dantis. Kai ateis laikas ją pakeisti, apie tai perspės ant rankenos esantis šviesos indikatorius ir trumpas pyptelėjimas. Taip būsite tikri, kad šepetėlio galvutė valo efektyviai.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta, sidabrinė

Maitinimas

- Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

- Baterija: Pakartotinai įkraunama
- Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): Iki 2 savaičių
- Baterijos tipas: Ličio jonų

Techninė priežiūra

- Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

- Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
- Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės
- Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo baterijos įkrovą
- Valymo laikas: Iki 2 savaičių

Pridėti priedai

- Įkroviklis: 1
- Rankenėlė: 2 „ProtectiveClean“
- Šepetėlių galvutės: 2 „W2 optimal white“
- Kelioninis dėklas: 2

Valymo veiksmingumas

- Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.
- Nauda sveikatai: Pagerina dantenu sveikatą vos per dvi savaites, Padeda sumažinti ertmių
- Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“ laikmačiai
- Atsakomoji reakcija į spaudimą: Naudotojas išpėjamas rankenėlės vibravimu

Režimai

- „Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien
- 3 intensyvumo nustatymai: Žemas, Vidutinis, Aukštas
- „Gum Care“: Švelniai masažuoja dantenas
- Balta: Pašalina paviršines dėmes

„BrushSync“ režimas-poravimas

- „C2 Optimal Plaque Control“: Suderinama su „Clean“ režimu
- „G2 Optimal Gum Care“: Poruojama su dantenu priežiūros režimu
- „W2 Optimal White“: Poruojama su balinamuoju režimu

Išmanioji jutiklinė technologija

- „BrushSync“ keitimo priminimas: Visada žinokite, kada, keisti šepetėlio galvutes
- Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per stipriai
- Technologija „BrushSync“: Sujungia išmaniąją rankeną su, išmaniaja šepetėlio galvute



Išleidimo data 2022-04-20

Versija: 4.4.1

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis