

Philips Sonicare Cordless  
Power Flosser 3000  
Burnos irigatorius

„Quad Stream“ technologija  
Impuls. srovės nukreipia tinkama  
linkme



HX3806/31

## Tarpdančių valymas su nauja „QuadStream“ technologija

Pašalina iki 99,9 % apnašų\* valomose vietose

Lengvai, kruopščiai išvalykite tarpdančius, kad pagerintumėte dantenu sveikatą. Unikalus „Quad Stream“ antgalis nuvalo daugiau ploto įdedant mažiau pastangų, kad tarpdančiai kaskart būtų išvalyti efektyviau, todėl lengva juos valyti tinkamai.

### Provides a superior clean

- Mūsų unikali technologija valo veiksmingai, tačiau švelniai

### Easy and convenient

- Standartinis antgalis konkrečioms vietoms valyti
- Greitas, universalus įkrovimas naudojant USB-C laidą

### Faster, more effective flossing

- 2 irigavimo režimai, 3 intensyvumo nustatymai
- Visapusiška švara vos per 60 sek.
- Impulsinės srovės technologija nukreipia nuo danties prie danties
- „Quad Stream“ technologija skirta greitesniam, veiksmingesniam tarpdančių valymui

### Let the DiamondClean 9000 adapt to your needs

- Individualiems poreikiams pritaikytas valymas

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Ypatybės

### „Quad Stream“ technologija



Unikalios „X“ formos „Quad Stream“ antgalis atskiria srovę į 4 vandens sroves, kurios apima didesnį plotą tarp dantų ir išilgai dantenų linijos. Išvalykite greičiau, giliau ir nevardami su dantų siūlu.

### „Pulse Wave“ technologija




Švelnūs vandens impulsai padeda judėti nuo danties prie danties naudojant režimą „Deep Clean“, todėl tinkamai iššivalysite kiekvieną kartą.

### 2 režimai, 3 intensyvumai



Pasirinkite jūsų šypsenai tinkančią švarą. Režimas „Clean“ užtikrina nepertraukiamą srovę, skirtą efektyviam kasdieniam valymui. „Deep Clean“ impulsai skirti valyti kruopščiau. Intensyvumo lygis reguliuojamas taip, kad jaustumėtės maloniai.

### Visapusiška švara vos per 60 sek.



Pasiekite sunkiai pasiekiamas vietas naudodami 360 laipsnių besisukantį antgalį, kad prietaisą galėtumėte naudoti nukreipę bet kuria kryptimi. Kruopščiai išvalykite 360 laipsnių vos per 60 sek. nuo pradžios iki pabaigos.

### USB-C įkrovimas



Patogiai įkraunant USB-C laidu naudojama ta pati jungtis, kuri yra skirta daugumai mobiliųjų telefonų ar planšetinių kompiuterių. Įkrovus vieną kartą, veikia 14 dienų.


### 4 režimai, 3 intensyvumų nustatymai



„DiamondClean 9000“ turi „Clean“, „White+“, „Gum Health“ ir „Deep Clean+“ režimus, kad pritaikytumėte dantų valymą visiems savo poreikiams. Režimas „Clean“ skirtas išskirtiniam kasdieniam valymui, „White+“ – dantų pigmentinėms dėmėms

šalinti, „Gum Health“ valo danteną švelniai, tačiau veiksmingai, o „Deep Clean+“ išsiskiria gaviu, giliu valymu. Yra trys intensyvumo nustatymai, todėl galite rinktis nuo didesnio nustatymo, kad valymas būtų geresnis, iki žemesnio nustatymo jautresniems dantims bei dantenoms.

### Standartinis antgalis konkrečioms vietoms valyti



Standartinis vienos srovės antgalis veikia didesniu slėgiu, kad prirėikus išvalytumėte konkrečią vietą ir pašalintumėte maisto apnašas.

### „Philips Sonicare“ technologija



Galinga „Sonic“ vibracija suplaka dantų pastą į su apnašomis kovojančius burbulus ir nukreipia juos giliai tarp dantų bei palei dantenų liniją. Vos per 2 minutes iššivalysite taip, kaip valydami mėnesį įprastu dantų šepetėliu.

# Specifikacijos

## Maitinimas

- Įtampa: Kelių įtampų kroviklis

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2-jų metų ribota garantija

## Lengva naudoti

- Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
- Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti

## „Performance“

- Valymas: Visą burną išvalysite per 60–90 sek.

## Pridėti priedai

- Belaidis „Power Flosser“ prietaisas: 1
- „F1 Standard“ antgalis: 1

- „F3 Quad Stream“ antgalis: 1
- Kelioninis krepšys: 1
- USB įkrovimo laidas: 1
- USB sieninis adapteris: 1

## Režimai

- „Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien
- „Deep Clean+“: Stiprinantis gilus valymas
- Intensyvumo nustatymai: 3

## Nauda sveikatai

- Apnašų pašalinimas: Pašalina iki 99 % apnašų valomose vietose\*

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta



Išleidimo data 2023-08-30

Versija: 10.8.1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* „In vitro“ tyrimo metu. Faktiniai rezultatai gali skirtis.